

Blowers & Lights



口腔内撮影用ミラー

OK-BLOWER MIRROR KIT

OKブローアー ミラーキット

ミラーが曇りにくく、
すぐに口腔内撮影ができ効率的!

撮影前にミラーを保温しなくても、ファンが呼気による曇りを防ぎます。
口腔内を明るく照らすライトとあわせて、鮮明な口腔内撮影をサポートします。
ハンディサイズのため、小児や訪問診療にもおすすめです!

送風ファン

3種類のミラー付属


3段階調ライト

オートパワーオフ

コードレス(USB充電)

オートクレーブ滅菌*

*ミラーのみオートクレーブ滅菌対応



新発売記念キャンペーン!

期間

2024.10.21日 - 12.20日

キャンペーン期間中 OKブローアー ミラーキットを
数量限定!特別価格!にてご提供いたします。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>





1年保証
(本体のみ)

OKブローアー ミラーキット

価格 ¥38,000

製品構成

本体、ミラー3種(ワイド、ミディアム、スモール)、
充電用USBケーブル(タイプC)

一般的名称:歯鏡 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104310377

OKブローアー 本体

価格 ¥29,000

サイズ: W55mm×D125mm×H12mm 重量: 80g 材質:ABS樹脂
充電時間: 約1時間(環境により異なります)

MIRROR SIZE ミラーサイズ

価格 各 ¥9,000

「OKブローアー ミラーキット」には3サイズのステンレススチール製ミラーが付属



WIDE
ワイド



MEDIUM
ミディアム



SMALL
スモール

OPTION



BUCCAL
バッカル(舌側用・頬側用)

RELATED PRODUCTS 関連商品



歯科専用口腔内カメラ
クリアファイバープロVI
価格 ¥580,000

- 高効率光ファイバー搭載
- ミラーレス一眼カメラ

構成: 光ファイバーユニット、
ミラーレス一眼カメラ、マクロレンズ
サイズ: W125×D160×H110mm
重量: 約828g



口腔内撮影用LEDライト
クリアファイバー スマートPIX®
価格 ¥125,000

- スマホ、タブレット用LEDライト
- 太陽光に近い自然な発色

照度: 4,900Lux(対象から15cmの場合)
調光: 3段階
電源: 乾電池(単4×3本)
サイズ: W166×D120×H58mm(アーム装着時)
重量: 約140g(電池除く)

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

数量限定

\\今だけ\\

お得 にフロスセット
を導入・販売できる!

患者さまのフロス 習慣化応援 キャンペーン

フロスを本気で頑張りたい患者さん、
そして、本気で続けられるフロス指導を目指す
歯科医師・歯科衛生士さんを応援いたします!



価格：7,680円+税

セット内容

フロスペン



細身のヘッドが奥歯の歯間にラクに届いて、フロスがカンタンに



本セットの『フロスペン』には、フロスは付属しておりません。
『フロスモ』の糸をセットしてお使いください。

+

フロスモ



つねに見えるところに貼っておけるので、忘れがちな
フロスの習慣化につながる



イタリア製エクスパンドフロス

セットで使って毎日続けられる! キャンペーン特別セットをご用意しました。

本キャンペーンは、什器セットのみの販売となります



本気の歯間ケア デンタルフロスセット 置き什器セット

価格：7,680円+税

内容：本気の歯間ケア デンタルフロスセット
ホワイト/ブラック 各6個

JAN：4522163038943

品番：U-FS-0004



ホワイト
JAN：4522163038929
品番：U-FS-4001



ブラック
JAN：4522163038936
品番：U-FS-4002

本気の歯間ケア デンタルフロスセット

患者価格：800円+税/1個あたり

内容：フロスモ1個/フロスペン1個

* 本セットの『フロスペン』には、フロスは付属しません

糸色：ホワイト(白)/ブラック(黒)

素材：AS樹脂・ステンレス・ポリエステル

フロスの仕様：ワックス付き、無香料

※ 本品は単品での販売はありません。

リピートでのご注文は、通常品の『フロスモ』をご注文ください



ホワイト



ブラック

価格：480円+税/1個あたり

患者価格：600円+税/1個あたり

品番品名：U-FS-1001 フロスモ ホワイト

U-FS-1002 フロスモ ブラック

JAN：ホワイト 4522163036444 / ブラック 4522163036451

内容量：50m

糸色：ホワイト(白)/ブラック(黒)

素材：AS樹脂・ステンレス・ポリエステル

フロスの仕様：ワックス付き、無香料

※ 価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。



『フロスペン』・『フロスモ』の詳細
は当社ウェブサイトをご覧ください

ジーシーグループ



[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

株式会社カンミ堂

ご用命は

コメット FG ダイヤモンドバー DIAO



毎日の治療
レベルアップ

Celebrate Your Routine.

And elevate patient experience.

特別
価格

期間限定

2024.10/21 月

~11/20 水

1本入お試し



コメット独自

パールビーズを配合

パールビーズの隙間でエッジが際立つ
コアース粒子相当の切削能力を発揮

パールビーズ部に水が循環
発熱・目詰まりを制御

パールビーズがダイヤ粒子を固定
耐久性を向上



資料で提供：遠山 敏成 先生
(東京都練馬区 マイスター春日歯科クリニック)

厳選 特別価格 15 形態が今なら試しやすい

対象製品

1本入に!!

コメット FG ダイヤモンドバー “DIAO” シリーズ

※黒いイラストはほぼ実物大です

テーパードショルダー ラウンドエッジ



品番 (J7-ス)	KP6847KR 016
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.6
全長(mm)	21.0
テーパ―	2.0度
最高回転数 (毎分)	45万
価格(5入)	7,200円
価格(1入) ※期間限定	1,150円

推奨回転数：毎分 16 万回転

ロングテーパード ラウンド



品番 (J7-ス)	KP6850 014	KP6850 016	KP6850 018
作業長(mm)	10.0		
最大径(mm)	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	24.0		
テーパ―	2.0度		
最高回転数 (毎分)	30万		
価格(5入)	7,200円		
価格(1入) ※期間限定	1,150円		

適正回転数：毎分 16 万回転

テーパードシャンファ―ラウンド



品番 (J7-ス)	KP6856 012	KP6856 014	KP6856 016	KP6856 018	KP6856XL 021
作業長(mm)	8.0				12.0
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1
全長(mm)	21.0				24.0
テーパ―	2.0度				
最高回転数 (毎分)	30万	45万			30万
価格(5入)	7,200円				9,000円
価格(1入) ※期間限定	1,150円				1,440円

適正回転数：毎分 16 万回転

ロングペアラウンド



品番 (J7-ス)	KP6830RL 018
作業長(mm)	5.0
最大径(mm)	1.8
全長(mm)	19.0
最高回転数 (毎分)	45万
価格(5入)	3,600円
価格(1入) ※期間限定	570円

推奨回転数：毎分 16 万回転

エッグ



品番 (J7-ス)	KP6379 023	KP6379E 029
作業長(mm)	4.2	5.6
最大径(mm)	2.3	2.9
全長(mm)	19.0	21.0
最高回転数 (毎分)	30万	16万
価格(5入)	7,200円	
価格(1入) ※期間限定	1,150円	

適正回転数：毎分 16 万回転

オクルーシェ―パー



品番 (J7-ス)	KP6370 030	KP6370 035
作業長(mm)	7.5	10.5
最大径(mm)	3.0	3.5
全長(mm)	21.0	23.0
最高回転数 (毎分)	10万	
価格(5入)	9,000円	
価格(1入) ※期間限定	1,440円	

推奨回転数：毎分 10 万回転

テーパード ラウンドエッジ



品番 (J7-ス)	KP6845KR 018
作業長(mm)	4.0
最大径(mm)	1.8
全長(mm)	19.0
最高回転数 (毎分)	45万
価格(5入)	3,600円
価格(1入) ※期間限定	570円

テーパ―：3度
推奨回転数：毎分 16 万回転

全形態表はこちら



DIAO インタビュー動画

実際にお使いに
なられた先生方の
感想はこちら



最新の情報は SNS から



Facebook



Instagram

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー

販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせ

Ti-Max Z / Ti-Max X Series

増速コントラ キャンペーン

キャンペーン期間

2024

11/1 ▶ 12/20

掲載製品の詳しい情報はこちら



<ナカニシ製> 増速コントラ 特別価格でご提供いたします

Ti-Max Z チタン製ボディ & DURAGRIP

増速 1:5



ライト付 Z95L 標準価格 **¥163,000**

- 最高回転速度: 200,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ: ø8.9 × H 13.4 mm
- 4点注水スプレー
- FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

増速 1:5



ライト付 Z85L 標準価格 **¥168,000**

- 最高回転速度: 200,000 min⁻¹
- ミニヘッド
- ヘッドサイズ: ø8.9 × H 11.9 mm
- シングルスプレー
- FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

増速 1:4.5



ライト付 Z84L 標準価格 **¥168,000**

- 最高回転速度: 180,000 min⁻¹
- ミニヘッド
- ヘッドサイズ: ø8.9 × H 12.6 mm
- 4点注水スプレー
- FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用

増速 1:4.2



ライト付 Z45L 標準価格 **¥154,000**

- 最高回転速度: 168,000 min⁻¹
- 45° アングルヘッド
- ヘッドサイズ: ø9.6 × H 14.5 mm
- 4点注水(2way注水方式)
- FGバー用(ø1.6)

Ti-Max X チタン製ボディ & DURAGRIP

増速 1:5



ライト付 X95L 標準価格 **¥143,000**

ライト無し X95 標準価格 **¥110,000**

- 最高回転速度: 200,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ: ø10.0 × H 14.5 mm
- 4点注水スプレー
- FGバー用(ø1.6)スタンダードシャンクバー用

増速 1:5



ライト付 X85L 標準価格 **¥148,500**

ライト無し X85 標準価格 **¥115,000**

- 最高回転速度: 200,000 min⁻¹
- ミニヘッド
- ヘッドサイズ: ø9.6 × H 13.4 mm
- シングルスプレー
- FGバー用(ø1.6)ショートシャンクバー用



エステセム II

BoSE Technology × Contact Cure

ボンドマー
ライトレスII
シリーズ発売から
7th

オートミックスペーストキャンペーン

期間/数量限定 2024.10.21 月 ▶ 2025.1.20 月

キャンペーン 1 エステセム II パーストミニ(オートミックス) + ミキシングチップ + ボンドマー ライトレス II ミニキット



お試し
サイズ
ペーストA/B(ユニバーサル)各1.2mL 1本+
ミキシングチップ セメント用10個 ¥5,925相当



ボンドマー ライトレス II ミニキット ¥4,850相当

セットにして
特別価格にて
ご提供!

キャンペーン 2 エステセム II パーストミニ(オートミックス) + ミキシングチップ

※臨床でのご使用には
「ボンドマー ライトレスII」が必要です。



お試し
サイズ
ペーストA/B(ユニバーサル)
各1.2mL...1本
標準医院価格 ¥4,900相当



ミキシングチップ セメント用
10個 ¥1,025相当

セットにして
特別価格にて
ご提供!

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

※エステセム II 歯科接着用レジセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000 ボンドマー ライトレスII 歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料 (管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000 ※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※価格は2024年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。 ※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステセム II オートミックスペーストキャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

キャンペーン 1

[キャンペーンコード:16107]

キャンペーン 2

[キャンペーンコード:16119]

ご住所 〒

セット

セット

TEL ()

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス
0120-54-1182

受付時間
9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)



ボンドマー ライトレスⅡ 「幅広い用途」に「ひとつの操作」で!

ボンドマー ライトレスⅡは、ボンディングとプライマーの機能をあわせもつマルチユース型のボンディング材です。



- エナメル質 ■ 象牙質 ■ CAD/CAMハイブリッドレジン ■ ニケイ酸リチウム
- その他シリカ系セラミックス ■ ジルコニア ■ アルミナ ■ 陶歯 ■ ファイバーポスト
- ハイブリッド型硬質レジン ■ コンポジットレジン ■ 金銀パラジウム合金 ■ コバルトクロム合金 ■ チタン合金 ■ ニッケルクロム合金 ■ ステンレス合金 ■ 金合金 ■ 銀合金

材質によらず同一操作
照射は不要です!



- ✓ 塗布後の待ち時間 0
- ✓ 照射 0
- ✓ 照射熱 0

エステセムⅡ 操作性と強度の両立!

エステセムⅡは、余剰セメントの除去も容易で術者、患者のストレス軽減できる接着性レジンセメントです。

「扱いやすいペースト」設計!


操作余裕時間は、ペースト練和後60秒。
垂れにくく、余剰セメントは一塊で除去可能。
2分半の間※、半硬化状態が続くため、
焦ることがありません。

※【光硬化の場合】800mW/cm²の照射器を用いて2秒照射
【化学硬化の場合】37℃で約1分間保持



写真提供 東京都台東区 大谷歯科クリニック 大谷 一紀 先生

照射に左右されない
接着性と高い曲げ強さ



※弊社つくば研究所測定

エステセムⅡを用いた操作ステップ

CASE 1. CAD/CAM エンドクラウン装着

写真提供 東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎 圭祐 先生



仮封材除去、清掃後



補綴物にボンドマー ライトレスⅡを塗布、エアブロー



歯質にボンドマー ライトレスⅡを塗布、エアブロー



ペースト塗布後、
余剰セメント除去、最終光重合



術後(頬側面観)



術後(咬合面観)

CASE 2. ジルコニアクラウンとチタンベースの装着

制作協力及び写真提供 神奈川県横浜市 有限会社アートセラミック



チタンベースにボンドマー ライトレスⅡを塗布、エアブロー



ジルコニアクラウン内面に
ボンドマー ライトレスⅡを塗布、エアブロー



エステセムⅡペースト塗布
※シェードはホワイトオペークを使用



正しい方向を確認して圧接



余剰セメント除去後、最終光重合



接着完了

歯科用色調遮蔽材料

トクヤマ マスキングオペカー

変色・着色
金属色の遮蔽に
これ1本



遮蔽性

背景色を効果的にマスキング

金属色・変色部位の遮蔽に



着色を確認



窩底部にトクヤマ マスキングオペレーターを塗布・硬化



エステライトユニバーサルフロー A2で積層充填



遮蔽材料を使用せず
エステライトユニバーサルフロー A2
のみで充填した場合

用途		
遮蔽	充填 (主にデンチン・エナメル)	
トクヤマ マスキング オペレーター	エステライト ユニバーサル フロー OPA2	エステライト ユニバーサル フロー A2

高 ← 遮蔽性 → 低

0.5mm 1mm 1mm

硬化体の厚み

窩底部に薄く一層、
背景色を効果的にマスキング

操作性

窩底部に馴染むハイフロー

伸びやすくムラがない、
まんべんなく遮蔽



ハイフローの高い塗布性で
窩底部に薄く均一に馴染む

操作ステップ



充填部の歯面清掃後



被着面の材質に応じた処理
※画像はボンドマー ライトレス II で処理



トクヤマ マスキングオペレーターを充填
※1回の充填厚みは0.5mm以内とする



照射後
※800mW/cm以上の照射器で
20秒を目安に照射



通常に従いコンポジットレジンを積層、照射。硬化後仕上げ/研磨。



歯科用色調遮蔽材料

トクヤマ マスキングオペレーター

(管理医療機器) 認証番号306AFBZX00053000

シリンジ 3g(1.8mL) 1本
トクヤマディスペンシングチップ 2個
樹脂キャップ 2個

標準医院価格 **¥4,700**

関連製品

トクヤマディスペンシングチップ



標準医院価格

¥2,500/50個



※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。価格は2024年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社トクヤマデンタル

■ご用命は

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

キャンペーン期間

2024
10.21
11.20

〈数量限定〉

ジーシー ルシエロカレンダー CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ジーシー ルシエロカレンダーキャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

GC



キャンペーン
対象製品ご購入で
〈贈呈品〉2025
卓上ルシエロカレンダー
1個贈呈!

毎年恒例のルシエロカレンダー
2025年度は季節に合わせた
かわいいイラストモチーフが満載♪

2025 〈贈呈品〉
卓上
ルシエロカレンダー



【サイズ】W140×H200mm



表はカヨフォルで
目立デザイン



使いはすにデザイン

スケジュールシールや
休日のシートもあります♪



わかりやすい8めぐりやすいインデックス

〈対象製品〉ルシエロ 歯ブラシ [いずれか 2口]

★ルシエロ B-10

〈2種〉
M(ふつう)、S(やわらかめ)
希望患者価格
1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960



青い箱

1口 20本1函

★ルシエロ P-10

〈2種〉
M(ふつう)、S(やわらかめ)
希望患者価格
1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960



黄緑の箱

1口 20本1函

★ルシエロ B-20ピセラ

〈2種〉
M(ふつう)、S(やわらかめ)
希望患者価格
1本 ¥340(税込)
希望医院価格
¥5,080



オレンジの箱

1口 20本1函

★ルシエロ P-20ピセラ

〈2種〉
M(ふつう)、S(やわらかめ)
希望患者価格
1本 ¥340(税込)
希望医院価格
¥5,080



ピンクの箱

1口 20本1函

★ルシエロ B-30グラッポ

希望患者価格
1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960



紫の箱

1口 20本1函

★ルシエロ P-30グラッポ

希望患者価格
1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960



青緑の箱

1口 20本1函

★ルシエロ I-20インプラント

希望患者価格 1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960



紺の箱

1口 20本1函

★ルシエロ OP-10

希望患者価格 1本 ¥390(税込)
希望医院価格
¥5,960
(¥1,490×4函)



濃いピンク
の箱

1口 5本1函×4

★ルシエロ W-10

希望患者価格 1本 ¥450(税込)
希望医院価格
¥4,260
(¥2,130×2函)



白い箱

1口 6本1函×2

GCチャンネル

ジーシー歯科衛生士によるオンラインセミナー

受講料
無料

基礎から学ぶ!

ルシエロ 処方するブラッシングセミナー

患者さんとより良い関係作りのためにルシエロ歯ブラシの“処方”を活用しませんか?



詳細・
ご視聴は
こちら!

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2024年10月21日~11月20日

対象製品	ご購入数	ご注文数	対象製品	ご購入数	ご注文数	
B-10M	20本1函	<input type="checkbox"/>	B-30 グラッポ	20本1函	<input type="checkbox"/>	
B-10S		<input type="checkbox"/>	P-30 グラッポ		<input type="checkbox"/>	
P-10M		<input type="checkbox"/>	I-20 インプラント		<input type="checkbox"/>	
P-10S		<input type="checkbox"/>	OP-10		5本1函×4	4函× <input type="checkbox"/>
B-20M ピセラ		<input type="checkbox"/>	W-10		6本1函×2	2函× <input type="checkbox"/>
B-20S ピセラ		<input type="checkbox"/>				
P-20M ピセラ		<input type="checkbox"/>				
P-20S ピセラ		<input type="checkbox"/>				

贈呈品 卓上ルシエロ
カレンダー 1個

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____ ご担当者 _____

様

※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。 ※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。
また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。 ※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※対象製品は医療機器ではありません。

GC友の会歯科医師会員に入会すると、下記特典が受けられる！

エバーエクスフロー®をいち早く試せる

充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン
ジーシー エバーエクス フロー バルクシェード

【包装】 シリンジ 3.7g (2.0mL) 1本、フィリングチップIII プラスチック3個、
 フィリングチップ用キャップ1個、テクニクガイド1部

【希望医院価格】 1箱1本 ¥5,800

歯科用充填コンポジットレジン/高利用支台築造材料
 ジーシー エバーエクス フロー
 【管理医療機器】 306AKBZX00025000



友の会優待あり
 (9/24-12/31)

	会員以外	会員
友の会特典	×	○
友の会優待	×	○ ^{*1}
その他特典	×	・症例冊子が届く ・オンライン講演会の受講料が無料 ^{*2}

会員特典製品 配布開始	優待製品 出荷開始	通常製品 出荷開始
8月末頃～	9/24～	10/21～

^{*1} バルクシェード/デンチンシェードを1回のみ各1本ずつ優待価格にてご購入いただけます。
^{*2} 一部対象外がございますが、会員価格で受講いただけます。

GC友の会オリジナル学術冊子で症例を学べる

新たな修復材料の魅力～充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン～



Prof. Pekka Vallittu
 トウルク大学
 歯学研究室 室長



新谷 明一先生
 日本歯科大学生命歯学部
 歯科理工学講座 教授



河阪 幸宏先生
 東北大学大学院歯学研究科
 分子・再生歯科補綴学分野/
 北四番丁神田歯科・矯正歯科



南野 卓也先生
 医療法人 祥会
 Nao歯科・矯正歯科 理事・院長

- 保存修復治療の新時代
- ダイレクトの新たな可能性
- 間接法接着修復の潮流

Coming soon ...

会員無料²のオンライン講演会でより幅広く、深く症例を学べる

Biomimetic Dentistry ～次世代の修復技術～

vol.1
 9/19(木) 19:30-21:00
 新谷 明一先生
 日本歯科大学生命歯学部
 歯科理工学講座 教授



vol.3
 11/ 6(水) 20:00-21:30
 南野 卓也先生
 医療法人 祥会
 Nao歯科・矯正歯科 理事・院長



vol.2
 10/16(水) 20:00-21:30
 河阪 幸宏先生
 東北大学大学院歯学研究科分子・再生歯科
 補綴学分野/北四番丁神田歯科・矯正歯科



vol.4
 11/27(水) 20:00-21:30
 内山 徹哉先生
 医療法人 社団
 マイクロデンタルクリニック 理事長・院長



and more...



2024年度 GC友の会 入会申込書

会期：2024年4月1日～2025年3月31日 《必ずすべてご記入ください》

※GC友の会 会期更新は、会期更新システムを採用しています。なお、会期更新時期には、更新のご意思確認のためのご案内状をお送りいたします。

歯科医師会員 会費 8,000円 (税別) …製品代7,000円を含む

ふりがな		(男・女)	生年月日	西暦	年	月	日
ご入会者名			出身校				卒業年 年卒業
友の会ID (メールアドレス)							
貴医院名		お取引販売店					(本支店名)
医院ご住所	〒		TEL				
			FAX				

お申し込みは、お取引の歯科販売店を通じてお申し込みください。

歯科販売店の方へ 本申込書をジーシーにお渡しください。(FAXでも受付します：03-3815-3421)

「個人情報の取り扱いについて」 ●ご記入いただいた個人情報は、本申込みに係るご連絡並びにGC友の会の運営に活用させていただきます。また、ジーシー取扱商品やセミナー・講演会開催のご案内などに活用させていただく場合もあります。なお、ご記入内容に不足があると、お申し込みに支障が生ずる場合があります。●個人情報：業務委託先に開示する場合がありますが、個人情報の安全管理体制が整備された業務委託先を選定し、かつ業務委託先を適切に監督いたします。また、法令等による場合を除いて、第三者（弊社グループ会社、特約店又は取扱い販売店を除きます）に提供することはありません。●個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせは以下の窓口へご連絡ください。●個人情報管理責任者（代理人）株式会社ジーシーデンタルインフォメーションセンター 所長 *上記を確認し、ご承認いただいた上で、申込書にご記入ください。


株式会社 ジーシー

カスタマーサービスセンター ▶ お客様窓口 ☎0120-416480 受付時間 9:00a.m.～5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

支店 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333 営業所 ●北海道 (011)729-2130 ●東北 (022)207-3370 ●名古屋 (052)757-5722 ●九州 (092)441-1286

デンチンリプレイス材料

Optimal Aspect Ratio (OAR)テクノロジーを駆使したショートファイバーの配合により、高い破壊靱性および象牙質(デンチン)に近い弾性率を実現することで、クラック伝播抑制作用を發揮します。



SEM画像提供: Lippo Lassila先生 (University of Turku, Finland)


歯質や材料自体の破折リスクを低減

(破壊靱性試験後の試験片の状態)

エバーエックス フローはショートファイバーの緩衝作用により、クラックの伝播が抑制されている。



クラック伝播抑制



ファイバーを含まない従来のコンポジットレジン(自社製品)

CR充填、支台築造 どちらにも使用可能

オススメ症例 /

- 残存歯質の少ないコンポジットレジン充填
- CAD/CAM冠等の補綴時のライナー
- 残存歯質の少ない支台築造

⚠ エバーエックス フローが露出しないよう、表層に使用可能なコンポジットレジンもしくは最終補綴物で表面を覆ってください。

⚠ 根管内(ポスト孔内)には充填しないでください。



写真提供: Rudolf Novotny先生 (Slovakia)



充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン

エバーエックス フロー®

いずれか2本

色調●2色=バルク、デンチン
包装・希望医院価格●1函(各色): シリンジ 3.7g (2.0mL) 1本、
フィリングチップⅢ プラスチック 3個、フィリングチップ用キャップ1個、
テクニックガイド1部=¥5,800

歯科充填用コンポジットレジン / 歯科用支台築造材料
ジーシー エバーエックス フロー 管理医療機器 306AKBZX00025000



バルク

デンチン

New

エバーエックス フロー® 発売記念キャンペーン

【キャンペーン期間】 2024. 10.21 ▶ 11.20 (数量限定)

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「エバーエックス フロー® 発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

「エバーエックス フロー®(バルク、デンチン)」いずれか2本と
キャンペーンセット品「G-プレミオ ボンド(Newボトル) 0.7mL 特別仕様」1本を
組み合わせ価格でご提供!

キャンペーンセット品

1ボトルで様々な症例に活躍の「マルチユース」

各種用途で
使用できます

- CR充填修復
- 象牙質レジンコーティング
- 知覚過敏抑制
- 口腔内リペア
- コア(直接法)の歯面処理
- レジンセメントの歯面処理

多目的光重合型1液性ボンディング材

G-プレミオ ボンド® (New ボトル) 1本
0.7mL 特別仕様

【期間限定販売品】 希望医院価格●¥5,000

歯科用象牙質接着材(歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 /
歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材)
ジーシー G-プレミオ ボンド 管理医療機器 226AABZX00098000



裏面の案内もご覧ください

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年10月21日~11月20日

貴医院名		対象製品	ご購入数	キャンペーンセット品
ご住所 〒		エバーエックス フロー® バルク	いずれか2本	G-プレミオ ボンド (Newボトル) 0.7mL 特別仕様 1本
TEL ()		エバーエックス フロー® デンチン		
お取引販売店	ご担当者			

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は



「キャンペーン期間」

2024

10 / 21
▼
11 / 20

「GC」



ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

10%増量
Campaign

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「ルシェロ歯みがきペースト ホワイト 10%増量キャンペーン」を実施いたします。

是非、この機会にご用命ください。

キャンペーン期間中ご注文いただいた通常製品は

10%増量したものをお届けいたします!

white
ruscello

数量限定



サイズ変わらず
内容量10%増量

毎日のブラッシングで輝く白い歯に

薬用歯みがき 医薬部外品 歯科医院用

ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

110g 1本

【希望医院価格】¥1,430

【希望患者価格】¥1,980(税込)

※1 個装函やチューブ等のサイズは通常製品と同サイズになります。

※対象製品は、ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケアではございません。



プレミアムケア

3つの力で歯を白く

弱アルカリ性

着色汚れを浮かす

Lime粒子[®]

着色汚れを
やさしく落とす

PEG400

タバコのヤニを
落とす

むし歯予防

フッ素
950ppm

※本品にはハラベンが含まれておりますので、ハラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。

キトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年10月21日~11月20日

貴医院名		対象製品	ご購入数
ご住所 〒		ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト 110g 1本	
TEL ()		※ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケアでは ございません。	
お取引販売店	ご担当者	様	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※対象製品は医療機器ではございません。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東 京(03)3813-5751
●大 阪(06)4790-7333
●北 海 道(011)729-2130
営業所 ●東 北(022)207-3370
●名 古 屋(052)757-5722
●九 州(092)441-1286

歯科用覆髄材料・歯科用根管充填シーラ

ニシカキャナルシーラー®BGmulti キャンペーン

期間 **11/8 — 12/13**
2024年

数量限定

単品もセットも

特別価格

にてご提供

*詳しくは裏面をご覧ください。


平素は格別のお引き立てをたまわり、誠にありがとうございます。
このたび、「ニシカキャナルシーラー®BGmulti」の数量限定キャンペーン
を実施いたします。ご採用を検討中の歯科医院様、またご愛用
いただいている歯科医院様もぜひこの機会をご利用ください。



バイオアクティブ ガラス
Bioactive Glassを配合した
幅広く使用できる多用途(マルチ)製材

マルチな性状

パウダーを混ぜる量により
性状を変えられます。



マルチな適応

根充から覆髄まで
使用できます。



覆髄

根充

製品についての詳しい
情報はここから



ニシカキャブルシーラー®BGmulti キャンペーン対象品



ペースト

アルミパック包装

【包装】ペースト(ダブルシリンジ)1本 [A材 4.5g(2.5mL)、B材 4.5g(2.5mL)]
 【標準価格】 12,000円
 ↓
特別価格



パウダー

【包装】パウダー1個 [2g]
 【標準価格】 9,800円
 ↓
特別価格



セット

【包装】ペースト(ダブルシリンジ)1本
 [A材 4.5g (2.5mL)、B材 4.5g (2.5mL)] / パウダー1個 [2g]
 【標準価格】 21,000円
 ↓
特別価格

* 予定数に達した場合には期間中でも終了することがございますので、あらかじめご了承ください。

関連製品 ニシカキャブルシーラー®BGmulti 専用ツールのご紹介

シングルポイント根管充填

バイオセラミックス系シーラーだからできる
 シーラー主体の根管充填法

シングルポイント根管充填用ツール

BGフィル


【包装】チップ・ガスケット 各20本入、シリンジ1本入
 【標準価格】 3,800円
 ※別売品もございます。

一般医療機器 医療機器届出番号: 08B3X10011000001
 一般的名称: 歯科用充填・修復材補助器具

*BGフィルはキャンペーン対象品ではありません。

術式は **シンプルな3ステップ**

1 充填 2 挿入 3 切断



チェアタイムが短縮 シンプルな操作



動画で「シングルポイント法」を確認

改変)北村知昭ら,日本歯科評論,2019;79(6):105-113.

NISHIKA 日本歯科薬品株式会社

本社 山口県下関市竹崎町4-7-24 〒750-0025 TEL 083-222-2221(代) FAX083-222-2220
 大阪営業所 大阪市中央区道修町2-6-6 〒541-0045 TEL 06-6222-4090(代) FAX06-6222-3950
 東京営業所 東京都台東区柳橋1-23-4 〒111-0052 TEL 03-5822-5350(代) FAX03-5822-5351
 福岡営業所 福岡市南区大橋1-1-17-403 〒815-0033 TEL 092-559-1621(代) FAX092-559-1622
 お問い合わせ・資料請求 ▶ お客様窓口 ☎0120-8020-96 [ホームページ] <https://www.nishika.co.jp/>

●販売店名 _____

キャンペーン

2024 10/21 MON - 11/20 WED

保険適用

Luna-Wing



歯科医院様に
ぜひご案内ください

令和6年度診療報酬改定

1 接着カンチレバー装置が新規保険収載

→ 片側接着リテーナーとポンティックを連結した構造の固定性補綴装置が保険収載されました。

接着カンチレバー装置の製作に関わる保険点数
(2024年6月時点)

金銀パラジウム合金を用い、上顎側切歯1歯欠損部分にレジン前装金属ポンティック、犬歯にリテーナーを使用する場合

接着冠 前歯	370点
接着冠材料料 前歯	585点
ポンティック	1,180点
レジン前装金属ポンティック材料料 前歯	708点
合計	2,843点




2 レジン前装金属冠の支台歯は第二小臼歯まで適応範囲拡大

→ 例えば、第一大臼歯欠損のブリッジで、第二小臼歯の審美性が追求できるようになりました。

フロータイプの使用例


フロータイプは適度な流動性があり、ポンティック部への注入やキャラクタライズ、補修用に適しています。ノズルの内径が0.7mmと細く、直接塗布が可能なため気泡の混入を低減できます。



内部キャラクタライズ塗布例
(サービカル、デンティンはペーストタイプで楽盛)

Luna-Wing

ルナウィング
管理医療機器 歯冠用硬質レジン (保険適用)
認証番号: 218AABZX00035000



キャンペーン

2024 10/21 MON - 11/20 WED




保険適用外

TWiNY

フロータイプ

注入やキャラクタライズ、補修用に適したフロータイプは、ペーストタイプと同等の強度・耐久性を達成しており、白歯部咬合面にも使用できます。


ノズルの内径が0.7mmと細く少量ずつ直接塗布できます。



上：フロータイプノズル（φ0.7mm） 下：オペクノズル（φ1.3mm）

高い機械的性質

JIS規格を十分に上回る曲げ強さ、硬さに加え、高い靱性、耐衝撃性があり、インプラント上部構造物のような強い応力のかかる症例での破折リスクが低減されます。



ツイニーの曲げ強さ (JIS T 6517)

NuLeコート (ヌールコート)

管理医療機器 歯科表面滑沢硬化材 (高分子系歯冠用着色材料、歯科レジン用接着材料、歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯面コーティング材)

認証番号：303AABZX00051000

豊富な色調ラインアップ


豊富なガムシェードをラインアップしており、インプラント上部構造物などの製作に有効です。またホワイトニングシェードは審美歯科で求められる幅広い白さに対応しています。



写真提供：有限会社T&Sプランニング (東京) 戸田 勝則 氏

TWiNY

ツイニー
管理医療機器 歯冠用硬質レジン (ハイブリッド型)
認証番号：222AABZX00121000



製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3
大 阪 ・ 東 京 ・ 名 古 屋 ・ 福 岡 ・ 仙 台 ・ 高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
製品に関するお問い合わせ ☎ 0120-39-4929

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店

美しい人生を、かなえよう。



TAKARA BELMONT 神戸

Monthly Campaigns

— 月替わりキャンペーン —

2024年 **10月1日**(火)~
2025年 **3月31日**(月)
※ご注文分まで

この度、歯科用CT、レーザー、マイクロスコープの特別価格セールを実施いたします。

期間中は月替わりで、掲載の製品を特別価格でご提供させていただきます。この機会に、ぜひ購入をご検討ください！

10月 2024年

ベルクロス
BEL-X



歯科用CTに
更なる「動き」を。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

11月 2024年

Dental Microscope
eAria
エアリア



軽い操作性と
確かな診療。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

12月 2024年

PLUS
Bel Laser +
ベルレーザープラス



タッチパネルでシンプル操作。
使いやすさを追求した
ガイド光モデル。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

CO₂レーザー
Bel Laser Se
ベルレーザーエー

シンプルなオペレーションで
診療に活きるスタンダード
モデル

1月 2025年

ベルクロス
BEL-X



歯科用CTに
更なる「動き」を。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

2月 2025年

Dental Microscope
eAria
エアリア



軽い操作性と
確かな診療。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

3月 2025年

PLUS
Bel Laser +
ベルレーザープラス



タッチパネルでシンプル操作。
使いやすさを追求した
ガイド光モデル。

製品ページ
はこちら▼

期間中
5台
限定

CO₂レーザー
Bel Laser Se
ベルレーザーエー

シンプルなオペレーションで
診療に活きるスタンダード
モデル

販売名	一般的名称	届出・認証・承認番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルクロス BEL-X	デジタル式歯科用パノラマ 断層撮影X線診断装置(アーム型X線CT診断装置)	230AGBZX00055000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社
エアリア	可搬型手術用顕微鏡・手術用顕微鏡	23B2X10023000415	一般	該当	該当	名南歯科貿易株式会社
ベルレーザー	炭酸ガスレーザー	21700BZZ00348000	高度	該当	該当	タカラメディカル株式会社
シェルト	歯科用ユニット	227AFBZX00036000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社
シェルト チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001038	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社

・名南歯科貿易株式会社 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2-26 ・タカラメディカル株式会社 〒661-0962 兵庫県尼崎市額田町5-15 ・タカラベルmont株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1

タカラベルmont株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 [東京本社] 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

神戸営業所 〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-2-10 TEL:(078)231-6751

デンタル事業部
ホームページ▼



義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナー フレクトン 新発売キャンペーン

期間 2024年10月21日～11月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、「ティッシュコンディショナーフレクトン」の新発売を記念いたしまして、『ティッシュコンディショナー フレクトン新発売キャンペーン』を企画いたしました。

期間中「ティッシュコンディショナー フレクトン セット」を特別価格にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。

選べる
2カラー

ピンク ホワイト

低アルコール
4%

お好みの
フロー感に
調整可能

貼りかえ
簡単

義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナー フレクトン セット

粘膜調整 / 機能印象 / 暫間裏装

■標準価格 6,800円 204510030(P/W)

特別価格にて
ご提供!



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造 **NISSIN**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001


発売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

やさしく、やわらかな ティッシュコンディショナー


調整可能なフロー感 粉計量容器に記された線を参考にして、粉量を調整することで好みのフロー感に調整いただけます。




実線 1.50g

**調整しやすい
やわらかタイプ**

義歯辺縁の修正や
クリアランスの狭い印象時には、
高フローのやわらかタイプ



粉計量容器



点線 1.65g

**厚盛りしやすい
しっかりタイプ**

訪問診療で座位のできない
患者さまや義歯との隙間(不適合)
が多いときは厚盛りできる
しっかりタイプ

“短時間で”はがしやすい

べたつかず、一体となつてはがせるため
簡単に貼りかえることができます。



低刺激でやさしい

低アルコールで苦みが少なく、ピリピリするといった
患者さまへの負担がありません。

機能印象ができる

高い印象採得能があり、機能印象を取ることができます。

使用方法

*使用前には注意事項をお読みください。


STEP 1 粉液計量



粉計量容器1目盛に対して
液1mLを計量します。

[目安] — やわらかタイプ 1.50g
----- しっかりタイプ 1.65g

STEP 2 混和と盛り上げ



粉液がなじむ程度に、約20秒混和
してください。その後、義歯床粘膜面
に盛り上げ、表面を整えて口腔内に
装着します。

STEP 3 口腔内保持



適切な咬合位で咬合させます。
約5分間口腔内で保持します。

STEP 4 トリミング



口腔内から取り出し、余分な本材を
ナイフやハサミで除去します。

処置も操作時間も
短時間!
※弊社従来品比べ

べたつかず、短時間で
トリミングが可能!
※弊社従来品比べ

義歯床用短期弾性裏装材 ティッシュコンディショナー フレクトン

粘膜調整/機能印象/暫間裏装

- 色調 ピンク/ホワイト
- セット内容 粉100g、液100mL、スパチュラ
混和器、スポイト、粉計量容器
- 単品(粉) 粉100g、粉計量容器
- 単品(液) 液100mL、スポイト
- 標準価格
セット(ピンク/ホワイト) 6,800円 204510030(P/W)
粉材(ピンク/ホワイト) 4,430円 204510031(P/W)
液材 2,330円 204510032



関連商品

ティッシュコンディショナーにも使える
入れ歯洗浄剤
『キラリ泡タイプ』が
オススメ!!

口腔内装置洗浄剤
キラリ泡タイプ

■標準価格
100mL 1,000円 204530569
希望患者価格 1,180円



マウスガード除菌・洗浄スプレー EX ご愛顧感謝キャンペーン

期間 2024年10月21日～11月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「マウスガード除菌・洗浄スプレー EX ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

- アライナーなどに直接スプレーするだけで、手軽に除菌・洗浄可能
- 除菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)配合
- 汚れ防止成分MPC(リピジュア)配合

マウスガード除菌洗浄スプレーEXは
アライナーにも
ご使用いただけます!



**マウスガード
除菌・洗浄スプレー EX**

6本と ■標準価格 1,000円/本×6本=6,000円

**マウスガード
除菌・洗浄
スプレー EX**

1本を ■標準価格 1本 1,000円

Q 装着前、取り外した直後に水洗いせずスプレーしてもよいでしょうか?

A 取り外した直後にスプレーしても除菌効果はございます。汚れがひどい場合には、水洗いをして拭いた後にスプレーしていただくと、より効果的にご使用いただけます。

<使用方法>

表面全体が十分に濡れる程度スプレーしてください。

スプレー後は、清潔な布等で拭くか、水で洗い流してください。

ケースに保管してください。

詰め合わせて
特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202320008

マウスガード除菌・洗浄スプレーEXは、下記の樹脂製口腔内装置もご使用いただけます。

- アライナー / マウスピース型矯正装置 / リテーナー / スプリント
- マウスガード / ナイトガード
- いびき防止装置



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

● キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
● 掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
● 数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造 アース製薬株式会社
東京都千代田区神田町 2-12-1 〒101-0048

発売 株式会社 **モリタ**
大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com



刀 KATANA® ジルコニア MLシリーズ2枚パック お買い得キャンペーン

期間 2024年9月24日~11月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「カタナジルコニア カタナジルコニアMLシリーズ2枚パックお買い得キャンペーン」を企画いたしました。カタナジルコニア14mmまたは18mmまたは22mmのサイズでシェードを限定し、同一商品を2枚セットにして、期間中 **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



カタナ ジルコニア **YML**
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**



カタナ ジルコニア **HTML PLUS**
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**



カタナ ジルコニア **STML**
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**



カタナ ジルコニア **UTML**
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**
18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**

【KATANA】、「カタナ」はノリタケ株式会社の登録商標です。販売名 ノリタケ カタナジルコニア 一般的名称 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号 223AFBZX00185000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28
●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年9月24日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 **モリタ**
大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com

商品構成



シリーズ	色調	形状						
		直径	φ 98.5mm					
		厚み	10mm	14mm	18mm	22mm	26mm	
YML	NW	標準価格		36,000円 202270653	38,000円 202270654	43,000円 202270655		
	B1		B2	B3	C1	C2	C3	D2
HTML PLUS	NW	標準価格		36,000円 202270649	38,000円 202270650	43,000円 202270651		
	B1		B2	B3	C1	C2	C3	D2
STML	NW	標準価格		36,000円 202270636	38,000円 202270637	43,000円 202270638		
	A1		A2	A3	A3.5	A4		
UTML	A1	標準価格		36,000円 202270646	38,000円 202270647			
	A2		A3	A3.5	A4	ENW	EA1	
HT	HT10	標準価格		28,000円 202270622	32,000円 202270625	35,000円 202270628	38,000円 202270631	42,000円 202270634
	HT12		HT13					

関連製品


ジルコニア用シンタリングファーン

ノリタケ カタナ F-2 N

短時間焼成に対応したジルコニア用シンタリングファーン



単冠~3本ブリッジ約90分~の焼成を実現
熱衝撃に強い短時間焼成用のファイバー製サヤを採用しました。




常時最高1600℃で使用可能
常時最高1600℃の高温で使用可能なMoSi2ヒーターと熱電対を採用。



ロングスパンブリッジの焼成が可能
ロングスパンブリッジの収納が可能な内径φ96mmの焼成サヤを採用しています。



電源電圧:200V 単相20A以上
消費電力:2300VA
本体寸法:W340×D390×H780mm
本体質量:約62kg
炉内寸法:φ110×H85mm
ヒーター:MoSi2ヒーター4本
最高使用温度:1600℃
プログラム数:200プログラム
ステップ数:最大20(ユーザープログラム)
付属品:上部ケーシング×1、下部ケーシング×1、セラミック製サヤ×2、ファイバー製サヤ×1、ファイバー製サヤ×1



焼成完了予測時間の表示

その他の機能
・昇降時のステージ位置の設定が可能
・アイドルプログラムの設定が可能



ノリタケ カタナ プログラム
プリセットされた「ノリタケ カタナ ジルコニア」シリーズの焼成プログラム
No.6.7に短時間焼成プログラムがインストールされています。




ユーザープログラム
最大180プログラムまで設定が可能です。また、ユーザープログラムでは最大20ステップの入力ができます。

販売 株式会社 **モリタ** 大阪本社:大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社:東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161 お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
製造販売 SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

販売名:ノリタケ カタナ F-2 N 一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 機器の分類:一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号:25B2X10003000014
販売名:ノリタケ カタナ ジルコニア 一般的名称:歯科切削加工用セラミックス 機器の分類:管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号:223AFBZX00185000
販売名:セラビアンZR 一般的名称:歯科用陶材 機器の分類:管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号:223AFBZX00161000
【KATANA】、「カタナ」及び「セラビアン」はノリタケ株式会社の登録商標です。
www.dental-plaza.com


フルクラウン用ジルコニア
YML イットリア マルチ レイヤー
Yttria Multi Layered



短時間焼成でも、安定した色調が得られます。


優れた機械的特性と透光性を融合

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のYMLは、異なる色調、透光性、機械的強度を有する原料を積層したジルコニアディスクです。独自に開発したジルコニア原料と製造方法に更なる改良を加えることで、シームレスなグラデーションと共に、優れた機械的特性と透光性を融合させました。



高い適合精度


独自に開発したジルコニア原料と成形技術、高い品質管理により、焼成収縮による変形を抑制しています。これらの技術により、ロングスパンブリッジにおいて高い適合精度を達成しました。




少量の陶材、ステインで仕上げ可能

透光性の高いエナメル層と明るく生命感のあるボディ層とが、境目のないシームレスなグラデーションとなっているため、ステインやグレース、または少量の陶材のみで仕上げることができます。

フルジルコニアクラウン ノリタケ カタナ® ジルコニア YML(A1)使用



フルクラウン用ジルコニア
HTML PLUS/STML/UTML シリーズ



HTML PLUS ハイ トランスルーセント マルチ レイヤー High Translucent Multi Layered

高い機械的特性を有するグラデーションディスクでロングスパンブリッジにも対応可能です。



STML スーパー トランスルーセント マルチ レイヤー Super Translucent Multi Layered

色調のみならず透光性のグラデーションを有し、臨床における様々な色調の支台歯に対し安定した色調表現が可能です。



UTML ウルトラ トランスルーセント マルチ レイヤー Ultra Translucent Multi Layered

色調設定の異なる、「スタンダードシェード」、「エナメルシェード」の2種類から選択いただけます。「エナメルシェード」は、切端から中央部(①部分)の彩度が抑えられており、ステインによる多彩な表現を目的としたタイプです。

