

ティオン ホーム ウィズ 発売記念



ティオン ホーム ウィズ & ティオン オフィス サポートキャンペーン



【キャンペーン期間】 2024. 11.1 ▶▶ 12.20 <数量限定>

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ティオン ホーム ウィズ 発売記念 ティオン ホーム ウィズ & ティオン オフィス サポートキャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にご用命ください。

「ティオン ホーム ウィズ スターターキット 1函」または「ティオン オフィス 1函」と
キャンペーンセット品「歯のホワイトニング説明シート 1部」を組み合わせ価格でご提供!

歯科用ホームホワイトニング

ティオン ホーム ウィズ スターターキット <1函>

要冷蔵

- ホームホワイトニング材(1.8mL) 4本
- トレーシート 2枚
- トレーケース 1個
- シェードガイド 1枚
- ペーパーバッグ 1袋

【希望医院価格】 ¥6,900

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム ウィズ
高度管理医療機器 30600BZX00056000



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス <1函>

要冷蔵 医薬用外劇物

- オフィスホワイトニング材 シリンジA 1.0g 1本
- オフィスホワイトニング材 シリンジB 1.0g 1本
- リアクター-2.0g 1本
- 歯内保護レジン 1.5g 1本
- ディスボーザブルディッシュ 1個
- ディスボーザブルブラシ 2本
- ディスボーザブルファイバー付きチップ 2個

【希望医院価格】 ¥5,800

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000



OR

過酸化水素6%配合

高濃度で効率よく
スピード
ホームホワイトニング



日々のちょっとしたすき間時間を活用!

ティオン オフィスの
函サイズが
コンパクトに
なりました!



<旧函> W240×D155×H40mm
<新函> W169×D110×H40mm

※セット内容・薬剤等の内容量に変更はございません。

保存場所の省スペースに! 冷蔵庫内もすっきり!



歯のホワイトニング説明シート <1部>

医療ホワイトニングの特長や種類、
アフターケアの方法まで
患者さんによくいただく質問を盛り込んでいます!

期間限定販売品 【希望医院価格】 ¥1,500

※掲載内容は変更となる場合がございます。



キトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年11月1日~12月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ティオン ホーム ウィズ スターターキット 1函	歯のホワイトニング 説明シート 1部	
ティオン オフィス 1函		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
営業所 ●北海道 (011) 729-2130
●東北 (022) 207-3370
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ホイップクレンズ 発売記念キャンペーン

New

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ホイップクレンズ発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。



ホイップクレンズ 6本と

キャンペーンセット品 プラティカ デンチャーブラシ 6本1函(特別仕様)を組み合わせ価格でご提供!

院内でのお手入れにもオススメ!

180mL大容量!! (約240ブツシュ)

各種口腔内装置に使える泡の洗浄剤!



6本

泡の洗浄剤
ホイップクレンズ

【希望医院価格】 ¥980
【希望患者価格】 ¥1,200(税込)



6本
1函

毎日の義歯ケアをサポートする
デンチャーブラシ

- 義歯を効率よく清掃できる軟毛(平切り)・硬毛(山切り)の2種植毛
- 高齢者でも握りやすいグリップ形状



キャンペーンセット品
プラティカ
デンチャーブラシ(特別仕様)

期間限定販売品【希望医院価格】 6本=¥800

【参考:希望患者価格】 1本=¥170(税込)

全長:155mm、柄の材質:ポリプロピレン、毛の材質:ナイロン、耐熱温度:80℃


研磨剤無配合

さわやかな
ミントの香り

お手入れ方法の指導をしていますか? /

患者さんに
聞きました!


入れ歯・マウスピース・リテーナー・マウスガードの
お手入れで困っていることは?



患者さんはお手入れ方法を知らなかったり、
汚れやおいを気にしている

60秒で99.9%除菌*

ホイップクレンズの除菌効果



汚れに密着するきめ細かい泡

ホイップ形状を
キープ

ご使用に際しては、必ず使用上の
注意事項をお読みください。

研磨剤無配合

口腔内装置を傷つけにくい!

さわやかなミントの香り

洗浄後すっきり爽やか!

使い方を
動画で確認



キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2024年11月21日~12月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 _____ ご担当者 _____ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ホイップクレンズ 6本	プラティカ デンチャーブラシ 6本1函(特別仕様)	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※対象製品は医療機器ではございません。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東 京(03)3813-5751
●大 阪(06)4790-7333
●北 海 道(011)729-2130
営業所 ●東 北(022)207-3370
●名 古 屋(052)757-5722
●九 州(092)441-1286

SD オートクリーン サンクスセール

オートクレーブ専用液&洗浄液

[2024-2025冬]

セール期間：2024年11月21日～2025年1月17日

オートクレーブ滅菌に使用する水道水または精製水の代わりに使い続けることで…



- チャンバー内の硬度成分（カルシウム、マグネシウム）等の付着を解消！
- 滅菌する器具を防錆&洗浄！

オートクリーンを使用するだけ…

オート
クレーブの
洗浄

オート
クレーブの
消臭

滅菌する
器具の
防錆

滅菌する
器具の
洗浄

が可能！

SD オートクリーン
サンクスセール 新規導入パック

初めての
ご購入に
オススメ



頑固な汚れが蓄積した
オートクレーブ内を
強力洗浄

オートクリーン ディスポ 500mL
オートクレーブ専用強力洗浄液



オートクリーン 5L
オートクレーブ専用液

オートクリーン ディスポ 500mL
通常価格 ¥2,000

&

オートクリーン 5L
通常価格 ¥4,300

||

合計 ¥6,300 (税別) のところ…

セール価格 **¥4,300** (税別)

SD オートクリーン
サンクスセール お徳用パック



継続的な使用により
オートクレーブ内の
汚れ・臭いを防止

通常価格 ¥4,300 × 2個で ¥8,600 (税別) のところ…

セール価格 **¥7,300** (税別)

※ 限定セットにつき、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。

SD

オートクレーブ内のメンテナンスフリー洗浄液!!

AUTO CLEAN

AUTO CLEAN DISPO

頑固な汚れが蓄積した オートクレーブ内を強力洗浄!!


3ヶ月に1回、オートクリーンディスポを使用することにより
チャンバー内の酸化被膜や金属焼けを簡単に除去します。

強力洗浄



500mL 1,200mL
(SDオートクリーン ディスポ)

ご使用方法



〔1〕SDオートクリーンディスポを直接
チャンバー内の水量センサーにかかる
まで入れます。

〔2〕貯水タンクに通常の約半分の水を入れた
状態でオートクレーブを作動してください。
(約20分) ※乾燥工程は省略してください。



〔3〕終了後、汚れのひどいところは柔らかい
布などで軽く拭ってください。
※チャンパー内は非常に熱くなっている
のでご注意ください。

〔4〕作業完了後、貯水タンクの水をすべて
捨て、その後、SDオートクリーンを入れ通常
の滅菌作業を行ってください。
※貯水タンク内に汚れが溜まるため、再度
水をタンク内にためて、排水してください。

〈SDオートクリーン ディスポ〉

医院価格：500mL **2,000円**(税別) / 1,200mL **3,900円**(税別)
成分：酒石酸・pH調整剤

AUTO CLEAN

チャンバー内の洗浄と 滅菌する器具の防錆洗浄!!

通常、オートクレーブ滅菌に使う水道水又は
精製水の代わりに使用することでチャンパー内の
硬度成分(カルシウム、マグネシウム)等の付着を解消します。



〈SDオートクリーン 5L〉

洗浄


消臭

防錆



SDオート
クリーンに
切り替え30日後

ご使用方法



- オートクレーブ内の液体をすべて排水し、SDオートクリーンを薄めずに貯水タンクに適量入れてください。
- 貯水タンク内液量が減った場合はSDオートクリーンを補充してください。
- 1ヶ月に1回、貯水タンク内の液を抜き、新たにSDオートクリーンを入れてください。

- 天然成分タンニンが持つ脱酸素力が防錆力を発揮します。
- オートクレーブ内の臭い、汚れの蓄積を防ぎます。
- 高性能分散剤の効果で、硬度成分・シリカ・鉄分による垢などの付着を防止します。

〈SDオートクリーン 5L〉

医院価格：**4,300円**(税別)
成分：天然高分子タンニン・分散剤・pH調整剤

SD サンデンタル株式会社

〈本 社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は



2024.11.21 ~ 2025.1.20



Winter Sale

日頃のご愛顧に感謝を込めて、
今年もサムウィンターセールを実施させていただきます。
この機会にご用命ください。

※期間中でもプレゼントがなくなり次第、終了させていただきますので、お早めにご注文ください。



裏面の注文書に対象製品一覧を記載しております。



1

ミッフィー
2025卓上カレンダー



2

ミッフィー
2025スリムダイアリー

3種類のうち
いずれか1個



2種類のうち
いずれか1個



3

ミッフィー 巾着

2種類のうち
いずれか1個



4

ミッフィー
ミニキューブポーチ



1箱で1口	医院価格	入数	注装箱数
ニンバスマイクロファイン	¥280	20	袋
FLOSS YOU フロスユー	¥340	10	箱

2箱で1口	医院価格	入数	注装箱数
イフ ピッコロ / ソフト	¥230	12	箱
イフ ピッコロ / ミディアム	¥230	12	箱
イフ アダット / ソフト	¥230	12	箱
イフ アダット / ミディアム	¥230	12	箱
ビー アリーボ / ソフト	¥220	12	箱
ビー アリーボ / ミディアム	¥220	12	箱
アール ラルゴ / ソフト	¥220	12	箱
アール ラルゴ / ミディアム	¥220	12	箱
アール ピッコロ / ソフト	¥200	12	箱
アール ピッコロ / ミディアム	¥200	12	箱
アール アダット / ソフト	¥200	12	箱
アール アダット / ミディアム	¥200	12	箱
アール フィナーレ / ミディアム	¥200	12	箱
アール バンビーニ / ソフト	¥170	12	箱
アール バンビーニ / ミディアム	¥170	12	箱
2WAY トゥーウェイ	¥200	12	箱
2WAY グランデ M	¥240	12	箱
ワンケア	¥200	12	箱
#80 ワンステップ	¥130	20	箱
#90 ワンステップ / ソフト	¥130	20	箱
#10 チャイルド・ミディアム	¥75	30	箱
#11 ジュニア・ミディアム	¥75	30	箱
#20 ベーシックミニ・ミディアム	¥75	30	箱
#21 ベーシック・ミディアム	¥75	30	箱
#22 ベーシック・ソフト	¥75	30	箱
#23 ベーシックミニ・ソフト	¥75	30	箱
#30 ベーシックポイント	¥120	30	箱
#31 ベーシックポイントファイン	¥180	30	箱
ニンバス小児用歯ブラシ ニンビィ	¥260	12	袋

2箱で1口	医院価格	入数	注装箱数
RG100 child M	¥160	12	箱
RG150 junior M	¥175	12	箱
RG170 mini M	¥190	12	箱
RG180 middle M	¥190	12	箱
RG190 middle S	¥190	12	箱
RG300 care SS	¥240	12	箱
#8020 アダルト / ソフト	¥220	12	箱
#8020 アダルト / ミディアム	¥220	12	箱
FIRST KISS ファーストキス /SSS	¥500	12	箱
FIRST KISS ファーストキス /SS	¥500	12	箱
FIRST KISS ファーストキス /S	¥500	12	箱
FIRST KISS ファーストキス /M	¥500	12	箱
FIRST KISS ファーストキス /L	¥500	12	箱
ディスボン (10本入)	¥510	12	袋
ディスボン ミニ (10本入)	¥510	12	袋
タンクリーナー	¥580	12	箱

3箱で1口	医院価格	入数	注装箱数
PETIT-L プチL型 /SSS	¥500	10	箱
PETIT-L プチL型 /SS	¥500	10	箱
PETIT-L プチL型 /S	¥500	10	箱
PETIT-L プチL型 /M	¥500	10	箱
PETIT-L プチL型 /L	¥500	10	箱
PETIT プチ /SSSS	¥420	10	箱
PETIT プチ /SSS	¥420	10	箱
PETIT プチ /SS	¥420	10	箱
PETIT プチ /S	¥420	10	箱
PETIT プチ /M	¥420	10	箱
PETIT プチ /L	¥420	10	箱

サムフレンド公式
Instagram



Present 1口でプレゼント商品どれか1個を選んでご記入ください。

① ミッフィー
2025 卓上カレンダー

② ミッフィー
2025 スリムダイアリー

③ ミッフィー 巾着

④ ミッフィー
ミニキューブポーチ

個

個

個

個

● プレゼントのデザイン・カラーはお選びいただけません。 ● 表示価格に消費税は含まれておりません。

歯科医院様名

ご住所 〒

TEL

FAX

お取引歯科商店名

ご担当者名

ご記入の上、歯科商店様へご注文いただくか、弊社まで FAX してください。

エンドNiTiファイル キャンペーン

弊社NiTiファイル主力製品をお求めやすい価格にてご提供いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。

ウェーブ・ワンゴールド 3シート

WaveOne® Gold

各サイズ単品1シート(3本入)×3シート

■ 21mm ■ 25mm

スモール プライマリ ミディアム ラージ



特別価格

標準価格(税抜き)

21,650円

WaveOne® Gold Glider

単品1シート(3本入)×3シート

■ 21mm ■ 25mm

グライドバス用 ウェーブ・ワン ゴールド専用



特別価格

標準価格(税抜き)

21,650円

WaveOne® Gold WaveOne® Gold Glider

ウェーブ・ワン ゴールド グライダー(3本入)×1シート
ウェーブ・ワン ゴールド スモール(3本入)×1シート
ウェーブ・ワン ゴールド プライマリー(3本入)×1シート

■ 21mm ■ 25mm



特別価格

標準価格(税抜き)

21,650円

プロテーパー・アルティメット

ロータリーファイル 各種



特別価格

エンドNiTi ファイルキャンペーン 注文書

キャンペーン期間：2024年11月21(木)～12月26日(木) ※PM2:30までの受付



■ ウェーブ・ワンゴールド 3シート

品番	製品名	標準価格	注文数
A0753221GOS03C	スモール 21mm 3シート	¥21,650	
A0753225GOS03C	スモール 25mm 3シート	¥21,650	
A0753221GOP03C	プライマリー 21mm 3シート	¥21,650	
A0753225GOP03C	プライマリー 25mm 3シート	¥21,650	
A0753221GOM03C	ミディアム 21mm 3シート	¥21,650	
A0753225GOM03C	ミディアム 25mm 3シート	¥21,650	

品番	製品名	標準価格	注文数
A0753221G0L03C	ラージ 21mm 3シート	¥21,650	
A0753225G0L03C	ラージ 25mm 3シート	¥21,650	
BSTW1G21GSP	21mm GSP 3シート	¥21,650	
BSTW1G25GSP	25mm GSP 3シート	¥21,650	
BSTW1GG321015C	グライダー 21mm 3シート	¥21,650	
BSTW1GG325015C	グライダー 25mm 3シート	¥21,650	

■ プロテーパー・アルティメット

品番	製品名	標準価格	注文数
BSTPULR6190SX	アルティメットSX 19mm	¥10,530	
BSTPULR3210SL	スライダー 21mm	¥7,200	
BSTPULR3250SL	スライダー 25mm	¥7,200	
BSTPULR3310SL	スライダー 31mm	¥7,200	
BSTPULR3210SH	シェイパー 21mm	¥5,820	
BSTPULR3250SH	シェイパー 25mm	¥5,820	
BSTPULR3310SH	シェイパー 31mm	¥5,820	
BSTPULR3210F1	フィニッシャー F1 21mm	¥5,820	
BSTPULR3250F1	フィニッシャー F1 25mm	¥5,820	
BSTPULR3310F1	フィニッシャー F1 31mm	¥5,820	
BSTPULR3210F2	フィニッシャー F2 21mm	¥5,820	
BSTPULR3250F2	フィニッシャー F2 25mm	¥5,820	
BSTPULR3310F2	フィニッシャー F2 31mm	¥5,820	

品番	製品名	標準価格	注文数
BSTPULR3210F3	フィニッシャー F3 21mm	¥5,820	
BSTPULR3250F3	フィニッシャー F3 25mm	¥5,820	
BSTPULR3310F3	フィニッシャー F3 31mm	¥5,820	
BSTPULR6210FX	フィニッシャー FX 21mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR6250FX	フィニッシャー FX 25mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR6310FX	フィニッシャー FX 31mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR621FXL	フィニッシャー FXL 21mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR625FXL	フィニッシャー FXL 25mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR631FXL	フィニッシャー FXL 31mm (6本入り)	¥10,530	
BSTPULR521SQE	シークエンス 21mm×5	¥10,160	
BSTPULR525SQE	シークエンス 25mm×5	¥10,160	
BSTPULR531SQE	シークエンス 31mm×5	¥10,160	

※価格は全て税抜きです。



DIGITAL DENTISTRY UNIVERSITY

加速する変化に備えるために。

ドクターのための情報サイトDigital Dentistry Universityにご登録ください。



ご登録はこちら

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
www.dentsplysirona.com

販売名:ウェーブワン ゴールド 一般的名称:電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号:227AGBZX00033000 クラス分類II(管理)
販売名:ProTaper Ultimate ローターファイル 一般的名称:電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号:304AGBZX00055000 クラス分類II(管理)

Dentsply
Sirona

159499_202410_1509

令和6年度 四国地方発明表彰
「特許庁長官賞」受賞記念



チェアサイド製品キャンペーン

キャンペーン期間 2024.11.21 ㊟ ~ 12.20 ㊿



地方発明表彰とは、全国を8地方に分け、それぞれの地方から生まれた、優れた発明、考案、または意匠を生み出した技術者・研究開発者を表彰する制度です。

ア・ウーノ
とは？

- ✓ 色合わせ不要
- ✓ 色選択不要
- ✓ 在庫管理が簡単
- ✓ 治療時間短縮

ベーシック1色で幅広いシェードに合う
ユニバーサルシェード型のコンポジットレジジンです



1本で16シェードに対応可能



1色で完成!!

写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町）竹内 一貴氏
使用シェード：ベーシック（ホワイトニング後に形成）

ア・ウーノの詳細情報はこちら▶

ア・ウーノ特設サイト



キャンペーン対象製品



保険適用

ア・ウーノ
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
認証番号：304AABZX00013000



付形後15分 採取後10秒 採取後10秒

色調タイプ	ノーマル		St	
	ベーシック	ベーシック	White	Dark
シェード				
ペースト性状	ユニバーサル	●	●	●
	ローフロー	●	●	●
	フロー	●	●	●

シェード	ホワイトニング (深さ)	色調															
		B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
I級	White	ベーシック*															
II級																	
III級																	
IV級																	
V級																	

※C2～C4において、象牙質に及ぶ深い窩洞の場合は、象牙質部分にDarkを充填することで、より自然な仕上がりになります。

(ベレット厚み：0.1mm)

単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。



ア・ウーノ ユニバーサル
(ベーシック/St ベーシック)
各 4.0g (2.0mL) 2,900円



ア・ウーノ ローフロー
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円



ア・ウーノ フロー
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

パック
同色3本パック
(ベーシック / St ベーシック)
・ユニバーサル/ローフロー/フロー
いずれか各3本
各8,250円

TMR AQUA BOND 0-n

TMR-アックアボンド0-n
管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、
歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号：303AABZX00049000



単品包装
TMR-アックアボンド0-n (5.0mL)
9,800円

パック
2本パック TMR-アックアボンド0-n
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 2本
18,620円

セット包装
TMR-アックアボンド0-nセット
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 1本
・ディスプレイアプリアクターブラシ 50本
・ディスプレイ採取皿 25枚
10,500円

キャンペーン限定パック
TMR-アックアボンド0-n パック
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 1本
・TMR-アックアボンド0-n (1.0mL) 1本
9,800円

Zero Flow Etchant

ゼロフローエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材
認証番号：304AGBZX00100000

セレクトイブエッチングに最適なリン酸エッチャント



単品包装
ゼロフローエッチャント (2.0mL)
付属品：ディスプレイニードルチップ
・21ga (内径：0.6 mm、緑) 5本
・25ga (内径：0.3 mm、青) 5本
2,000円

Multi Etchant

マルチエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料)
認証番号：228AABZX00136000

マルチに使えるエッチャント&クリーナー



単品包装
マルチエッチャント (2.0mL)
付属品：ニードルチップ マルチエッチャント用
5本
2,000円

M-TEG-PIはYAMAKIN株式会社の登録商標です。製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格(税抜き)です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3
大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
製品に関するお問い合わせ ☎ **0120-39-4929**

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店

FIND CALM
AMONGST
THE CHRISTMAS BUSTLE

CURAPROX

限定
4,000
セット



2本入

CURAPROX
Christmas Edition

クラブロックス クリスマスエディション キャンペーン

キャンペーン スタート

2024.11.21 (Thu)

※限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。ちらしに掲載している歯ブラシの色彩は印刷のため実物と多少異なることがあります。キャンペーンの詳細価格はお取り扱い歯科ディーラー様までお問い合わせください。

クラブロックス クリスマスエディション2024 ご注文書

コードNo.	商品名	セット内容	価格	ご注文数
415968	クラブロックス 歯ブラシ クリスマスエディション 2024	2本入×2セット (計4本)	¥	セット

貴医院名	取扱店
ご住所	
TEL () FAX ()	

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

(販売元) 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ：0800-170-5541



(01)02747937022207
C02653/2024年11月/@1/新

WHAT IS CURAPROX

CURAPROX


SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX(クラブロックス)は、1972年に人々の口腔ケアの意識が高いスイスにおいて、大学教授、歯科医師、歯科衛生士、そして世界中の口腔ケアのスペシャリストの協力により、口腔ケアにおける確かな効果と喜びを受けられる製品として開発された、プレミアムオーラルケアブランドです。

TOOTHBRUSH TYPE

歯ブラシセレクトガイド

クラブロックス 硬さ&ヘッドサイズチャート



商品名/特徴	ヘッドタイプ/毛	サイズ
CS 5460  定番のオールラウンド製品 ●すべての方 ●最初にお試しいただくベーシックタイプ	スタンダード ヘッド  毛直径: 0.1mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 5,460本	CURAPROX ultra soft  5460 長さ 180mm
CS 12460 ベルベット  クラブロックス史上最高傑作 ●5460を使いこなせる方 ●さらなる柔らかさをお求めの方	コンパクト ヘッド  毛直径: 0.08mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 12,460本	CURAPROX velvet  12460 長さ 180mm
キッズ  身に付く楽しい正しい歯みがき ●ヘッドが小さいのでお口の開けにくい方 ●キッズ用	コンパクト ヘッド  毛直径: 0.09mm 毛長さ: 7.5mm 毛本数: 5,500本	CURAPROX ultra soft  kids 長さ 163mm
CS スマート  小さめヘッドにぎっしり7600本 ●キッズの仕上げ磨き ●1本1本丁寧に磨きたい方	コンパクト ヘッド  毛直径: 0.09mm 毛長さ: 8.0mm 毛本数: 7,600本	CURAPROX ultra soft  smart 長さ 163mm

自分にあった歯ブラシを選んでますか？

クラブロックスは、お好みのみがき心地やお口の大きさに選べるさまざまな製品をラインナップしました。今までのどんな歯ブラシとも違う、クラブロックスだけのみがき心地をご体感ください。




web 体感セミナー 開催中!

参加費 無料

お持ちのPCやタブレットでご自身の歯科医院にしながらスタッフさんとお気軽にセミナーを受けることができます。

お申し込みはコチラ!
 スマートフォンでQRコードを読み込み、お申し込みください。



エモーション

ミックススター eMotion

歯科用印象材混こう器

ハニガムプロ印象材自動練和器は
簡単な操作で、かつ材料の無駄も減らし
必要な量をご使用いただけます。

キャンペーン期間

2024.10/21(月) > 12/20(金)

MixStar eMotion

発売記念キャンペーン

標準価格 300,000円のところ

寸法：370×180×430mm
重量：8.9kg

一般的名称：歯科用印象材混こう器
販売名：ミックススター eMotion
ヨシダコード：415990
届出番号：13B1X00005000265(一般)

製造販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9



DMG

Product features


Point 01

簡単なボタン操作で自動練和



Point 02

印象材を均一に成型可能



Point 03

印象材の無駄な使用を減らす



Honigum Pro

シリコン印象材

きっとまた使いたくなる!

ハニガムプロ スペシャルプライスカンペーン

キャンペーン
期間

2024.10/21(月) > 12/20(金)

限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

製品説明動画



限定 **600** 個販売!



販売名: ハニガムプロ
一般的名称: 歯科用シリコン印象材
認証番号: 302AKBZX00055000(管理)
製造販売元: (株)ヨシダ

Point 01

高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

Point 02

ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくい
ため、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が
可能です。

Point 03

馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、
印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物
を作製することが可能になります。

テクニカル データ

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty
		Fast		Fast		Fast		Fast		Fast	Soft
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
練和時間(分)											0:30
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

※出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

ヨシダコード	商品名	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本	¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本	¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本	¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
409253	ハニガムプロ パテソフト ベース/キャリスト各450ml	¥

ヨシダコード	商品名	価格
445371	ハニガムプロ ファスト ライトボディ 50ml×2本	¥
445388	ハニガムプロ ファスト モノボディ 50ml×2本	¥
445395	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 50ml×2本	¥
445406	ハニガムプロ ファスト モノボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥
445413	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥

■お取引ディーラー名

マルチに対応できるしなやか系接着充填材

ボンドフィルSB®II 接着充填キャンペーン

期間
2024年
11月21日～
12月20日
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボンドフィルSBII 接着充填キャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「ボンドフィルSBII」のセットと単品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



ボンドフィルSB®II セット

標準価格 27,000円 204610850

- 液材 1本(8mL)
- キャタリストV 1本(0.7mL)
- 粉材(マルチ) 1本(3g)
- 粉材(オパーシャス) 1本(3g)
- ディースプライマー 1本(3mL)
- スポンジ(LS) 1箱
- タッペンスタンド(3穴) 1個
- ディスポチップペンキャップ 20枚
- ディスポ用筆刷(曲) 1本
- ディスポチップ筆刷L(ピンク) 1ケース(10本入り)
- ディスポチップ筆刷LL(黄) 1ケース(10本入り)

ご注文数 個

高い接着性と良好な封鎖性

「スーパーボンド®」の重合機構を応用した充填材

「柔軟性を併せ持った接着充填材の有効活用術～
『ボンドフィルSB®II』の特性を活かした臨床～」
鹿児島大学 村口 浩一先生 南 弘之先生
デンタルマガジン191号掲載記事はこちらから▶



「歯科充填用材料I(光重合型複合レジン)」が適用!

充填用材料(1窩洞につき)	単純	複雑
歯科充填用材料I 光重合型複合レジン (複合レジン系)	11	29

「ボンドフィルSBII」は充填での使用用途において、「歯科充填用材料I(光重合型複合レジン)」の保険適用が可能です。粉材の改良により筆積みでの操作性が向上し、複雑窩洞や隅角部へも充填しやすくなりました。

粉材はシェードの選択が不要!

充填前




マルチ
(厚さ1mm)



「マルチ」は様々な歯冠色に対応します。白歯部・前歯部・くさび状欠損など1色で充填できます。



オパーシャス
(厚さ1mm)



「オパーシャス」は金属遮蔽性があります。前装冠のリペアや着色歯の充填に便利です。



液材

8mL 標準価格 6,600円

204610852

ご注文数 個



粉材(マルチ)

3g 標準価格 2,850円

204610853

ご注文数 個



粉材(オパーシャス)

3g 標準価格 2,850円

204610854

ご注文数 個

セットと単品を特別価格にてご提供!


特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
●掲載商品の標準価格は2024年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

短い硬化待ち時間

「ボンドフィルSBII」は硬化待ち時間が短いので、充填後の即日研磨も容易になり、チェアタイムの短縮が可能になりました。

硬化待ち時間



※LED照射器 (光量1,000mW/cm²以上) の場合

高い接着性

「スーパーボンド」の重合機構を応用した充填材です。

微小引張接着強さ (MPa)

適用部位	歯面処理材	ボンドフィルSBII	
		照射あり	照射なし
エナメル質	ティースプライマー	25	25
象牙質	ティースプライマー	42	48

※ヒト歯に対する接着強さ (37°C24hr水中浸漬後)
(サンメディカル社試験による)

しなやかな硬化体特性

複雑な応力が加わる部位への適用においても、適度な柔軟性により、充填物の脱離や破折を防ぎます。

3点曲げ試験



「ボンドフィルSBII」は従来のコンポジットレジンよりも柔軟性に優れた特性を持っています。

こんな症例にお困りではありませんか？

くさび状欠損部の充填

側方咬合圧が加わる歯頸部の充填には、適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」を使用することで、脱離や破折を防ぎます。



54| くさび状欠損



形成後、「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(マルチ)」を充填



硬化後、形態修正・研磨

切端咬耗部の充填

咬合によって強い応力が集中する切端部の充填には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」を使用することで、チッピングを防ぎます。



321|123の切端咬耗



「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(マルチ)」を充填



硬化後、咬合調整・研磨

前装部のリペア

金属や陶材、硬質レジンが混在する前装部破折の修復には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」が適しています。



6. 硬質レジン前装部の破折



アルミナサンドブラスト処理後
「M&Cプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(オパージュ、マルチ)」を積層充填し、照射



硬化後、形態修正・研磨

●販売名 ボンドフィルSBII ●一般的名称 歯科充填用アクリル系レジン ●医療機器認証番号 305AKBZX00045000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
●販売名 ティースプライマー ●一般的名称 歯面処理材 ●医療機器認証番号 222AFBZX00100000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

■「ボンドフィルSBII」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
■「ティースプライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

キラリ泡タイプ

ご愛顧感謝キャンペーン

期間2024年11月21日~12月20日

関西 北陸地区
数量 限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、『キラリ泡タイプご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。期間中に「キラリ泡タイプ」2本を詰め合わせて特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

新製品

キラリ



幅広く使える口腔内装置洗浄剤
「キラリの泡タイプ」が新登場!

使用可能材料

標準価格 1,000円
希望患者価格 1,180円(税別)

矯正装置



- ・矯正用リテーナー
- ・部分床義歯、総義歯

マウスピース



- ・アライナー、ナイトガード等のマウスピース
- ・ノンクラスプデンチャーなど

総義歯・部分床義歯



キラリ泡タイプ2本を 詰め合わせて特別価格でご提供!!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格等には消費税等は含まれておりません。
- 数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただく場合がございます。あしからずご了承ください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。
- ご記入いただいたお申込み情報は、モリタ個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱いたします。(https://www.dental-plaza.com/policy/)

歯科医院名	ディーラー名
ご住所(〒)	担当者名

製品についてのお問い合わせ先

株式会社モリタ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 T 06-6380-1527 F 06-6380-0356
お問い合わせ お客様相談センター T0800.222 8020 (フリーコール) (歯科医療従事者様専用)
www.dental-plaza.com

キラリ

泡タイプ

幅広く使える口腔内装置洗浄剤
「キラリの泡タイプ」が新登場!

使用可能材料

矯正装置



- ・矯正用リテーナー
- ・部分床義歯、総義歯

マウスピース



- ・アライナー、ナイトガード等のマウスピース
- ・ノンクラスプデンチャーなど

総義歯・部分床義歯



フルーツ
ミントの香りの
もっちり泡

キラリ泡タイプ
患者さん向けリーフレットの
ダウンロードはこちら▶



標準価格 1,000円 204530569
希望患者価格 1,180円 (税別)

使用方法

※使用前には注意事項をお読みください。

STEP 1



口腔内装置の上に適量の泡を出してください。

[目安] 総義歯：2プッシュ
マウスピース：0.5~1プッシュ

STEP 2



約60秒間を目安に汚れが落ちるまで柔らかいブラシを用いてブラッシングしてください。

STEP 3



流水でしっかりすすいでください。

食事の間、スキマ時間など
手軽にお手入れできる泡タイプ



口腔内装置洗浄剤 キラリ 泡タイプ

成分：増粘剤、界面活性剤
(脂肪酸系(非イオン))、
エタノール、有機酸塩、
有機酸、プロポリス、フラボノイド、
香料、キレート剤、着色剤、精製水

香り：フルーツミントの香り
液性：弱酸性
内容量：100mL(125プッシュ分)

■標準価格 1,000円 204530569
希望患者価格 1,180円

関連商品



就寝前など義歯を
しっかり洗浄できる錠剤タイプ
義歯洗浄剤
フィジオクリーン キラリ錠剤
30錠入(3g×30) [セット包装：6箱入]
■標準価格 810円 204530570
希望患者価格 980円

歯石が気になる方
におすすめ!



自宅で手軽に
歯石を除去できる錠剤タイプ
義歯洗浄剤
フィジオクリーン 歯石くりん
30錠入(3g×30) [セット包装：6箱入]
■標準価格 1,000円 204530572
希望患者価格 1,200円

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年5月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては製品の取扱説明書を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 ニッサン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社 モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市豊水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com

歯科用 矯正用リテーナー・マウスピース洗浄剤

JM ORTHO

RETAINER SHINE

リテーナーシャイン

Renewal!!



矯正用リテーナー洗浄剤「リテーナーシャイン 顆粒」が
装いも新たにリニューアルします！

2024/

12/23 MON 新発売!

包装：24 個入

商品番号	標準価格
RSKN	¥20,880

内容量
150g
(1回 2.5g)

患者様参考価格：1 個あたり ¥1,000

従来品からの変更点 **1**

パッケージが変わります！

デザインが変わり、ボトルごとにシュリンク包装が施されます。
シュリンク包装は汚れなどから商品を保護し、容器の開封・改ざんを防止します。
包装状態から新品（未開封）であることが確認できるため、安心安全にお使いいただけます。



従来品からの変更点 **2**

使い方が変わります！


従来品は水の後に洗浄剤を入れる方法でしたが、リニューアルした
リテーナーシャインは洗浄剤の後に水を入れる方法に変更します。
水を入れる時に発生する攪拌力により、
さらに素早く顆粒を溶かすことができます。



従来品からの変更点 **3**

洗浄力アップ！

金属へのやさしさはそのままだに、洗浄力がアップしました！
ステンやタバコのヤニを用いた試験において、従来品以上の洗浄力を
発揮いたしました。また、口内炎や口臭の原因菌に対しても 99.9%
の除菌力を確認いたしました。



リテナーシャインのココが良い!

早く溶け、 洗浄力発揮

リテナーシャインは顆粒タイプですので、
水に溶けるのが早く、すぐに十分な洗浄力を発揮します。

優れた 除菌・洗浄力

活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワー!

義歯性口内炎原因菌、口臭原因菌、デンチャープラーク構成菌を
99.9%除菌します。

金属に やさしい

リテナーシャインは従来品に引き続き、装置の金属部、特に口着部
に対し悪影響を及ぼすことが少なく、安心してご使用いただけます。

リテナーシャインの使い方

1

コップに付属のスプーンで、
一杯(約2.5g)を入れた後、
水またはぬるま湯(約150ml 40℃)
を入れます。



2

水の色がブルーになりますので、
装置を入れてください。



3

水の色が薄くなってきたら(約30
分)、洗浄終了です。



4

コップから装置を取り出し流水で
よく洗った後、口腔内に装着する
か、よく乾かしてリテナーケース
などで保管してください。
※使用後はボトルのフタを必ず閉めてください。



使い方の動画はこちら

別売 リテナーシャイン 専用ボトルキャップ

リテナーシャインの計量には専用のボトルキャップがおすすめです。

使い方

- 1 回さかさに傾けると 1 回分の量が出てたまります。
※最初の 1 回は計量のみで中身は出てきません
- 2 1 回分を出す度につぎの分量が計量キャップ部にたまります。



キャップ装着時本体

包装：1 個入

商品番号	標準価格
RSC 206850800	¥160

患者様参考価格：1 個あたり ¥200



CAD/CAM冠用材料(V) 健保適用
松風ブロック PEEK

S-WAVE

新色“ホワイト”登場

SHOFU BLOCK
PEEK

大白歯保険適用 CAD/CAM 冠用材料(V)



NEW LINEUP

ホワイトがラインアップ追加!

ご好評いただいております松風ブロックPEEKに新色のホワイトを追加発売いたします。

症例に合わせてホワイト・アイボリーの2色よりご選択いただけます。

症例に合わせて色調選択が可能に



□ ホワイト



□ アイボリー

SHOFU INC.

保険適用 PEEK 冠を接着する場合

PEEK冠の接着には、サンドブラスト処理と前処理材の塗布を行い、
接着性レジンセメントで接着する必要があります。

**必ずサンドブラスト処理
してください。**

CAD/CAM冠用材料(V)の
保険適用必須要件です。

SHOFU BLOCK
PEEK



アイボリー

内面処理

**CAD/CAM
レジン用アドヒーシブ**

(内面処理加算45点) ※ 保険適用必須要件

歯科レジン用接着材料

レジンセメントと併用することで
PEEK冠の強固な接着が可能。

■ PEEKに対するせん断接着強さ

初期 **29.7MPa**

(サーマルサイクル5000回後: 29.6MPa)

※ 自社試験結果 [代表値]

※ 使用レジンセメント: ビューティリンクSA



セメント塗布

ビューティリンクSA

推奨レジンセメント

※ 接着性レジンセメントの使用が
保険適用必須要件



支台値処理


**ビューティボンド
Xtreme**

1液型のボンディング材


※ より高い接着性能を発揮させる
ためご使用ください。



CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)~(Ⅳ)同様、松風ブロックPEEKにも無機フィラーが含有されていますが、素材が異なるため通常のシランカップリング剤では十分な接着強さが得られません。松風ブロックPEEKを構成する樹脂成分に対し、すぐれた濡れ性を有し高い接着強さを発現する前処理材として、「CAD/CAMレジン用アドヒーシブ」をご使用ください。



包装



松風ブロック PEEK

[サイズ]1種: サイズ14

[色 調]2色: ホワイト、アイボリー

5個入……¥28,000

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック PEEK	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 303AGBZX00083A01

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2024年12月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
2411GHJSw-01



LMインスツルメント2本組セット Order Sheet



商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
LMグレーシーキュレット(Si)	1/2 6,200	00230102		
LMグレーシーキュレット(Si)	3/4 6,200	00230104		
LMグレーシーキュレット(Si)	5/6 6,200	00230106		
LMグレーシーキュレット(Si)	7/8 6,200	00230108		
LMグレーシーキュレット(Si)	9/10 6,200	00230110		
LMグレーシーキュレット(Si)	11/12 6,200	00230112		
LMグレーシーキュレット(Si)	13/14 6,200	00230114		
LMグレーシーキュレット(Si)	15/16 6,200	00230116		
LMグレーシーキュレット(Si)	17/18 6,200	00230118		
LMグレーシーキュレット(Si)	P3/P4 6,200	00230135		
LMグレーシーキュレット(XSi)	1/2 6,600	00231102		
LMグレーシーキュレット(XSi)	3/4 6,600	00231104		
LMグレーシーキュレット(XSi)	5/6 6,600	00231106		
LMグレーシーキュレット(XSi)	7/8 6,600	00231108		
LMグレーシーキュレット(XSi)	9/10 6,600	00231110		
LMグレーシーキュレット(XSi)	11/12 6,600	00231112		
LMグレーシーキュレット(XSi)	13/14 6,600	00231114		
LMグレーシーキュレット(XSi)	15/16 6,600	00231116		
LMグレーシーキュレット(XSi)	17/18 6,600	00231118		
LMグレーシーキュレット(XSi)	P3/P4 6,600	00230136		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	1/2 6,200	00230202		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	7/8 6,200	00230208		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	11/12 6,200	00230212		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	13/14 6,200	00230214		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	15/16 6,200	00230216		
LMグレーシーキュレットミニ(Si)	17/18 6,200	00230218		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	1/2 6,600	00231202		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	7/8 6,600	00231208		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	11/12 6,600	00231212		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	13/14 6,600	00231214		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	15/16 6,600	00231216		
LMグレーシーキュレットミニ(XSi)	17/18 6,600	00231218		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	5/6 6,200	00233551		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	7/8 6,200	00233553		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	11/12 6,200	00233555		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(Si)	13/14 6,200	00233557		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	5/6 6,600	00233561		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	7/8 6,600	00233563		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	11/12 6,600	00233565		
LMグレーシーキュレットマクロAFスタンダード(XSi)	13/14 6,600	00233567		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	1/2 6,200	00231226		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	7/8 6,200	00231228		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	11/12 6,200	00231230		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	13/14 6,200	00231232		
LMグレーシーキュレットリジッド(Si)	15/16 6,200	00231234		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	1/2 6,600	00231241		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	7/8 6,600	00231243		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	11/12 6,600	00231245		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	13/14 6,600	00231247		
LMグレーシーキュレットリジッド(XSi)	15/16 6,600	00231249		
LMシンテット 215-216(Si)	6,600	00230316		
LMシンテット 215-216(XSi)	7,000	00231316		
LMシンテットミニ 215-216(Si)	6,600	00230416		
LMシンテットミニ 215-216(XSi)	7,000	00231416		

商品名	1本の標準価格	商品コード	2本組特別価格	数量
シックルスケーラー LMスケーラー H6-H7(Si)	6,200	00231013		
シックルスケーラー LMスケーラー H6-H7(XSi)	6,600	00231014		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーミクロ 301-302(Si)	6,200	00231595		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーミクロ 301-302(XSi)	6,600	00231596		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーミニ 311-312(Si)	6,200	00231597		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーミニ 311-312(XSi)	6,600	00231598		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーLM23 313-314(Si)	6,200	00231599		
シックルスケーラー LMシックルスケーラーLM23 313-314(XSi)	6,600	00231600		
シックルスケーラー LMラップランダー(XSi)	6,600	00231009		
ユニバーサルキュレット LMマッコール 13S-14S(Si)	6,200	00230808		
ユニバーサルキュレット LMマッコール 13S-14S(XSi)	6,600	00230807		
ユニバーサルキュレット LMミニマッコール 13S-14S(Si)	6,200	00230810		
ユニバーサルキュレット LMミニマッコール 13S-14S(XSi)	6,600	00230809		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 2R-2L(Si)	6,200	00230522		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 2R-2L(XSi)	6,600	00230523		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 4R-4L(Si)	6,200	00230524		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 4R-4L(XSi)	6,600	00230525		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 13-14(Si)	6,200	00230520		
ユニバーサルキュレット LMコロンビア 13-14(XSi)	6,600	00230521		
エキスカベーター ● LMスプーンエキスカ				
エキスカベーター LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(Si)	5,100	00230654		
エキスカベーター LMスプーンエキスカ 1.0mm 522-523(XSi)	5,500	00230754		
エキスカベーター LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(Si)	5,100	00230655		
エキスカベーター LMスプーンエキスカ 1.5mm 533-534(XSi)	5,500	00230755		
エキスカベーター ● LMダブルアングル				
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(Si)	5,100	00230662		
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 1.0mm(XSi)	5,500	00230621		
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(Si)	5,100	00230664		
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 1.5mm(XSi)	5,500	00230622		
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(Si)	5,100	00230666		
エキスカベーター LMエキスカベーターラウンド 2.0mm(XSi)	5,500	00230623		
エキスカベーター ● LMトリプルアングル				
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 1.0mm(Si)	5,100	00230762		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 1.0mm(XSi)	5,500	00230624		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 1.5mm(Si)	5,100	00230764		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 1.5mm(XSi)	5,500	00230625		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 2.0mm(Si)	5,100	00230766		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 2.0mm(XSi)	5,500	00230626		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 3.5mm(Si)	5,100	00230668		
エキスカベーター LMバックアクションエキスカ 3.5mm(XSi)	5,500	00230627		
ミラーハンドル (ミラー別売)				
ミラーハンドル LMミラーハンドル レッド(Si)	1,400	00233114		
ミラーハンドル LMミラーハンドル レッド(XSi)	1,600	00233115		
ミラーハンドル LMミラーハンドル ブルー(Si)	1,400	00233116		
ミラーハンドル LMミラーハンドル ブルー(XSi)	1,600	00233117		
ミラーハンドル LMエルゴシングル ミラーハンドル レッド(ESi)	2,700	00233118		
ミラーハンドル LMエルゴシングル ミラーハンドル ブルー(ESi)	2,700	00233119		
ベリオプローブ LMベリオプローブ 23-52B(Si)	5,400	00231045		
ベリオプローブ LMベリオプローブ 23-52B(XSi)	5,800	00231046		
フレックスブローラー LMフレックスブローラー 11F-12F(XSi)	3,000	00231044		
ノースカロライナプローブ LMノースカロライナプローブ 54B(XSi)	4,700	00231069		
ファークーター LMファークーター(XSi)	5,500	00231311		
白歯用LMグレーシー2本セット (11/12,13/14)(15/16,17/18)				
LMグレーシーキュレット(Si)	11/12, 13/14 6,200	00230138		
LMグレーシーキュレット(XSi)	11/12, 13/14 6,600	00231136		
LMグレーシーキュレット(Si)	15/16, 17/18 6,200	00230139		
LMグレーシーキュレット(XSi)	15/16, 17/18 6,600	00231137		

医療機器届出番号 27B1X00020221035, 27B1X00020221036, 27B1X00020221061, 一般医療機器 27B1X00020221062, 27B1X00020221057, 27B1X00020220001, 27B1X00020221009, 27B1X00020221054

※記載内容は2024年11月現在のものです。尚、記載価格はすべて税別です。
 LM feel the difference
 LMインスツルメント社 (フィンランド)



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-3-4-2 (048)884-3951
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
 名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
 広島 | 広島市南区西築屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
 白水貿易株式会社 https://www.hakusui-trading.co.jp/ 2024.11.P13,000 K04

LM feel the difference from Finland



デュラグレードMAXスチール

LM独自の最高品質の金属を採用。切れ味が長持ちでシャープニングが簡単にできます。

世界初のシリコーン & カラーハンドル

人間工学に基づいて設計されたハンドルは持ちやすく疲れにくい! ハンドルをカラーコード化することで簡単に識別できます。

長時間使っても
疲れなくていいね!

持ちやすく
疲れにくい!
カラフルだから
すぐに識別できてO

エキスカベーターも
キャンペーン対象!



期間中、LMインスツルメント2本組セットを特別価格にてご提供いたします。対象商品は裏面をご覧ください。

LMインスツルメント 2本組 キャンペーン

Winter Sale

キャンペーン期間

2024 11.21.Thu → 2025 1.20.Mon

LMロンドプラス シャープナーシルバー キャンペーン

期間中、電動シャープナー LMロンドプラス シャープナーシルバーを特別価格にてご提供いたします。


お知らせ



歯科衛生士対象

セミナー一覧はこちらからチェック!

スクレーリングのポイントや
シャープニングのコツが学べます



治療の効率も
上がるね!

スクレーラーだけでなく、
エキスカにも対応。
右利き・左利き問わず
お使いいただけます。

簡単・迅速

スクレーラーもエキスカも
たった数秒で簡単に
シャープニングすることが可能です。



毎日の診療後に
サクッと研げる!
エキスカベーターも
研げるのは高ポイント!



LMインスツルメントの特徴



Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減できます。インスツルメント名とコード番号はハンドルに印記されています。オーダー時にはハンドルのタイプをご指定ください。
Si ハンドル= 8.5mm
XSiハンドル=11.5mm

● 人間工学を考慮したシリコンゴム製
—手指にフィットして滑らず操作がしやすい

● 熟練工による器械仕上げ
—正しく鋭いカッティングエッジ
● 最適な硬度
—感覚が高く良好な切れ味と効率性

● 鮮やかなカラーコードと表示
—器具の判別がしやすい

● 特殊合金製メタルコア
—軽い構造

● しっかりとした取り付け部


● 刃先には高品質な
デュラレドMAXスチール
—抜群の耐摩耗性で切れ味が長持ち

● 滑沢な研磨面
—耐腐食性に優れ
シャープニングもスムーズ

LM グレーシーキュレット

定番

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
1/2 LM201-202 Si/XSi	●	●	●	●
3/4 LM203-204 Si/XSi	●	●	●	●
P3/P4 LM266-267 Si/XSi	●	●	●	●
5/6 LM205-206 Si/XSi	●	●	●	●
7/8 LM207-208 Si/XSi	●	●	●	●
9/10 LM209-210 Si/XSi	●	●	●	●
11/12 LM211-212 Si/XSi	●	●	●	●
13/14 LM213-214 Si/XSi	●	●	●	●
15/16 LM245-246 Si/XSi	●	●	●	●
17/18 LM247-248 Si/XSi	●	●	●	●



リジッド

通常のタイプよりもシャングが太く頑強で、刃部は少し幅広い。

ミニ

通常のタイプよりも第一シャングが3mm長く、刃部が小さい。

マクロAFスタンダード

通常のタイプよりも第一シャングが3mm長く、刃部が少し幅広い。



15/16, 17/18はシャングの角度が大きいため臼歯部でハンドルが対合歯に邪魔されることなく患者さんが十分に口を開けない状態でも使用することができます。

LM シックルスクレーパー

● 刃部が非常にコンパクトで
タイトな歯間空隙に使用

● LMミニシックルよりも
ブレードが短く、
第一シャングが長い

● H6-H7よりシャングの傾斜角度が強く、臼
歯部や隣接面にアクセスしやすいシックル
スクレーパー
● XSiハンドルのみ

● 全歯面、
特に隣接面に使用

マイクロシックル LM301-302 Si/XSi	マイクロシックル	シックル LM23
ミニシックル LM311-312 Si/XSi	ミニシックル	
シックルLM23 LM313-314 Si/XSi	シックル	

LM シンテット

LM
オリジナル



グレーシーキュレットの11と14、12と13を
両刃で合わせたLMオリジナルのユニバー
サルキュレットで、近心・遠心に対応



スケーラーもエキスカも
簡単・速く・正確に研げる!

おすすめ!

LM Rondo Plus シャープナー シルバー

LM ロンドプラスシャープナー シルバー 商品コード: 00234020


SPECIAL SALE! キャンペーン期間
2024.11.21~2025.1.20



ご使用方法
動画公開中



見て
わかる!



LM エクスカーベーター

タイプ	コード	Si/XSi	刃部径
スプーン	LM522-523	Si/XSi	1.0mm
	LM533-534	Si/XSi	1.5mm
ダブルアングル	LM61-62	Si/XSi	1.0mm
	LM63-64	Si/XSi	1.5mm
トリプルアングル	LM611-621	Si/XSi	1.0mm
	LM631-641	Si/XSi	1.5mm
	LM651-661	Si/XSi	2.0mm
	LM671-681	Si/XSi	3.5mm



● ダブルアングルはラウンド状の刃先を持ち、ブレードシャングは2方向に曲がっています。
● トリプルアングルはブレードシャングが3方向に曲がっており、側壁やアンダーカットの様なアクセスが
難しい部位に効果的です。

LM フレックスプローラー

歯石探知が
苦手な方に
オススメ!

LM11F-12F XSi

● 歯石、齶蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用
● XSiハンドルのみ

LM ノースカロライナプローブ

LM54B XSi

15mm
10mm
5mm
目盛: 1mm毎

● 1mm刻みの目盛付き片頭プローブ
● XSiハンドルのみ

LM ミラーハンドル

※ミラー別売

ミラーハンドル LM25 Si/XSi

● 色: レッド、ブルー
● ハンドルはSiとXSiの2種類

● 色: レッド、ブルー
● ミラーシャングの直径: 2.5~2.6mm
● ネジ山は国際水準のM2.5に準拠

LM ペリオプローブ

LM23-52B Si/XSi

目盛: 2mm毎

● 齶蝕用の探針と歯周用の探針を組み合わせたプローブ
● ハンドルはSiとXSiの2種類

LM ファークレーター

根分岐部が
苦手な方に
オススメ!

LM259-260 XSi

● 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝のある部位に最適なインスツルメント
● XSiハンドルのみ

LM ユニバーサルキュレット

マッコール13S-14S LM222-223 Si/XSi	マッコール	#13S-14S
ミニマッコール13S-14S LM222-223M Si/XSi	ミニマッコール	#13S-14S
コロンビア4L-4R LM219-220 Si/XSi	コロンビア	4L-4R
コロンビア13-14 LM237-238 Si/XSi	コロンビア	13-14

● 強いブレードとリジッドシャング
● 主に前歯と小臼歯に使用

● より細く丸みを帯びた刃先
(シックル型ではない)
● 深く狭窄な歯周ポケットに最適