

歯科専売品

friend
SAM®

Animal Floss

アニマルフロス

こども用デンタルフロス



指導用

150本入


衛生的な
個包装入

フレンドリーなアニマルキャラクターのフロスで
楽しみながら フロッシングを毎日の習慣に!!



歯科医院価格 ¥1,200(税別)

SD SUNDENTAL CO.,LTD.



- ★ 持ちやすい幅広設計のハンドル
- ★ 400 デニールの丈夫なフロス
- ★ かわいいキリンのキャラクター

材質

糸：ポリエチレン
柄：ポリスチレン

衛生的な
個包装パック入り



ブルー・ピンク・イエロー
150本入 (各色50本)

毎日楽しくフロッシング♪

今日はどのキリン？

コドモから、フロス習慣をはじめよう！



乳歯列期のう蝕は、年齢に対応した好発部位があることが知られています。3歳ごろまで上顎乳切歯隣接面、3歳6か月以降で上下顎乳臼歯隣接面で乳歯列期の歯間清掃はとても大切です。隣接面の歯間に挿入できる清掃道具は「フロス」だけです。持ちやすく、動かしやすく、痛くなく、かわいい柄の「アニマルフロス」でフロッシングの習慣を身につけましょう。

●掲載商品の価格は小売価格で、2025年1月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●ご発注の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。
●仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



IPソフトカバー 謝恩セール

2025年2月3日(月) ~ 2025年3月28日(金)

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
このたび、IPソフトカバーご愛顧に感謝して
IPソフトカバー謝恩セールを実施いたします。



イメージングプレート用
ソフトカバー



【SIZE 2】 31×41mm (500枚入)
【SIZE 0】 22×35mm (500枚入)

歯科医院様参考価格(税別)

7,500円 >>>

特別
価格

特長

- 軟質素材ですので、口内での違和感を軽減します。
- すべてのスキャナに対応します。
- 玩具・子供用品・食品接触用途に関する各種規制にも準拠したビニール素材です。

〈ご使用方法〉

1. IPをソフトカバーに入れ、
封をして撮影してください。


2. 開封方法は2通りあります。
(ほぼすべてのスキャナに対応しています。)

院内感染防止のため、撮影前後に
ソフトカバーの消毒をおすすめします。

口腔内の痛みを軽減するために
ソフトビニールを採用しています。

① IPの1/3ほどの場所で開封できます。
磁石タイプや保護袋から少し出してセットする
タイプのスキャナに対応しています。

② IPを保護袋に入れたままセットするタイプの
スキャナに対応しています。



製造販売元 株式会社 タイヨーデンタル
岡山市東区瀬戸町沖284-1
TEL:086-952-0538
FAX:086-952-0531

販売元 SD サンデンタル株式会社

(本 社) 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
(東京営業所) 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
(福岡営業所) 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号

<http://www.sundental.jp>

TEL:06-6245-0950 FAX:06-6245-7690
TEL:03-3836-9347 FAX:03-3836-2090
TEL:092-482-2318 FAX:092-482-2339

BUTLER®

リニューアル特別企画

新商品トライアルセット

バトラーは大幅にリニューアル！
 リニューアル商品と新商品をお試しいただけるお得なセットです。

＼旧イージースレッドフロスご採用医院におすすめ／

イージースレッドトライアルセット24



バトラー デンタルフロス
 イージースレッド アンワックス
 (旧イージースレッドフロス) 2個





【新商品】
 バトラーハブラシ
 Gケア

イージースレッド2個の価格で
 新商品のハブラシ2本が付いてくる!

POINT

- ・矯正装置や補綴装置の隙間に挿入しやすいスレッド付(糸通し)
- ・多数の繊維から成る膨らんだフロスが歯面にフィットし効果的にプラークを除去
- ・1回分づつ引き出して使えるケース入り
- ・巻き戻し機能付き



UNWAX

種類: アンワックス
 内容: 50回分

品番	商品名	内容	医院様希望価格	患者様希望価格	販売単位	JAN
169975	イージースレッド トライアルセット24	バトラー イージースレッド アンワックス 2個 & バトラー ハブラシ Gケア 2本	1,578円 (税抜)	1900円/個 (税抜)	1セット	4901616502987

歯科医院名	医院ご住所	
電話番号	お取引先歯科ディーラー様 (店名・支店名)	ご担当者
		サンスター株式会社 プロケアチャンネル営業部 TEL: 072-682-4733 (平日9時~17時)

数量限定

ボンドマー ライトレスII

Tokuyama

BoSE Technology

Contact Cure

2-2パック キャンペーン

2025.1.21(火) > 2.20(木)



ボンドマー ライトレスII

○単品A液…3mL×2 ○単品B液…2.4mL×2

2-2
パック

¥14,800

標準医院価格

※本キャンペーン品はリフィルです。付属品(ミニブラシ、混和皿)は付属していません。

「幅広い用途」に「ひとつの操作」で!

ボンドマー ライトレスIIは、ボンディングとプライマーの機能をあわせもつマルチユース型のボンディング材です。



CR充填時の
ボンディング



支台築造時の
前処理



補綴物・補綴装置の
前処理



セメンティング時の
前処理

材質によらず同一操作
光照射は不要です!



混和



塗布



エアブロー

- ✓ 塗布後の待ち時間 0
- ✓ 光照射 0
- ✓ 光照射熱 0

- エナメル質 ■ 象牙質 ■ CAD/CAMハイブリッドレジン ■ ニケイ酸リチウム
- その他シリカ系セラミックス ■ シルコニア ■ アルミナ ■ 陶歯 ■ ファイバーポスト
- ハイブリッド型硬質レジン ■ コンポジットレジン ■ 金銀/パラジウム合金 ■ コバルトクロム合金
- チタン合金 ■ ニッケルクロム合金 ■ ステンレス合金 ■ 金合金 ■ 銀合金

※ボンドマー ライトレスII 歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料(管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2025年1月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

ボンドマー ライトレスII 2-2パック キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ボンドマー ライトレスII
2-2パック キャンペーン

[キャンペーンコード: 15307]

セット

ご住所 〒

お届け歯科商店名

TEL

()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182



●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

トクヤマ イータック® マスク II

Spring

2025年1月21日(火) ⇒ 3月19日(水)

スプリング キャンペーン

Etak® 加工不織布を両面に採用。外からも内からもウイルス、細菌、ニオイ原因菌をカット。進化したメルトブロー不織布で、通気性は向上、帯電させた静電気が花粉、PM2.5などをカット。

今だからこそ「高性能マスク」をお勧めします。

(Etak®の詳細は裏面をご覧ください)

花粉・ウイルス・菌・PM2.5を含む飛沫を

99%カット

のフィルター採用

バクテリアろ過率 (BFE) 99%
測定機関: (一財) カケンテストセンター

NEW


イヤーループ

耳が痛くなりにくい
ストレッチ性に
優れた燃紐状耳ゴム



ノーズフィッター

フェイスラインに
やさしくフィット



4層フィルター

Etak®加工
不織布

Etak®加工
不織布

サイズ…フリー
(約175mm×95mm)

色調…ホワイト

包装…1箱(50枚入)

標準医院価格 ¥6,000

価格は2025年1月現在の標準医院価格です。
消費税は含まれておりません。

NEW

保形シート

口元の空間を
面で優しく形成



NEW

メルトブロー不織布

相反する通気性と捕集性能を両立!
帯電させた不織布の静電気の力で
花粉やウイルスなどをしっかり捕集

数量
限定

「トクヤマ Etak® マスクII」1箱(50枚入)に
Etak®加工タオル(1枚)をセットにして
お届けします。

※繊維にEtak®加工を施したタオルです。接触する細菌やウイルスへの抗菌作用が持続し、ニオイの原因菌などをカットする効果も期待されます。
※全ての細菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
※タオルサイズ: 34×80cm

一部キャンペーンを実施していない地域もございます。また、数に限りがありますので、期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。ご了承ください。



Etak®とは

広島大学大学院 二川浩樹教授が開発した固定化抗菌成分です。
 歯科で口腔内の治療や洗浄に使われている抗菌成分「第四級アンモニウム塩」
 からなり、様々な素材へ固定化して抗菌効果を持続させることに成功しました。



Etak®とは色々な表面に抗菌成分を固定化できるようにした化合物（特許成分）のこと。広範囲に手軽に「抗菌」「抗ウイルス」加工ができる成分です。
 またEtak®は、急性経口毒性試験や変異原性試験、ヒトパッチテスト等で安全性の高いことを確認しています。

特許：第3834655号「抗菌性材料、及びその製造方法」
 特許：第4830075号「ケイ素含有化合物を含む抗菌剤組成物、並びに抗菌化方法、洗浄・洗口方法及び抗菌剤固定」
 特許：第4848484号「抗菌剤水溶液及びその保存方法」
 特許：第4972743号「洗浄剤組成物および洗浄方法」



二川浩樹 (にかわ・ひろき)


歯科医師 歯学博士 日本歯科補綴学会指導医
 Infection Control Doctor
 広島大学大学院教授

〈略歴〉
 1986年 広島大学歯学部卒業後、同大学大学院入学
 1990年 歯学研究科修了、歯学博士
 広島大学歯学部付属歯科技工士学校、
 歯科衛生士学校校長、歯学部講師を経て、
 2005年 広島大学 教授


専門・研究課題として、Candida albicansとカリエス、口腔内常在細菌叢とカリエスリスク、自然免疫とCandida、
 プロバイオティクスの口腔への応用、固定化抗菌剤「Etak®」の開発と、抗菌・抗ウイルス加工、MR画像からの顎
 関節シミュレーションモデルの構築に取り組む。

Etak®の抗菌・抗ウイルスのしくみ (マスク表面の不織布へ加工した場合)

① マスク表面に近づく
菌やウイルス



② Etak®の固定化により
菌やウイルスの付着を
防ぐ作用



表面には抗菌成分
が固定化

③ 抗菌・抗ウイルス作用が
長時間持続！



[イメージ図]

●マスク表面に固定化されたEtak®の抗菌・抗ウイルス効果は、その使用開始より1週間ほど持続します。ただし、汚れや吐息によりマスク
 が湿ってきたりマスクからニオイを感じたらお取り替えください。必要に応じてこまめな交換をお薦めします。

●このマスクは抗菌・抗ウイルス性を有する素材で作られていますが、菌やウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。適宜、こまめな
 手洗いやうがいをお心掛けください。

『Etak®』は株式会社 CampusMedico の日本における登録商標です。

株式会社 トクヤマデンタル

■ご用命は

インフォメーションサービス
 0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
 名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>



塗布のみで知覚過敏を抑制

歯科用知覚過敏抑制材料
歯科用シーリング・コーティング材

キャンペーン期間

ナノシール[®] 2025 期間限定/数量限定 1/24▶2/14 キャンペーン

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたびは、「ナノシールセット」を特別価格にてご提供させていただき
ます。日頃ご愛顧いただいている歯科医院様、またご採用
を検討中の歯科医院様もぜひこの機会をご利用ください。

混和液を
塗布・水洗
するだけ!

製品についての
詳しい情報は
こちらから



標準価格 10,500円を

特別価格

にてご提供

〈ナノシールセット〉包装：A液 5mL／B液 5mL／混和皿 1個
*別売のA液、B液はキャンペーン対象品ではありません。

管理医療機器

一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材
認証番号：225ADBZX00045000




保険適用 ・知覚過敏処置
・象牙質レジンコーティング

塗布のみで知覚過敏を抑制！

カワル®は、象牙質・エナメル質などの歯質に触れると瞬時に**耐酸性ナノ粒子層**（厚み：約 $1\mu\text{m}^1$ ）を形成するため、塗布のみですぐに知覚過敏を抑制します。^{3,4)}

* 形成面への適応も可能です。²⁾



混和液を塗布・水洗するだけ！

塗布前後の乾燥・こすり塗り・光照射は必要ありません。



歯肉縁下、隣接面にも混和液が行きわたりやすい！



たっぷり塗布

歯肉への刺激を気にする必要はありません。

綿球などが届きにくい部位でも、混和液が行きわたれば効果が期待できます。



カワル®の混和液



水洗

スッキリ！

水洗により余剰な液は洗い流され、歯肉縁下、隣接面もスッキリときれいになります。

文献3)より引用

《参考文献》

- 1) 韓臨麟, 石崎裕子, 福島正義, 興地隆史: 試作フッ化物含有歯面コート材に関する研究-エナメル質, 象牙質の表面性状に与える影響について-; 日歯保存誌, 55(1), 53-59, 2012.
- 2) 西川義昌, 桑田正博 編: Tooth Preparation. 歯界展望別冊, 114, 2012.
- 3) 寺田林太郎: 歯面に耐酸性層を形成する新材料“ナノシール”-その知覚過敏抑制効果と秘めた力-; 日本歯科評論, 72(3), 89-94, 2012.
- 4) 河田克之: 新・臨床に役立つすぐれモノ「知覚過敏抑制材ナノシール」; デンタルダイヤモンド, 37(4), 137-141, 2012.

● 販売店名

NISHIKA Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd.

NISHIKA ホームページ
<https://www.nishika.co.jp/>



医療関係者用

製品紹介



デントムース
 内容量：300mL
 包装単位
 300mL×1本
 参考医院価格(税別)
 1,550円
 参考患者価格(税別)
 1,800円



デントムース詰め替え用ボトル
 内容量：300mL
 包装単位
 300mL×1本
 参考医院価格(税別)
 1,280円
 参考患者価格(税別)
 1,500円



デントムースミニ
 内容量：80mL
 包装単位
 80mL×1本
 参考医院価格(税別)
 640円
 参考患者価格(税別)
 720円

〔成分〕 塩化セチルピリジニウム、EDTA・2Na、PEG12、粘稠化剤、pH調整剤
 〔液性〕 弱アルカリ性

使用上の注意

口や目には入れないでください。用途以外には使用しないでください。万一飲み込んだり、目に入ってしまった時はすぐに流水で洗い、医師にご相談ください。直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かず、室温で保管してください。温度の高い所に置いた場合、液が黄色く色づくことがあります。品質に問題はございません。寒い時期には成分が析出することがありますが、室温に戻すと溶解します。

お取引材料店名

資料請求先



(株)ビーブランド・メディコーデンタル

本社：大阪市東淀川区西淡路 5-20-19
 TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184
 東京営業所：東京都千代田区神田錦町 1-14
 TEL: 03-3295-6926 FAX: 03-3295-6927

製品に関するお問い合わせは「医療情報推進部」まで。

☎ 03-3295-6926
 土・日・祝日を除く 9:00～12:00
 13:00～17:00

弊社ホームページはこちら



<https://bee.co.jp/>

1G004A302
 作成年月：2024年12月

矯正装置・マウスガード・義歯用除菌洗浄剤

デントムース

お手入れ簡単ムース状義歯洗浄剤!



泡で30秒 除菌!

Bee BEE BRAND
 MEDICO DENTAL

いつまでも元気にずっと美味しく

デントムース

パッと洗浄!

すっきり除菌!

わずか30秒!

泡で手軽に洗浄できる義歯除菌洗浄剤

機械的洗浄
(ブラッシング等)


+

化学的洗浄
(義歯洗浄剤等)



義歯ケアで重要なのは、デンチャープラークコントロール!
デントムースはブラッシングと合わせることで効率的に除菌洗浄出来ます。

毎食後のお手入れにも適した短時間洗浄!



用途 パーシャルデンチャー、フルデンチャー、マウスガード、ナイトガード、
矯正用リテーナー、ノンクラスプデンチャー、ブリーチングトレイ、床拡大装置等の洗浄


使用方法

- 1 入れ歯を軽く水洗いしてください。
- 2 適量(1~2プッシュ)を入れ歯にかけてください。
※デントムースミニは1~4プッシュ
- 3 ブラシで全体をみがいてください。(約30秒間)
- 4 洗浄後はしっかりと流水ですすいでください。

※①の後、泡をかけて3~5分放置してからみがくとより効果的です。


歯石防止成分配合

デンチャープラーク石灰化防止成分配合。
毎日のお手入れに使用していただくことで、歯石の付着を防止します。



カチオン界面活性剤配合

界面活性剤の中でも殺菌効果の高い、カチオン界面活性剤を配合。起泡力の弱いカチオン界面活性剤を独自の技術でふわふわの泡状にしています。




短時間で口腔内細菌から真菌までしっかり除菌

口腔トラブルの主な原因菌であるカンジダ菌も除菌

30秒以上の洗浄でお口のトラブルの原因菌を除菌可能!
義歯の洗浄に時間をかけたくない人にも、手軽にお使いいただけます。

試験方法

Candida albicans 培養液100μLをデントムース10mLに添加し、30秒作用後、37℃、48時間培養し、吸光度(波長660nm)測定にて発育の有無を確認した。
コントロールでは同量の蒸留水を用いた。




レジン片からのカンジダ菌洗浄効果試験

水洗だけでは除菌できない!
きれいに見えても義歯には菌が残っている!?

コントロールでは数多く見られるコロニーが、
デントムース使用例では見られない。

試験方法



Candida albicans 培養液に37℃、120分間レジン片を浸漬する。
レジン片をデントムースにつけ30秒静置した後、緩衝液で洗浄。
レジン片から剥離させた菌を37℃、48時間培養し観察した。
コントロールでは蒸留水に同時間浸漬した。



毎日よごれリセット

ヤニ除去効果

デントムースはヤニ汚れにも高い除去効果を発揮します!



試験方法


ヤニを付着させたレジン板に、デントムースの泡をかけて5分間静置後、水洗した。コントロールでは蒸留水に同時間浸漬した。

義歯を傷めにくい弱アルカリ性

研磨剤やアルコール等、義歯を傷める可能性が高いものは配合していません。
液性は義歯にやさしい弱アルカリ性。

NEW

タービン・コントラサイズ



滅菌物を入れてから簡単に密封

頻繁に滅菌するタービンやコントラに、ぴったり入る専用サイズをご用意。
無駄なく効率的にお使いいただけます。

外寸(横×縦):61×185mm、内寸(横×縦):41×160mm

SafeBasics

Self-Sealing Sterilization Pouches
セーフベーシック 滅菌シールパウチ

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合

メディコムの滅菌バッグで「トラブル軽減」

PVA(ポリビニルアルコール)を使用していない

滅菌バッグの紙に使用されている水溶性の合成樹脂PVAが溶け出し、被滅菌物(ハンドピースなど)に付着することで、ハンドピースが頻りに回転不足になるトラブルが発生しています。
 メディコムの滅菌バッグはPVAを使用していないので、PVAを起因とするトラブルが発生しません。

原因	滅菌バッグの紙に使用されているPVA等が溶けてハンドピースに付着	 <p>※イメージ図(実際は透明です)</p>
対策	メディコムの滅菌バッグは、PVAを使用していません PVAを起因とするトラブルが発生しません。	

信頼性の高いインジケータ(ISO 11140 Type1インジケータ)


メディコムの滅菌バッグのType1インジケータ*は、滅菌器の余熱やヒートシーラーとの接触といった乾熱では変色しにくいので、医療事故のリスクを低減します。滅菌工程の通過を一目で確認できる滅菌バッグです。

オートクレーブ

滅菌前	滅菌後
AC	AC

EOガス

滅菌前	滅菌後
EO	EO



ブルーフィルムなので
シール部分の異常が
わかりやすい



(紙面)

リント(紙粉)が出にくい


リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

豊富なサイズ展開で無駄なく使い分けが可能

「セーフベージック 滅菌シールパウチ」は、6サイズ展開です。

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ASTM F 2559 ISO 11140

6
サイズ
展開



品名:セーフベージック 滅菌シールパウチ

品番	サイズ	用途(サイズの目安)	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JS67571	S	ファイルやリーマーなどの小器具、止血用ガーゼ	57×102mm	37×77mm	200枚	50箱	4894476000611
SFBJS67611	タービン・コントラ	タービンやコントラなどハンドピース類	61×185mm	41×160mm		6箱	4894476036962
SFBJS67702	MS	スケーラーなどのインスツルメント類	70×229mm	50×204mm		10箱	4894476007917
JS67892	M	基本セット(バラ)	89×229mm	69×204mm		10箱	4894476000628
JS67132	L	鉗子などの大きめのインスツルメント類	134×254mm	114×229mm		10箱	4894476000635
JS67193	LL	基本セット(トレーごと)	190×330mm	170×305mm		5箱	4894476000642

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
 ※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
 【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323
 【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112
 【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074
 【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323
 ✉ info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

補綴物の種類でバーを使い分け

撤去を効率化!



がっちり固めたダイヤモンド粒子がわずかな時間で
ジルコニア を切り裂く!

ダイヤモンドバー **4ZR**



ピラミッドシェイプブレードがこれ1本で
チタン冠・コバルトボンド を同時に切り裂く!

カーバイドバー **H4MC**



タフなネックと鋭利なブレードがわずかな時間で
金パラ合金 を切り裂く!

カーバイドバー **H34**



サクッと削れる! リムーバルバー3シリーズ /
特別価格 キャンペーン!!
2025.1/21▶3/19

詳細は裏面をご覧ください ➡

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング4ZR

5倍速コントラ
推奨



スリットを
入れやすい
形態!



クラウンの分割 4ZRS-016

ブリッジの切断・クラウンの全周を削るケース 4ZR-012・014

ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさらに特別層を設けています。通常のコーティングを施した製品よりもダイヤモンド粒子が脱離しにくいので長期ご使用頂けます。



3種揃って
便利! 4ZRキット



4ZRS-016 4ZR-012 4ZR-014
(各1本入) ※ケース滅菌不可

価格 (3本入) **6,000円**

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万回転/最高回転数:毎分45万回転

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー

形状	黒いイラストはほぼ実物大です		
品番(デイル)	4ZRS-016	4ZR-012	4ZR-014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	
価格(1本入)	2,100円		
価格(5本入)	9,700円		

販売名 コメットダイヤモンドバー
届出番号 27B2X00091000001

チタン冠・コバルトボンド撤去用カーバイドバー FG


1本2役! ポーセレン・レジン・メタルも同時に削るH4MC

5倍速コントラ
推奨



チッピングしにくいブレード設計で優れた切削能力と持続性を実現しました

破折を防止するためにネックは太く、ピラミッドシェイプブレードで欠けを防止します



形状	黒いイラストはほぼ実物大です			
品番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)	1.2		1.4	
全長(mm)	20.0			23.0
最高回転数(毎分)	45万			30万
価格(5本入)	7,100円			

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー

販売名 コメットカーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG


金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター H34

5倍速コントラ
推奨



切れ味を高めるブレードデザインと太いネックが破折を防ぐ

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。FG#330と比べると約2倍のネック太さで破折しにくくなっています。



形状	黒いイラストはほぼ実物大です	
品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	
最大径(mm)	1.0	1.2
最高回転数(毎分)	45万	
価格(5本入)	6,500円	

シャンク:FG/全長:20mm/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー

販売名 コメットカーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002



歯頸部から切端へ、45°

製造販売元 **株式会社モモセ歯科商会**

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35

TEL 06-6773-3333(代)

http://www.momose-dm.co.jp/ 株式会社モモセ歯科商会

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)

お問い合わせは

ハンドピース専門メーカーナカニシのハンドピースのための滅菌器

滅菌応援 キャンペーン

2025

1/21(火)

3/20(木)



製品の詳しい
情報はこちら



ナカニシ社製滅菌器 iClave mini2 特別価格でご提供致します



※お取引ディーラー様へお問い合わせください

特長

1 ハンドピースにやさしく 内部までしっかり滅菌

高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。



特長

2 優れた操作性で お手入れも簡単

見やすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途にあったプログラの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログレスバーにより、現在の進行状況や残り時間が一目で分かります。

使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCDパネル採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



ヨーロッパ滅菌基準

EN13060 : Class S 準拠



セット
内容

iClave mini2 ユニット / バスケット
仕切りスタンド / 仕切り板(長)×4
仕切り板(短) / 排水タンク
各種基本パーツ

仕様

外形寸法(ドア全開時:H) : W210×D370×H360mm (H600mm) / 総重量(ユニット本体) : 17.5kg / 電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 750VA (定格消費電力750W) / チャンバー寸法 : ø130×L200mm / チャンバー容量 : 2.5L
給水タンク容量 : 1.5L / 排水タンク外形寸法 : W140×D195×H234mm / 排水タンク容量 : 5L / 排水ホース : 1.5m
ハンドピース滅菌本数目安 : 12本(未包装)、6本(一重包装)

プログラム	温度	滅菌時間	包装形態	
PG-1	134°C UNIVERSAL	134°C	5.5分	一重包装
PG-2	134°C FAST	134°C	3.5分	未包装
PG-3	121°C UNIVERSAL	121°C	35.5分	一重包装
PG-4	121°C FAST	121°C	30.5分	未包装

- UNIVERSAL : 一重包装 FAST : 未包装(滅菌後即時使用)
- 滅菌(STERILIZING)工程の前に、加熱(HEATING)工程が約8-25分かかります。
- 使用する水は、15µS/cm以下の蒸留水、精製水、純水、または、イオン交換水、RO水のいずれかをご使用ください。
- 送風乾燥時間は(2-90分)の変更が可能です。

製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

販売名:アイクレーブミニ2 一般的名称:小型包装用高圧蒸気滅菌器 認証番号:302ABBZX00049000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ナカニシ社製品販売代理店

■製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

クラブロックス ブラックイズホワイト 数量限定キャンペーン



高橋陽一先生、新規描き下ろしイラスト使用!!
日向小次郎 デザインパッケージ

カーボン配合歯ブラシ採用のブラックイズホワイト 音波式電動歯ブラシと新製品パウダーはみがき5gとの組み合わせで、歯本来の白さを取り戻す毎日の歯みがきを力強くやさしくサポートします。



限定数量 500セット

自分を磨け、そして輝け。
日向小次郎

クラブロックス ブラックイズホワイト
音波式電動歯ブラシ
患者様参考価格 21,800円(税抜)

+

New

汚れ、歯石の沈着を防ぐ
歯磨きのパウダーはみがき

クラブロックス ブラックイズホワイト
パウダーはみがき5g
患者様参考価格 1,000円(税抜)

〈セット販売〉
クラブロックス電動歯ブラシBIW
+パウダー5g 特別デザイン
患者様参考価格 22,800円(税抜)
製品情報: 419938

※ 商品写真の色彩は印刷のため実際とは多少異なる場合がございます。 ※ 商品の仕様(デザイン・カラー・価格等)は変更になる場合がございます。

クラブロックス ブラックイズホワイト 数量限定キャンペーン ご注文書

※ 限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。 ちらしに掲載している歯ブラシの色彩は印刷のため実物と多少異なることがあります。 キャンペーンの詳細価格はお取り扱い歯科ディーラー様までお問い合わせください。

コードNo.	商品名	価格	ご注文数
419938	クラブロックス電動歯ブラシBIW+パウダー5g 特別デザイン	¥	セット

貴医院名 ご住所 TEL () FAX ()	取扱店
--	-----

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。



WHAT IS CURAPROX

CURAPROX


SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX(クラブロックス)は、1972年に人々の口腔ケアの意識が高いスイスにおいて、大学教授、歯科医師、歯科衛生士、そして世界中の口腔ケアのスペシャリストの協力により、口腔ケアにおける確かな効果と喜びを受けられる製品として開発された、プレミアムオーラルケアブランドです。

TOOTHBRUSH TYPE

歯ブラシセレクトガイド

クラブロックス 硬さ&ヘッドサイズチャート



自分にあった歯ブラシを選んでますか？

クラブロックスは、お好みのみがき心地やお口の大きさで選べるさまざまな製品をラインナップしました。今までのどんな歯ブラシとも違う、クラブロックスだけのみがき心地をご体感ください。

商品名/特徴	ヘッドタイプ/毛	サイズ
CS 5460  定番のオールラウンド製品 ●すべての方 ●最初にお試しいただくベーシックタイプ	スタンダードヘッド  毛直径: 0.1mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 5,460本	CURAPROX ultra soft + 5460 長さ 180mm
CS 12460 ベルベット  クラブロックス史上最高傑作 ●5460を使いこなせる方 ●さらなる柔らかさをお求めの方	コンパクトヘッド  毛直径: 0.08mm 毛長さ: 9.0mm 毛本数: 12,460本	CURAPROX velvet + 12460 長さ 180mm
キッズ  身に付く楽しい正しい歯みがき ●ヘッドが小さいのでお口の開けにくい方 ●キッズ用	コンパクトヘッド  毛直径: 0.09mm 毛長さ: 7.5mm 毛本数: 5,500本	CURAPROX ultra soft + kids 長さ 163mm
CS スマート  小さめヘッドにぎゅーしり7600本 ●キッズの仕上げ磨き ●1本1本丁寧に磨きたい方	コンパクトヘッド  毛直径: 0.08mm 毛長さ: 8.0mm 毛本数: 7,600本	CURAPROX ultra soft + smart 長さ 163mm



web 参加費 無料 体感セミナー 開催中!

お持ちのPCやタブレットでご自身の歯科医院にいながらスタッフさんとお気軽にセミナーを受けることができます。

お申し込みはコチラ!

スマートフォンでQRコードを読み込み、お申し込みください。



2液タイプ知覚過敏抑制材料

フォースデンティン

ありがとう

発売

1周年記念

感謝キャンペーン

キャンペーン期間：2025年1月21日～3月20日

「シミる」をあきらめない！

象牙細管内まで入り込んだ炭酸カルシウム粒子がリン酸と反応し、細管内でリン酸カルシウムを形成、封鎖します。

防湿不要

歯面清掃後の
エア-不要治療後すぐの
飲食OK!

光照射不要

キャンペーン中特別価格

フォースデンティン 発売1周年記念 感謝キャンペーンご注文書

コードNo.	商品名	注文数
445089	フォースデンティン 40mL (20mL×2)	

一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料（歯科用シーリング・コーティング材料）
販売名：フォースデンティン 認証番号：305AGBZX00005000（管理）
製造販売元：株式会社メディボ 大阪市住之江区浜西2-6-2 ロータスコート502

貴歯科医院名・芳名	お取引ディーラー名
ご住所	
TEL () ()	FAX () ()

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

お問い合わせ  株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 0800-170-5541（コンタクトセンター）

(01)02747937022399

C02670/2025年1月/①/新

フォース デンティン使用方法

STEP 1

歯面清掃後
適量の A 液を患部に塗布



Point
エア-不要
こすり塗り

STEP 2

余った A 液を
綿球などで拭き取り




Point

ラバーカップで塗布 OK

手早く広範囲にしっかりとすりこむには
ラバーカップ等での塗り広げも有効です。
A 液を低速 1000 回転で塗布し STEP 2 へ

STEP 3

適量の B 液を
患部に塗布 ※



※浸透させ、A 液 B 液の反応を待つために B 液塗布後
1 分保持すると、より安定した効果が得られやすくなります。

※症状の程度により、繰り返しの塗布を推奨しています。

STEP 4

余った B 液を
綿球などで拭き取り



Check

動画で使用方法を詳しく見る



商品紹介 1 分動画



使用方法動画




ラバーカップ使用動画

様々な用途・部位への使用

象牙質知覚過敏症 / マイクロクラック / 生活歯の支台歯形成後の歯面 / ホワイトニング後の知覚過敏
スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング後 / 露出歯根 等

象牙細管の封鎖性と耐久性


微細な炭酸カルシウムが象牙細管内奥深くで石灰化し、歯と同じ主成分のリン酸カルシウムが形成・膨張するため
ブラッシングやうがいでも取れにくいことが期待できます。また、石灰化に有利な弱アルカリ性であるため
歯に優しい製品となっています。



象牙細管断面図

象牙細管の奥まで入り込み、
象牙質との境目がわかりにくい
ほど緊密に封鎖します。

※塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座
※牛歯 / 5,000 倍 SEM 画像



Point

ブラッシングで取れにくい

ブラッシングやうがい、
スケーリングでも取れにくい

〈測定条件〉牛歯を使用した実験データ
※臨床で使用する際は、経過日数や口腔内の状況によって
個人差が生じます。
(塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座)



(塗布3回)



Point

超音波洗浄後



※4D ブラッシング・水洗後の電子顕微鏡画像 5,000 倍
※牛歯 / ブラッシング 20 回・水洗 30 秒
(ブラッシングは 1 往復のストロークで 1 回とし、水洗時の水温は 37 度を条件)
※超音波洗浄 2 分間

生体適合性


生体適合性があるという論文が発表されました。

フォース デンティンを添加した培地で
歯髄や歯周組織の細胞の培養を行い、
生 / 死細胞染色を行ったところ、
生細胞 (緑色) のみが観察されました。

引用文献：Sealing Property of Dentin Tubules by A New Hypersensitivity
Control Material and Its Effect on Human Cultured Cells


(写真提供：大阪歯科大学口腔病理学講座)

Point
お口に優しい



hDDPF

(ヒト乳歯由来歯髄線維芽細胞)



hPLF

(ヒト歯周靭帯線維芽細胞)



hOB

(ヒト骨芽細胞)

2025年1月21日~3月19日

アンジェラスホーム キャンペーン

自宅で手軽に行えるジェル状のホームホワイトニング材

濃度は **2** 種類

限定 **1,000** 個

過酸化尿素
10%配合

・フッ化ナトリウム
・硝酸カリウム含有
(添加剤として)

過酸化尿素
16%配合

より短時間で
完了

垂れにくい粘性の高いジェル!

キャンペーン内容

アンジェラスホーム10% 12本入 (標準価格: 14,000円)
+ 患者様お持ち帰り用袋 3枚 (標準価格: 525円相当) →

＼ キャンペーン価格 /

アンジェラスホーム16% 12本入 (標準価格: 14,500円)
+ 患者様お持ち帰り用袋 3枚 (標準価格: 525円相当) →

＼ キャンペーン価格 /



※紙袋イメージ

アンジェラスホームキャンペーン ご注文書

コードNo.	商品名	注文数
419906	アンジェラス ホーム 10% 12本入 持ち帰り袋セット	
419895	アンジェラス ホーム 16% 12本入 持ち帰り袋セット	

一般的名称: 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 販売名: アンジェラス ホーム 承認番号: 30100BZX00059000(高野)
 一般的名称: 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 販売名: アンジェラス ホーム 16% 承認番号: 30400BZX00204000(高野)
 製造販売元: Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13-206

貴歯科医院名・芳名

お取引ディーラー名

ご住所

TEL () FAX ()

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

お問い合わせ 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 0800-170-5541 (コンタクトセンター)



C02671/2025年1月/@1/新 (01)02747937022405

で
し
た

アイ
コ
ン

綺
麗
に
し
た
の
は

私
の
ホ
ワ
イ
ト
ス
ポ
ッ
ト
を



トライアルキット

【歯面用】アイコン-インフィルトランドシリンジ 0.45mL×1
アイコン-エッチシリンジ 0.45mL×1、アイコン-ドライシリンジ 0.45mL×1
ルアーロックチップ×1、スムースサーフィスアプリケーションチップ(歯面用)×6
【隣接面用】アイコン-インフィルトランドシリンジ0.45mL×1
アイコン-エッチシリンジ0.45mL×1、アイコン-ドライシリンジ0.45mL×1
ルアーロックチップ×1、歯間用ウェッジ×4、
プロキシマルアプリケーションチップ(隣接面用)×6

YOSHIDA

1/21~3/19 アイコン トライアルキャンペーン

コードNo.	商品名	注文数
427575	アイコン 歯面用 トライアルキット	
429252	アイコン 隣接面用 トライアルキット	

貴歯科医院名・芳名		お取引ディーラー名	
ご住所			
TEL	()	FAX	()



医薬用外劇物

一般的名称：歯面コーティング材 販売名：アイコン
認証番号：224AKBZX00113000 (管理)
製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。
お問い合わせ 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 0800-170-5541 (コンタクトセンター)

キャンペーン期間
2025年
1月21日
～3月20日



標準価格

~~12,500円~~ → **9,800円**
にてご提供!! (税抜)

用途で選べる3つのモード

ベーシックモード

お口元に近づけたり離したりして患者さまご自身の見やすい位置でご覧いただけるように設計。ブラッシング指導やコンサルテーションに最適です。

サポートモード

レジン充填物と天然歯を識別でき、患者さまとの口腔チェックに役立ちます。(う蝕・クラック・視覚的な補助に)

チェックモード

自立するので両手を使うことができ、口腔外の印象材やレジン等の汚れチェック、治療後のお口周りの最終確認に便利です。

キリトリ

ご注文書

貴医院名	
TEL	()

ご用命は

商品名	ご注文数
BRITE+ ブライトプラス	台

〒567-0041
大阪府茨木市下穂積4丁目13-107
TEL:072-657-7756
FAX:072-657-7856
Angelus Japan株式会社

Euronda®

Monoart

HAKUSUI



MADE IN ITALY

ユーロンダ モノアート

フレックス アスピレーターチップ キャンペーン



製品カタログは
二次元コードを
チェック!

キャンペーン期間

2025.1.21 Tue ▶ 3.19 Wed



お試し
10本セット /

お試し少量パック

標準価格

3,000円

をご提供いたします



吸引力を維持する
適度な穴径!

期間中、フレックスアスピレーターチップ10本をセットにしたお試し少量パックを、特別価格でご提供いたします。この機会に是非お試しください。

Euronda

EM45 SurgiFlexo Tip

2025-04-01

個別滅菌包装されたディスポタイプ

- 個別滅菌包装されたディスポタイプの **サージカルアスピレーターチップ**
- チューブ本体に柔軟性があるため形状を変えて狭い領域にアクセス可能
- 適度な穴径があるため吸引力を維持
- 100%Eurondaのイタリア工場で製造



Euronda®
Monoart

ユーロンダ モノアート

新発売

100%ユーロンダのイタリア工場で製造された
各シリーズを好評販売中です！


MADE IN
ITALY




バキュームチップ Monoart



吸引流量が多くエアロゾルの拡散防止につながります。
本体の滑り止め加工により快適にお使いいただけます。
直線形状により静音設計です。

医療機器届出番号 27B1X00020306009 一般医療機器


サリバエジェクター Monoart



自由に曲げることができる透明PVC素材のディスクタイプのサリバエジェクターです。
曲げたときの形状安定性に優れ、内部の金属露出がありません。
先端が粘膜に吸付きにくいオリジナル形状を採用しています。

医療機器届出番号 27B1X00020306007 一般医療機器

Towel Up! 防水加工紙エプロン



ビュアセルロース製のシートの片面に防水フィルムが接着なしてコーティングされています。
廃棄時はフィルムを簡単にはがせ、とてもECOなエプロンです。

PG30aprons 防水加工紙エプロン大



肩まで覆われる全上半身をカバーする大型タイプです。
ビュアセルロース製のシートの片面に防水フィルムが接着なしてコーティングされています。
廃棄時はフィルムを簡単にはがせ、とてもECOなエプロンです。

Euronda®
Monoart

ユーロンダ社
(イタリア)

※記載内容は2025年1月現在のものです。尚、記載価格は税別です。

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
 名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
 広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2025.01.P13,000 K05

acteon

expasy! CAMPAIGN

HAKUSUI

Special Sale!

医薬品含有歯肉圧排材料

エキスパジルキャンペーン

キャンペーン期間

2025. 1.21 火

▶ 3.19 水

エキスパジル トライアル キャンペーン

エキスパジルの導入を
ご検討の方におすすめです!


口腔内スキャナー (IOS) で
縁下マージンを捉える
歯周組織を傷つけない歯肉圧排



Check!



商品情報はコチラ



80個 限定 /
特別セット

キャンペーンセット内容

アプリケーター (ガン) … 1ヶ
カートリッジ …………… 3本
カニューレ …………… 6本

いまだけ /

キャンペーン 標準価格

29,000円

で提供いたします

期間中、80個限定でアプリケーター1つ、カートリッジ3本、カニューレ6本、合計3点セットにしてご提供いたします。

expasyl

20年
を超える
臨床実績



エキスパジルは、簡単に歯肉圧排効果を得ることができる歯肉圧排材料です。通常の圧排糸の圧の約1/37以下の圧力で使用されるので、上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。また、カオリン*1の水分吸収作用と塩化アルミニウムを含有していることにより、歯肉圧排糸と比較し同等、それ以上の効果を得ることが出来ます。作業時間は短く、効果的、かつ安全*2、是非その効果を実感してください。

*1 カオリナイトを主成分とし、長石類から生ずる粘土の一種


エキスパジルの効果

- ▶ 明瞭な歯肉圧排効果と乾燥作用。
- ▶ 上皮付着と歯肉線を保護します。
- ▶ 痛みを感じにくい。
- ▶ 速くて、単純で、優れたコストパフォーマンス。
- ▶ 20年以上に及び臨床経験と多くの文献。

エキスパジルの圧排力

市場にある様々な圧排糸、圧排材料との比較。他の材料と比較し、エキスパジルの圧排力は1.7~9.2倍を示した。*3

Force required for movement with retraction gels and compounds (in-vitro)



*3 Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.

適用症例

エキスパジルは様々な症例に対応します。

- ▶ 従来印象
- ▶ 光学印象
- ▶ シーリング/ボンディング
- ▶ 保存症例 (クラスII、V)
- ▶ インプラント症例

作用

- ▶ 効果的に歯肉圧排、乾燥を行います。
- ▶ 圧排時に他の器材と組み合わせて使用する必要はありません。
- ▶ エクスパジルの使用時の上皮付着にかかる圧力は圧排糸と比較し1/37以下。*2
- ▶ 上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。
- ▶ 上皮付着が保護されるので、歯肉退縮や骨吸収のリスクが軽減されます。
- ▶ シリンジのエアと水で簡単に除去することができます。

*2 Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92.

症例写真のご紹介

臨床写真提供

きたみち歯科医院
北道 敏行 先生



臨床写真提供

吉岡歯科クリニック
吉岡 宣史朗 先生



acteon
ピエールローランド社
(フランス)

*記載内容は2025年1月現在のものです。尚、記載価格は税別です。

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西鯉屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.01.P13,000 K13

コラーゲン使用人工骨

ボナーク®

インプラント適応骨補填材

ご愛顧感謝キャンペーン

期間 2025年1月21日～3月19日 **数量限定**

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボナークご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

ボナーク。
Bonarc®

操作性に優れたスポンジ形状



コラーゲン使用人工骨
ボナーク® ディスクタイプ

包装単位(容量) 10枚入り(約0.1mL×10枚/約1.0mL)
製品サイズ 厚さ1.5mm 直径9.0mm
標準価格 21,000円 201300001

特別価格にてご提供!



コラーゲン使用人工骨
ボナーク® ロッドタイプ

包装単位(容量) ロッド1個入り(約0.6mL)
製品サイズ 厚さ10.0mm 直径9.0mm
標準価格 13,650円 201300002

特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。 ※製品生産・出荷体制の都合により、納期を要する場合がございますので予めご了承ください。

- 販売名 ボナーク ●一般名称 コラーゲン使用人工骨 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅣ) 医療機器承認番号 301008ZX00025000 製造販売 東洋紡株式会社
- Bonarc®およびボナーク®は東洋紡(株)のコラーゲン使用人工骨を示す(登録)商標です。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。


製造販売 東洋紡株式会社
大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 〒530-0001

発売 株式会社 モリタ
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com

Bonarc[®]を使用した右上第二大臼歯GBR2回法症例



1 右上第二大臼歯GBR2回法症例




2 抜歯




3 Bonarc[®]ロッドの使用によるGBR




4 ロッドタイプを挿入



5 縫合




6 3ヶ月後



7 インプラント埋入




8 縫合



9 完成

(症例提供: 医) 壽明会 つきおか歯科医院 月岡先生)

Bonarc[®]にて歯槽堤の温存を図り、インプラント治療を行なった症例



1 術前CT断面



2 抜歯、搔爬後



3 Bonarc[®]ロッドタイプ挿入



4 コラーゲンメンブレンにて被覆、HiddenXsuture



5 術後6か月CT断面



6 術後デンタルX線写真

(症例提供: なんばアップル歯科 臨床指導医 林 大智先生)

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料 **健保適用**

MSコート® Hysブロック® ジェル トリプルパックキャンペーン

2025年 1月21日 (tue) ~ 2月20日 (thu)

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「MSコート Hysブロックジェルトリプルパックキャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料

ダイレクト塗布

シリンジからそのまま塗布可能

こすり塗り不要

ジェルを歯面に30秒間静置するだけ

歯面にとどまりやすい

ジェルタイプなので垂れずにとどまる



ホワイトニング後の知覚過敏抑制にも高い効果!



詳細は裏面へ!



不安を和らげるポップなデザイン

MSコート® Hysブロック® ジェル

MSコート Hysブロックジェル …… 1本(3mL)
プラスチックニードル …… 10本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
標準価格 8,400円 204610726

お得な増量パック!

キャンペーン 限定パック

MSコート® Hysブロック®ジェル トリプルパック

MSコート Hysブロックジェル …… 1本(3mL)×3
プラスチックニードル …… 30本(ニードルキャップ(グレー)3個付き)
標準価格 21,780円 204610740

特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●販売名 MSコート Hysブロックジェル ●一般的名称 歯科用知覚過敏抑制材料 ●医療機器認証番号 227AFBZX00084000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。

●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

●ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。

●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。


Features01

MSコート®シリーズの実績を継承

高い知覚過敏抑制効果

MSポリマー しゅう酸 カリウム塩


「MSコート Hysブロックジェル」はMSコートシリーズの高い知覚過敏抑制効果の継承に加え、カリウム塩を配合しました。ナノサイズのMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、フッ化物とカリウム塩を含んだ保護被膜を形成します。さらに、ジェルタイプになったことで歯面にとどまりやすく、象牙細管を緊密に封鎖します。



象牙細管



MSコート Hysブロックジェル適用後



適用後の象牙質断面 (塗布30秒後)



象牙質断面イメージ図

カルシウムと反応し、形成された保護被膜が象牙細管を緊密に封鎖します。



神経線維周囲のカリウムイオンの増加が神経伝達の阻害に有効であることが報告されています*。

*Kim S: Hypersensitive teeth: desensitization of pulpal sensory nerves; J Endod 12, 462-465, 1986
*Peacock JM, Orchardson R: Effects of potassium ions on action potential conduction in A- and C-fibers of rat spinal nerves; J Dent Res 74, 634-641, 1995

Features02

フッ化ナトリウムによるMSポリマー被膜の

耐酸性効果

フッ化ナトリウム


フッ化ナトリウムによりMSポリマー被膜の耐酸性がさらに向上します。それにより適用歯面の酸による脱灰を抑制します。

●コーラ飲料に10分浸漬後の適用歯面



MSポリマー被膜の残存を確認

象牙質に対するフッ素の深さ方向への取り込み量



すべての材料でフッ素を取り込む傾向を示すことが明らかとなった。

さらに、「MSコート Hysブロックジェル」は深部へフッ素を供給することが明らかとなった。

松田康裕ほか：フッ化物含有知覚過敏抑制材による象牙質表面の脱灰抑制効果

日歯保存誌60(6)：273~281, 2017

Features03

ホワイトニング時の知覚過敏抑制効果

ホワイトニング後の知覚過敏抑制にも高い効果が期待できます。


ホワイトニング前に塗布しても漂白効果を阻害しません。



ホワイトニング後のマイクロクラック



「MSコート Hysブロックジェル」により封鎖を確認



「MSコート Hysブロックジェル」適用後でも未処理エナメル質と同等の漂白効果が確認できる。

*サンメディカル社測定データ

製品の詳細ページもぜひご覧ください。



商品名	品目コード	標準価格	キャンペーン価格	ご注文数
MSコート® Hysブロック®ジェル	204610726	8,400円	特別価格	
MSコート® Hysブロック®ジェルトリプルパック	204610740	21,780円		

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

保険適用

“光”にこだわり抜いたサンメディカルのファイバーポスト・コアシステム

i-TFC[®]ルミナスIIシリーズ

新発売キャンペーン 第二弾!

キャンペーン期間

2025年1月21日(火) ~ 3月19日(水)

「i-TFCルミナス」シリーズは2025年3月31日をもって販売を終了し、「i-TFCルミナスII」シリーズに移行します。

すぐに使える! 簡単! スターターセット



オススメPOINT

POINT
01

「光ファイバーポスト」は
前処理不要!

POINT
02

「LCフロー-S」は
低重合収縮!

POINT
03

「i-TFCルミナスボンドII」は
デュアルキュア!

i-TFC[®]ルミナスII スターターセット

標準価格 ¥17,000

セット構成

i-TFCルミナスファイバーII 光ファイバーポスト(1.0mmφ×18mm)	5本
i-TFCルミナスファイバーII 光ファイバーポスト(1.2mmφ×18mm)	5本
i-TFCルミナスファイバーII 光ファイバーポスト(1.4mmφ×18mm)	5本
i-TFCルミナスコアII LCフロー-S(ユニバーサル)	1本(2.5mL)
LCフロー-ニードル	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
i-TFCルミナスボンドII ボンド	1本(1mL)
i-TFCルミナスボンドII キャタブラシ	1ケース(30本)
プラスチックダブ	5枚
収納ケース	1ケース

特別価格
にてご提供!!

製造販売

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30

ホームページ http://www.sunmedical.co.jp

販売店名

「i-TFCルミナス」シリーズは2025年3月31日をもって販売を終了し、「i-TFCルミナスII」シリーズに移行します。

i-TFC®ルミナスIIシリーズ 新発売キャンペーン **保険適用**

導光性の高いファイバーポスト
i-TFC®ルミナスファイバーII
光ファイバーポスト® 20本入り

● 1.0mmφ×18mm
● 1.2mmφ×18mm
● 1.4mmφ×18mm
● 1.6mmφ×18mm
● 1.8mmφ×18mm

各 **20本入り**

シリラン処理不要!


新サイズ 1.8mmφ 追加!

サイズ	1.0mmφ	1.2mmφ	1.4mmφ	1.6mmφ	1.8mmφ
ピンソーマー (作業部最大径)	#3 (1.10mm)	#4 (1.30mm)	#5 (1.50mm)	#6 (1.70mm)	-

キャンペーン期間中は
60本入りよりもお得!

標準価格 各サイズ ¥11,300のところ(1本あたり 各 ¥565)

特別価格にてご提供!!



- 編み込み構造で、レジンとの機械的嵌合力が高い
- 光ファイバーが根管深部までしっかりと導光し、レジンを重合

操作性の良い光重合レジン
i-TFC®ルミナスコアII LCフロー-S

色調: ユニバーサル、ブルー 各2.5mL
LCフローニードル 5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

大容量 シリンジ採用!

重合収縮率 **3.3%**

試験方法: ISO 17304準拠

ユニバーサル ブルー

- 低重合収縮性モノマー採用で適合性が高い
- 光重合でゆとりある操作時間

フレキシブルな
プラスチック
ニードル!



標準価格 各色 ¥4,750のところ

特別価格にてご提供!!

根管象牙質に適したボンディング材
i-TFC®ルミナスボンドII セット

ボンド 1本(3mL)
キャタブラシ 1ケース(100本)
プラスチックダブペン 5枚

光照射不要!

1液型でデュアルキュア!

● 簡単操作



標準価格 ¥10,700のところ

特別価格にてご提供!!

歯科用歯用ポスト成形品 i-TFCルミナスファイバーII (管理医療機器) 医療機器認証番号 306AKBZX00009000
歯科用支台接合材料 i-TFCルミナスコアII (管理医療機器) 医療機器認証番号 306AKBZX00010000
歯科用象牙質接着材 i-TFCルミナスボンドII (管理医療機器) 医療機器認証番号 306AKBZX00018000

●「i-TFC」[光ファイバーポスト]はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ●「Giomerロゴ」は株式会社松風の登録商標です。
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いいたします。
●ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

刀 KATANA® CAD/CAM 冠 CAD/CAM インレー対応ブロック

第3弾

特別 キャンペーン

実施期間 2025年1月21日～2月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
ご好評につき、「カタナ®アベンシア®」シリーズの特別キャンペーン
第2弾を企画いたしました。
期間中カタナアベンシアシリーズ対象製品を特別価格にてご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

前歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅳ)

カタナ®アベンシア®N

小臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅲ)

カタナ®アベンシア®ブロック2

大臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅲ)

カタナ®アベンシア®Pブロック

それぞれ下記表の製品を

特別価格でご提供!

前歯 ML (積層)	■ カタナ®アベンシア®N	14L	標準価格 26,150円	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2
小臼歯 単層	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
		14L	標準価格 16,500円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
小臼歯 ML (積層)	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500円	A2ML	A3ML	A3.5ML			
		14L	標準価格 16,500円	A2ML	A3ML	A3.5ML			
小臼歯 インレー向き	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500円	OE					
大臼歯 単層	■ カタナ®アベンシア®Pブロック	12	標準価格 24,200円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
		14	標準価格 24,200円	A2LT	A3LT	A3.5LT			

「カタナ®アベンシア®」シリーズ^{※1}は
前歯から大臼歯まで統一した色調コンセプトで設計しています。

独自の製造技術でエナメル色からボディ色にかけて彩度と
透明度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現^{※2}

マルチレイヤーは前歯部から小臼歯部の審美領域にも対応

滑沢性は歯ブラシ摩耗後も滑沢性を持続、
着色の抑制が期待できる^{※3}



※1 「カタナ®アベンシア®N」と「カタナ®アベンシア®ブロック2」のMLと「カタナ®アベンシア®Pブロック」のことを指します。

※2 「カタナ®アベンシア®Pブロック」は単層です。

※3 カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨します。


保険適応範囲／前歯 (クラウン)

前歯対応 CAD/CAM冠用材料 (IV)

カタナ®アベンシア®N

シームレスなマルチレイヤー

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。独自の製造技術で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現しました。



保険適応範囲／大臼歯 (クラウン・インレー)


大臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (III)

カタナ®アベンシア®Pブロック

大臼歯咬合に耐えうる強度

優れた曲げ弾性率により、大臼歯における咬合圧に対しても、たわみにくく、脱離等のトラブルの軽減が期待されます。

■ 弾性率の違いによる応力イメージ



■ 曲げ弾性率



測定条件：
試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃水中浸漬7日後
オートグラフAG-1 100kN (C39勝津製作所 ロードセル10kN使用)
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min

クラレ/リタケデンタル(株)測定：
条件などにより数値は異なります。

保険適応範囲／小臼歯 (クラウン・インレー)

小臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (II)

カタナ®アベンシア®ブロック2

審美領域で統一された色調構成

マルチレイヤータイプは、「カタナ®アベンシア®N」と同じ色調コンセプトで設計しているため、審美性が求められる前歯部から小臼歯部の領域において、シームレスなマルチレイヤー*で統一できます。また、得られた滑沢性は歯ブラシ摩耗後も、口腔内での滑沢性の持続、着色の抑制が期待されます。

*彩度と透明度が境目なく変化するマルチレイヤー



研磨方法：カーボランダムポイントにて形修整後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

CAD/CAM インレーには
カタナアベンシア 2 OE がおすすめです!

幅広い色調に馴染みやすいから、在庫管理がシンプルに!

OEは、透明性が高いため、従来の単層の色調と比較し幅広い色調に馴染みやすい色調です。

インレー用ブロックの色調選択肢がシンプルになり、ブロックの在庫管理の効率化も期待できます。

人工歯への適合比較*



透明性の向上で
窩洞マージンの
移行部が
目立ちにくい!

窩洞写真



A2窩洞

A3窩洞

A3.5窩洞

*人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります。
模型製作：カナレテクニカルセンター

臨床例「カタナ®アベンシア®ブロック2」OE使用

写真提供：八重洲歯科診療所 中村 昇司 先生



1. 窩洞形成後



2. 「カタナ®アベンシア®ブロック2」OEで製作した小臼歯インレー



3. 試適後、「カタナ®クリーナー」を補綴表面と窩洞に塗布し、10秒以上振り塗り、水洗※1、乾燥



4. 窩洞に「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」塗布後、待ち時間なしでエアブローで5秒以上乾燥※2



5. 「SAルーティング® Multi」にて接着、1か所につき1~2秒の光照射により余剰セメントを除去※3



6. 最終硬化(5分保持)※4

※1 色が完全になくなるまで水洗してください。 ※2 パキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※3 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。
※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射による最終硬化も可能です。
光照射の条件は「SAルーティング® Multi」の添付文書をご確認ください。

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください
- 販売名カタナ アベンシア ブロック2 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:302AFBZX00019000 医療機器の分類 歯科医療機器(クラスII)
- 販売名カタナ アベンシア Pブロック 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:229AFBZX00091000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
- 販売名カタナ アベンシア N 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:301AFBZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
- 販売名SA ルーティング Multi 一般的名称 歯科接着用レジメン材料 医療機器認証番号:30ABZC00096000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
- 販売名カタナ クリーナー 一般的名称 歯科セラミックス用接合材料(歯科金属用接合材料) (歯肉処理剤) 医療機器認証番号:301ABZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
- 販売名クリアフィル ユニバーサルボンドQuick ER 一般的名称 歯科用象牙質接合材(歯科セラミックス用接合材料)(歯科用知覚過敏抑制剤材料) 医療機器認証番号:228ABZX00065000 医療機器の分類 歯科医療機器(クラスII)

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com


雪や
こんこ！
冬のお買い得祭り！

期間

2025年
1月21日(火)～2月20日(木)

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。この度、多くの臨床現場でお使いいただいているメタフィル Flo、AQボンドSP、ポストフリーコアをお得な価格でお求めいただけるキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会にお買い求めください。



歯科充填用コンポジットレジン

メタフィル Flo 前・臼歯対応

歯科充填用コンポジットレジン メタフィル Flo(管理医療機器)
医療機器認証番号 222AFBZX00103000

Medium-Flow
ミディアムフロー



シェード A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN、OPAQUE、U-OPAQUE

商品構成

シリンジ 1本(1.5mL/2.6g)
20Gニードル 2本
23Gニードル×2本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
23Gニードルロング 1本

Low-Flow
ローフロー



シェード A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN

商品構成

シリンジ 1本(1.5mL/2.6g)
20Gニードル×5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

標準価格

各 ¥4,200を

特別価格にてご提供!

歯科用象牙質接着材

AQボンドSP 3mLトリプルセット

歯科用象牙質接着材 AQボンドSP(管理医療機器)
医療機器認証番号 219AABZX00122000

トリプルセット

ボンド 3mL×3
キャタスポンジ 100粒×3
V型ダブベン 5枚×3



標準価格

¥32,400を

特別価格にてご提供!



雪やこんこ！
冬のお買い得祭り！

期間

2025年

1月21日(火)～2月20日(木)

数量限定

歯科用支台築造材料

ポストフリーコア フロー

歯科用支台築造材料 ポストフリーコア (特許取得特許)
医療機器認証番号 227AFBZX00101000

デンチン



クリア



シエード デンチン、クリア

商品構成

シリンジ……………1本(2.5mL/4.8g)
18Gニードル…5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

標準価格 各 ¥4,950を

特別価格

にてご提供!

歯科用支台築造材料

ポストフリーコア セット

歯科用支台築造材料 ポストフリーコア (特許取得特許)
医療機器認証番号 227AFBZX00101000

ポストフリーコア セット

ポストフリーコア フロー(デンチン)……………1本(2.5mL/4.8g)
ポストフリーコア フロー(クリア)……………1本(2.5mL/4.8g)
ポストフリーコア ボンド……………1本(3mL)
ポストフリーコア ボンドスポンジ……………1箱(100粒)
18Gニードル……………10本(ニードルキャップ(グレー)2個付き)
V型ダブペン……………5枚



標準価格 ¥16,300を

特別価格

にてご提供!

保険適用支台築造システム

POST FREE CORE

薄膜ボンディング材「ポストフリーコア ボンド」そして高い硬化性と低重合収縮性を兼ね備えた光重合型支台築造用レジン「ポストフリーコア フロー」で歯質と一体化した支台築造が期待できます。

保険治療で歯根破折の防止を目指します

適用条件

歯質 厚み1mm・高さ2mm以上

保険適用条件

根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3面以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても算定できる。



●標準価格は2025年1月現在のものです。消費税は含まれておりません。
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。

製造販売元

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL 077-592-9980
サンメディカル Home Page URL: <http://www.sunmedical.co.jp>

販売元

株式会社 ニッシン

〒621-0001 京都府亀岡市旭町堀ノ口68
ニッシン Home Page URL: <http://www.nissein-dental.jp>

