

QUICK CONDENSER

根管充填材を垂直方向の加圧に使用するマーキング付プラグーです。

BSA クイックコンデンサーは回転や加圧方向の調整が容易にできるニッケルチタンとステンレススチールの作業部が両端にある根管充填用ダブル エンドプラグーです。ニッケルチタンは柔軟性があるため弯曲した根管に、ステンレススチールは根管口の充填にお使いください。

NEW



N・・・ニッケルチタン S・・・ステンレス

●一般的名称: 歯科用根管プラグー 届出番号: 23B2X0017000368 ●オートクレープ134℃ ●ハンドル素材: アルミニウム合金

入数	商品コード	タイプ	標準価格
1本	601301	①BSAクイックコンデンサー N35/S70	¥2,200/本 (税別)
1本	601302	②BSAクイックコンデンサー N40/S80	
1本	601303	③BSAクイックコンデンサー N50/S100	
1本	601304	④BSAクイックコンデンサー N60/S120	

実寸



先端部にガイドライン付

Cut & Fit

ガッタパーチャポイントはハンドメイドの為、サイズに若干バラツキが生じます。カットフィットでカットすることで、ご使用のガッタパーチャポイントを9種類のサイズにカットすることができます。大きいサイズのガッタパーチャが必要な際でも小さいサイズのガッタパーチャを希望サイズの穴に差し込みカットすることでメインポイントの太さを簡単に変更できます。



良く切れる!
キレイに切れる!
希望サイズに切れる!

PUSH



好評発売中!!



●一般的名称: 歯科用練成充填形成器
●届出番号: 230B200017000288

商品コード	入数	標準価格
5197	1台	¥4,800/台 (税別)

カット済みポイント取り出し口

ガッタパーチャポイント先端を規格化

BSA カルシウムシリケート系 プレミックス フロータイプ バイオセラミック シーラー

One-Fil® 新発売

Calcium Silicate Based Bioceramic Sealer



- ① 高いX線不透過性
- ② 高い生体親和性
- ③ 高い濡れ性
- ④ pH13の高い除菌性
- ⑤ 高い封鎖性
- ⑥ 高い寸法安定性
- ⑦ 高コストパフォーマンス


エビデンス: オーストラリアエンド誌2021年12月47(3)512-519 doi: 10.1111/aej.12515 (pub: 2021年4月24日)

BSAワンフィル シリーズはケイ酸カルシウムを主成分としたMTA系(Mineral Trioxide Aggregate)のバイオセラミックシーラー。混和工程不要の1ペーストフロータイプで、濡れ性に優れ塗布が容易。流動性と放射線不透過性および生体親和性に優れ微小浸潤層を封鎖し、歯質の再石灰化を促進するバイオアクティブ系。



DR. MOH'D HAMMO
Endodontist

endo diary
はこちらから



保険で使えるコスパを実現、バイオセラミックシーラーがこの価格!!

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後30分
完全硬化時間	3.5時間以内
流動性	26
溶解度(%)	<1.1
放射線不透過性(mmAl)	9

- 一般名称: 歯科用充填材料(塩型)
- 登録番号: 307AKBZX00024000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9071	2gシリンジ×1 デンプン×10本	1ケース	¥5,800 /ケース (税別)

プレミックス フロータイプ
1ペースト材



臨床動画▼



パルプキャッピング、パーフォレーションリペア、逆根管充填、再生歯内療法に。

カルシウムシリケート系 プレミックス パテタイプ バイオセラミック セメント

One-Fil® Putty

Premixed Multi-Purpose Bioceramic Putty

外科的処置用高粘度パテタイプのセメントです。プレミックスタイプなのでシリンジから出してそのままお使いいただけるので手間がありません。また、術者の習熟度にも影響されず、安定した操作性が確保いただけます。

初期硬化 5 分のため出血部位にも有効です。

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後5分
完全硬化時間	1時間以内
溶解度(%)	<1.3
放射線不透過性(mmAl)	10

- 一般名称: 歯科用充填材料(塩型)
- 登録番号: 307AKBZX00025000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9072	0.25gシリンジ×4	1ケース	¥3,800 /ケース (税別)


製造元
MDplus
MEDICUS CO., LTD.



プレミックス パテタイプ
1ペースト材



臨床動画▼



〈資料提供: 月星歯科クリニック 月星太介先生〉

今なら実質

One-Fil® が
1本 1950円 でお試し
いただける

チャンス!!

One-Fil® 初回限定1200 新発売お試しキャンペーン

2025.7/22 ~ 9/30の期間中、ワンフィルを1箱(2g×1本)標準価格5,800円お買い求めいただけます。ワンフィル パテ(0.25g×2本1,900円相当)がもれなくセットでお届け致します。つまり、ワンフィルが実質、1箱(2g×1本)3,900円!! 初回限定1,200箱、予定数に達し次第終了させていただきます。予めご了承ください。



One-Fil® Putty
2本 SET

ヒューフレディ サージカルキャンペーン!

対象期間: 2025. 7/22(火) ▶ 9/19(金)

キャンペーン対象商品は**特別価格**にて
ご提供いたします。是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。

再入荷!

**抜歯鉗子
ダイヤモンド
ダスト**

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 HuFriedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 HuFriedy Mfg. Co., LLC

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

掲載製品

※上記製品左からFAF35XSD、F1XSD

- | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|
| ● 抜歯鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター スリム | ● はさみ | ● ボーンブラガー | ● ペリオドンタルナイフ |
| ● 止血鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター | ● 縫合用プライヤー | ● ボーンキュレット | ● トンネリングナイフ |
| ● 骨鉗子 | ● ルクセーティングハイブリッド | ● ティッシュプライヤー | ● ファイル | ● シリンジ |
| ● エレベーター (ヘーベル) | ● エレベーターバーナード | ● ペリオサージカルキュレット | ● リトラクター | ● スカルペルハンドル |
| ● アーカンサスストーン バイツ5 | ● 持針器 | ● ペリオドンタルチゼル (のみ) | ● ペリオスチール | |
| ● ルートチップエレベーター | ● IMSカセット | ● サイナスリフトインスツルメント | ● ペリオトーム | |

【販売名/一般名称/医療機器届出番号】 エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101、ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03102、ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103、ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104、ペリオドンタルチゼル/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04102、ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101、ペリオサージカルキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06102、抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101、サイナスリフトインスツルメント/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09102、ボーングラフトシリンジ/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09103、ボーンブラガー/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09108、ペリオスチール/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13101、トンネリングナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15101、ペリオドンタルナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15102、持針器/持針器/13B3X10195G16101、はさみ/歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101、ティッシュプライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101、縫合用プライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20102、ペリオドンタルファイル/やすり/13B3X10195G24101、骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102、サージカルリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30101、チークリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30102、スカルペルハンドル/ナイフハンドル/13B3X10195G32101、ペリオトーム/歯槽切開刀/13B3X10195G36101、はさみ/はさみ/13B3X10195G41101、止血鉗子/鉗子/13B3X10195G43103

【商標について】 以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY ●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

再入荷

Diamond Duste

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト Get a Better GRIP


ご好評の抜歯鉗子 ダイヤモンドダストが再入荷!!

潤沢に在庫を揃えておりますが、世界的大ヒット商品のため、お早目にお買い求めください。

歯牙の把持力が**20%UP**※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較

把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。



薄いテーパー状の先端部

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



臨床動画

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ
頬舌的にゆっくりと倒して
歯槽骨を揺るがす。
少し動きが大きくなったら
捻りを加える。(単根歯の場合)



②力を入れすぎると患者さんが
怖がってしまうため
力をかけずにゆっくり動かす。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず
出血していない状態で抜去。


この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

YouTube




画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生


上顎用




ダイヤモンドダスト
スタンダード 1
上顎切歯用
F1XS
39,600円




ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小臼歯用
F35XS
39,600円




ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付
FAF35XS
39,600円



ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大臼歯用
ギザ付
F67XS
39,600円



ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根用
ギザ付
FX44XS
39,600円




ダイヤモンドダスト
51
上顎歯根用
ギザ付
FX51XS
39,600円

d Forceps

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較

穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。




マット仕上げ


ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインストルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。


下顎用




ダイヤモンドダスト
36
下顎切歯用
F36XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
アピカル 36
下顎切歯・小白歯用
FAF36XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
13
下顎小白歯用
F13XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
21 ★
下顎大白歯用
ギザ付
F21XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
45
下顎歯根用
FX45XSD
39,600円

抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用します。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。





**クライヤー
ユニバーサル 150**
上顎前歯・小臼歯用
F150 26,100円



**クライヤー
ユニバーサル 151**
下顎前歯・小臼歯用
F151 26,100円



10S
上顎大白歯用
F10S 26,100円



ハリス 17
下顎大白歯用
F17 26,100円

一般成人の方であれば、この4本で全顎対応



210S
上顎第3大白歯用
F210S 26,100円



222
下顎第3大白歯用
F222 26,100円

8番用 抜歯鉗子

ヒンジ製品の
毎日のお手入れに...



鉗子の日々のお手入れに
IMS潤滑スプレー 236ml
ILS 3,200円
IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。





**ヒューフレディ
300 ★**
上顎残根用 ギザ付
F300 31,500円

スリムタイプの
残根鉗子



**ヒューフレディ
301 ★**
下顎残根用 ギザ付
F301 31,500円

止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。



**ホルステッド・
モスキート
曲 3**
全長: 12cm
H3 10,300円



**ホルステッド・
モスキート
直 4**
全長: 12cm
H4 10,300円

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。



ミニフリードマン ★
全長: 14.5cm
RMF
44,100円



ミニフリードマン 90°
全長: 14.5cm
RMF90
59,900円



クレイマー・ネビンズ
全長: 14.5cm
RKN
57,800円



ダブルジョイントにより、
軽い力で大きな切除力が
得られます

バイヤー
ダブルアクション
全長: 18cm
RBEY
68,200円

エレベーター (ヘーベル)

基本のヘーベル



スペシャル
タイプ 1S ★
4.3mm 直
EL4032
9,500円

スペシャル
タイプ 3S
2.8mm 直
EL3024
9,500円

スペシャル
タイプ 4S ★
2.5mm 直
EL4031
9,500円

スペシャル
タイプ 1C ★
4.2mm 曲
EL3042
9,500円



スペシャル
タイプ 3C
3.0mm 曲
EL4014
9,500円

スペシャル
タイプ 4C ★
2.5mm 曲
EL3092
9,500円

ヘーベル、ボーンキュレット、
エキスカベーターの
シャープニングにおすすめ
ストーンの溝に沿わせて
ボーンキュレットや
エレベーターが研げます

アーカンサス
ストーン ベイツ 5 ★
中目(10×3.8×1.3cm)
SS5 15,400円

ヘーベルはストーンの溝に
エッジがぴったり沿うよう
少し傾けて、やさしく
プッシュストロークします。
※シャープニングオイルを
ご使用ください。



ルートチップエレベーター



ハイドブリンク 1
#502 (角柄) EHB1 8,000円



ハイドブリンク 2
#502 (角柄) EHB2 8,000円



ハイドブリンク 3
#502 (角柄) EHB3 8,000円

ルクセーティングエレベーター スリム



2mm幅
..... 13%スリム*

3mm幅
..... 20%スリム*

特 徴

- 13～20%スリム*な先端!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲なエクストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

※通常のルクセーティングエレベーターとの比較



先端の厚みがスリムなため、
歯根膜腔に沿わせるような角度で
容易に挿入可能

スリム2S 2mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM2SSX 10,800円

スリム3S 3mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM3SSX 10,800円

スリム2C 2mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM2CSX 10,800円

スリム3C 3mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM3CSX 10,800円

臨床動画

ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

①バーで歯根分割を行い、
ルクセーティングエレベーター
『スリム』を回転させながら
歯周靱帯を切断し歯根に沿って
垂直方面に進める

②楔作用を利用し、ある程度進んだら
再度回転させながら歯周靱帯の
切断を繰り返し歯牙を脱臼

③鉗子を用いて愛護的に抜去

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靱帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。
エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!
術野がより見やすく、
さらに切れ味が長持ちする
高性能のブラックコーティングを施しています!



クサビ効果で
侵襲の少ない
抜歯が可能

2S 2mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL2SX 10,800円

3S 3mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL3SX 10,800円

4S 4mm 直
BL (ブラックライン)
EL4SX 10,800円

5S 5mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL5SX 10,800円

2C 2mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL2CX 10,800円

3C 3mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL3CX 10,800円

4C 4mm 曲
BL (ブラックライン)
EL4CX 10,800円

5C 5mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL5CX 10,800円

ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靱帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。



残根や破折した
歯牙の抜去におすすめ

残根の除去には曲、遠心用S、
近心用Sがあれば全顎対応可能です

曲 ★ 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMCX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSMC 13,200円

遠心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円

近心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円



ブラックライン

サテンスチール

キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 115,500円
#6 (サテンスチール) EPTKIT 107,800円

直 スピード 4.0mm 直
BL (ブラックライン)
EPTSSPX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSSP 13,200円

直 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円

遠心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGD 13,200円

近心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGM 13,200円

ルクセーティングハイブリッドはキットも
ご用意しております。

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品
定価20,000円)を含む
※ブラックラインキットには製品の特性上
ストーンは含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本
(#6)、IMSカセット(単品定価16,600円)、
セラミックストーン円筒型(単品定価
5,500円)を含む

エレベーター バーナード

薄いスパイ型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入可能なシンデモトームです。ペリオトームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。



ライト 6
BL (ブラックライン)
BER6X 12,100円




レフト 7
BL (ブラックライン)
BER7X 12,100円



11
BL (ブラックライン)
BER11X 12,100円

歯周靱帯を
切断しながら残根除去!!

持針器



①
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
全長: 18cm
SPNHDPVN
86,100円
ヨーロッパハンドルより
更に凸凹の少ない
スムーズハンドル

6-0
7-0
8-0



②
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPV
全長: 18cm
NHDPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0



③
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPV
全長: 18cm
NHDCPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0



④
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPVN
全長: 18cm
NHDPVN
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

4-0, 5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ

6-0～8-0の細い
縫合針を確実に把持し、
力を加えなくても
僅かな力でロックが
かかり、手指の動きがより
確実に伝達! 僅かな力で
ロックをかけられるため、
縫合針を把持する手の
ブレを抑制!!



⑤
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPVN
全長: 18cm
NHDCPVN
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

4-0, 5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ



⑥
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 チタン TMBH
全長: 18cm
NHTMBH
152,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

軽量で
高強度!



⑦
先端幅
約1.0mm

カストロビージョ
直 5024R
全長: 18cm
NH5024R
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

6-0
7-0
8-0



⑧
先端幅
約1.5mm

カストロビージョ
曲 5024RC
全長: 18cm
NH5024RC
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0



⑨
先端幅
約1.5mm

カストロビージョ
コーテリニ直
全長: 18cm
NH5024CORT
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
先端が細くなっています

5-0
6-0
7-0
8-0




⑩
先端幅
約2.4mm

カストロビージョ
シミオン直
全長: 18cm
NH5024SIM
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
大きめの先端

3-0
4-0

【先端の形状】



【ハンドルの形状】



上段: ①、下段: ②～⑤

持針器

コンパクトな形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです



基本のカストロ!

カストロビージョ 直

5020 ★

全長: 14cm
NH5020 78,800円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)



基本のカストロ!

カストロビージョ 曲

5021 ★

全長: 14cm
NH5021 78,800円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)



ダーフ

5032

全長: 11.5cm

NH5032 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)



ホルセイ

5037

全長: 13cm

NH5037 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)




クライルウッド

5038 ★

全長: 15cm

NH5038 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

ヒューフレディグループで
最も売れている持針器!



メイヨー・ヘガー

5042

全長: 16cm

NH5042 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)




マシュコーチャー

5074

全長: 14cm

NH5074 42,000円
パーマシャープ
(超硬付)



マシュ

全長: 14cm


NH5074 31,500円
タングステンカーバイドなし

感染管理 関連商品

IMS カセット シグネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。
丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。

カストロビージョの収納におすすめ!
洗浄・滅菌時、破損を防止!



US/HP用 L ★

外形寸法: 76mm × 203mm × 32mm
ハンドピース2~3本または
超音波インサート5本が収納可能

IM60H8 ■ ブルー 12,600円



16本用

外形寸法: 203mm × 280mm × 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です

IM4160 ■ レッド 20,800円
IM4165 ■ イエロー 20,800円
IM4168 ■ ブルー 20,800円
IM4169 ■ グリーン 20,800円

外科器具の
管理におすすめ




20本用

外形寸法: 203mm × 280mm × 32mm
20本のインスツルメントが収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です

IM4206 ■ ラベンダー 20,800円
IM4208 ■ ブルー 20,800円

16本用カセットの空きスペースに
マット&シリコンストッパーセットを入れて
カストロビージョを収納できます!



交換用S US/HP用 L

マット&シリコンストッパーセット
IMSカセット 16本用の空きスペースに
おすすめです ※ケースは含まれません

IM60H8RAIL ■ ブルー 2,100円

はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



歯肉のトリミングに…

軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用！やや屈曲した鋭利な作業端をもつ
微細な組織用
マイクロはさみ！！

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ

全長：18cm
SPSPV
77,500円



45°
45°に傾いたはさみで
臼歯部遠心面でも
ピンポイント！

大臼歯遠心部の
難しい部分にも
容易にアクセスでき、
縫合糸カットの際など
アシスタントにも
やさしい！

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°

全長：18cm
SPSPV45
86,300円



マイクロ
カストロビージョ
曲 PV ★

ブラックライン
全長：18cm
SPVX
86,300円
スタンダード
全長：18cm
SPV
77,500円



マイクロ
カストロビージョ
曲 チタン

全長：18cm
STMBH
136,500円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



アシスタントの方にも人気者！
臼歯部に届きやすい
複屈曲型！

ラグランジュ 曲 14 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S14SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S14 16,800円



ゴールドマン
フォックス 曲 16

全長：13.5cm
隣接面での使用に適用
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S16SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S16 16,800円



アイリス 直 17

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S17SCX 27,300円
スタンダード(ギザなし)
S17 14,700円



アイリス 曲 18 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S18SCX 27,300円
スタンダード(ギザなし)
S18 14,700円



パーマシャープ
ゴールドマン
フォックス 曲
5081

全長：13cm
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用
S5081 44,100円



パーマシャープ
アイリス 直
5082

全長：11.5cm
ギザなし
S5082
44,100円





パーマシャープ
アイリス 曲
5083

全長：11.5cm
ギザなし
S5083
44,100円

コーテリーニ 曲 ★

全長：12cm
ギザ付ブレード1枚
「スーパーカット」シリーズの
はさみのブレードは、
一方は細やかなギザ付き、
もう一方はかみそりの刃のような
鋭い仕上げとなっており、
すべりを防止しながら
組織を切除できます。

スーパーカット
SCORTSC
18,900円



細かな部位への
アクセスに最適な
小さな作業部

ケリー 1

全長：16cm
ギザ付ブレード1枚
S1 16,800円



抜糸ばさみ

ヒューフレディ

13S
全長：12cm
先端が鉤状になっているので、
ピンセットで引っ張らなくても、
縫合糸がそのままカットできます。

S13S 16,800円



縫合用プライヤー



マイクロサージカル サイナスライン

SP20SLEM 58,800円

GTR(組織再生誘導)法時などおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【マイクロサージカルサイナスライン使用中】
組織に対して直角に刺入できる
画像提供: 矢野 孝星先生



マイクロサージカルコーン

全長: 15cm

SPM20 56,700円

GTR(組織再生誘導)法時などおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【縫合用プライヤー コーン使用中】

縫合したい部位を把持したまま縫合できるので、
縫合の際に生じるズレを防止できます。

コーン 全長: 15cm

SP20 13,500円

ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。パーマシャープ(TP5041, TP5042)は
先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくなっています。



細い先端部で
縫合糸や軟組織の
把持に...

縫合/結紮用だが、
軟組織の把持にも適用!
精細な作業端は
縫合糸をしっかり把持し
外科処置中の組織損傷
リスクを低減!

マイクロ用で有鉤タイプ!
細い先端がピッタリと
合うので、しっかり握める!

マイクロ用で有鉤タイプ!!
フラップやグラフトマージンを
不必要に傷つけることなく
口腔粘膜を確実に把持!!

ティッシュプライヤー マイクロスイスベリオ

全長: 18cm

SPTPDAPV

58,800円

無鉤

組織損傷を最小限に抑える
先端デザイン

ティッシュプライヤー マイクロスイスベリオ アナトミカル

全長: 18cm

SPTPDSPV

58,800円

有鉤

マイクロ ダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤 ★

全長: 18cm

TPDAV

58,800円

マイクロ LCOSM 直 マルチ ★

全長: 18cm

TPSLCOSM

58,800円

マイクロ LCOCMN 曲 マルチ

全長: 18cm

TPSLCOCMN

58,800円



マイクロ チタン ASTMBH

直 無鉤

全長: 約18cm

TPASTMBH

115,500円




マイクロ チタン ダイヤモンドダスト STMBH

直 有鉤

全長: 約18cm

TPSSSTMBH

115,500円



ジェラルド 1

無鉤

全長: 18cm

TPG1

13,700円



アドソン 無鉤 全長: 12cm

5041 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5041 26,300円

41 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP41 10,800円



アドソン 有鉤 全長: 12cm

5042 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5042 29,400円

42 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP42 10,800円

ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいで、強固に付着した沈着物が手早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。



プリチャード 1/2

#9 (エバーエッジ)

SPR1/29 6,600円

クレイマー・ネビンズ 3 ★

#9 (エバーエッジ)

SKRA39 6,600円

ペリオドンタルチゼル (のみ)

4.0mm



ブーザー 1/3 BL (ブラックライン) PPBUSER13X 12,400円
#6 (サテンスチール) PPBUSE1/36 11,000円

6.0mm



ロードス バック・アクション 36/37 ★

プルストロークで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去できます。特に最後臼歯の遠心面での使用に有効です。


#9 (エバーエッジ) C36/379 10,700円
#6 (サテンスチール) C36/376 9,400円



TG-O

プッシュストロークで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。

#6 (サテンスチール) CTG-O6 9,600円
#2 (角柄) CTG-O 9,600円




オッセンバイン 1 CO1 9,600円

オッセンバインは骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。



【オッセンバイン2使用例】



オッセンバイン 2 CO2 9,600円

サイナスリフトインスツルメント



クレイマー・ネビンズ 6577
IMP6577SCX 14,300円



クレイマー・ネビンズ 6578
IMP6578SX 14,300円


ボーンプラガー



ボーンプラガー グリスデイル
BL (ブラックライン) PLGGR1X 7,700円



グリスデイルを使用して充填中



ボーンキュレット (鋭匙)


多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。

ルーカスタイプ


ブレードタイプで不良肉芽をしっかりと、素早く掻き取れる鋭匙



ルーカス 86 ★
BL (ブラックライン) CL86X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL866 8,800円




ルーカス 84
BL (ブラックライン) CL84X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL846 8,800円




ルーカス 87
BL (ブラックライン) CL87X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL876 8,800円


ミラータイプ




ミラー 9
#6 (サテンスチール) CM96 8,800円



ミラー 10 ★
#6 (サテンスチール) CM106 8,800円



ミラー 11
#6 (サテンスチール) CM116 8,800円



ミラー 12
#6 (サテンスチール) CM126 8,800円

ファイル (やすり)



ペリオドンタルファイル シュガーマン 1S/2S
近遠心用(刃:2面)
#6 (サテンスチール) FS1/2S6 10,800円



ペリオドンタルファイル シュガーマン 3S/4S
頬舌用(刃:3面)
骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。
#6 (サテンスチール) FS3/4S6 10,800円



シュガーマン 3S/4S 使用中

リトラクター

ブラックラインは乱反射を抑制し、より良好な術野を確保します!



サージカルリトラクター インプラント用
全長: 23cm
IR 33,000円




ミネソタ大学型 ★
BL (ブラックライン) CRMX 5,800円
(従来品) CRM 5,800円



コロンビア
CRC 5,800円


ペリオスチール (骨膜剥離子)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。
一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。



ステイグマン スプリッター

粘膜骨膜の剥離や挙上に使用します。
スぺード型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。
#SS (スムースハンドル) **PPSTEIG** 14,400円




ブーザー ★

BL (ブラックライン) **PPBUSERX** 10,800円
#6 (サテンスチール) **PPBUSER6** 9,600円



アレン 前歯用 ★


BL (ブラックライン) **PPAELAX** 14,400円
#6 (サテンスチール) **PPAELA** 13,700円



アレン 臼歯用


BL (ブラックライン) **PPAELPX** 14,400円
#6 (サテンスチール) **PPAELP** 13,700円

歯間乳頭など
繊細な剥離に
おすすめ



ゴールドマンフォックス 14

BL (ブラックライン) **P14X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **P146** 9,600円
#2 (角柄) **P14** 9,600円



モルト 9 ★

BL (ブラックライン) **P9X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **P96** 9,600円
#522 (角柄) **P9** 9,600円

ヒューフレディグループで
最も売れている
剥離子!




プリチャード PR3

BL (ブラックライン) **PPR3X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **PPR36** 9,600円



ハーシュフェルト 20

#6 (サテンスチール) **P206** 9,600円
#2 (角柄) **P20** 9,600円



画像提供: Prof. Mauro Labanca



ラバンカ 改良型3 ★


#6 (サテンスチール) **PPLABANC36** 14,400円

使いやすい小さめの剥離子と、
滑りにくいギザ付きトラクターが
対になっています。

1本で歯肉の剥離と排除が可能
ブラックラインは歯肉排除時に乱反射を抑制し、
より良好な術野を確保!!


ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、
周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。



1 臼歯用

BL (ブラックライン) **PT1X** 7,500円
#6 (サテンスチール) **PT1** 7,000円



2 前歯用

BL (ブラックライン) **PT2X** 7,500円
#6 (サテンスチール) **PT2** 7,000円

ペリオドンタルナイフ・トンネリングナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。




オルバン(型)ナイフ

オーバン1/2 ★ 角度のついたブレードと複屈曲のシャングで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。

BL (ブラックライン) KO1/2X 15,900円
#9 (エバーエッジ) KO1/29 13,800円


#6 (サテンスチール) KO1/26 12,300円



オーバン アレン改良型 1/2

KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直的および水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。

BL (ブラックライン) KO12KPO3AX 15,900円
#9 (エバーエッジ) KO12KPO3A9 13,800円
#6 (サテンスチール) KO12KPO3A6 12,300円




カークランドメス

カークランド 15/16

歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。

BL (ブラックライン) KK15/16X 15,900円
#6 (サテンスチール) KK15/166 12,300円




キドニーナイフ

ゴールドマンフォックス 7

ヘビーシャングタイプー長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。

#6 (サテンスチール) KGF76 12,300円




スピアーナイフ

ゴールドマンフォックス 11

槍型(スピア)ポイント。臼歯部に適合しやすいブレード角度。


#6 (サテンスチール) KGF116 12,300円



トンネリングナイフ 1

1.8mm/2.4mm


BL (ブラックライン) TKN1X 12,800円
#6 (サテンスチール) TKN1 11,700円



トンネリングナイフ 2


1.8mm/2.4mm

BL (ブラックライン) TKN2X 12,800円
#6 (サテンスチール) TKN2 11,700円



トンネリングインスツルメント クインシー 1


BL (ブラックライン) FQUINCEY1X 13,200円



トンネリングインスツルメント クインシー 2

BL (ブラックライン) FQUINCEY2X 13,200円

シリンジ



サイナスリフト時の骨補填におすすめ!!



ボーングラフト
シリンジ 7mm

内径 5.8mm。
目詰まりを防ぐため、
先端から充填します。

SYBG 26,400円

スカルペルハンドル (メスハンドル)

歯頸部に沿った切開がしやすい
ペンタイプのメスハンドル




ヨーロッパスタイル 5E ★ バランスのとれた丸柄のハンドルで、
ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。
また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

10-130-05E 11,700円



5 バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、
届きにくい部位などでの操作が容易です。

10-130-05 11,700円



5A 10-130-05A 11,700円



ミニブレード用 ★ SHDPV 28,600円



ミニブレード用 チタン SHTMBH 35,200円
ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル

マイクロブレード用

ハンドルの種類

BL (ブラックライン)
#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)
#2 (角柄)



掲載製品全て特別価格!!

期間：2025年7月22日(火)～9月19日(金)

製品名			パートコード	標準価格(円)	数量	
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	スタンダード1		F1XSD	39,600		
	35		F35XSD	39,600		
	アビカル35		FAF35XSD	39,600		
	67		F67XSD	39,600		
	44		FX44XSD	39,600		
	51		FX51XSD	39,600		
	36		F36XSD	39,600		
	アビカル36		FAF36XSD	39,600		
	13		F13XSD	39,600		
	21		F21XSD	39,600		
45		FX45XSD	39,600			
ブ ラ ジ ン グ シ ャ ル	クライヤーユニバーサル	150	F150	26,100		
		151	F151	26,100		
	10S		F10S	26,100		
	ハリス17		F17	26,100		
	210S		F210S	26,100		
	222		F222	26,100		
	ヒューフレディ	300	F300	31,500		
	301	F301	31,500			
IMS潤滑スプレー	236ml		ILS	3,200		
止血鉗子	ホルステッド・モスキート	曲3	H3	10,300		
		直4	H4	10,300		
骨鉗子	ミニフリードマン		RMF	44,100		
		90°	RMF90	59,900		
	クレイマー・ネピンズ		RKN	57,800		
	ベイヤードダブルアクション		RBXY	68,200		
エレベーター スペシャルタイプ	1S		EL4032	9,500		
	1C		EL3042	9,500		
	3S		EL3024	9,500		
	3C		EL4014	9,500		
	4S		EL4031	9,500		
	4C		EL3092	9,500		
アーカンサスストーンベイツ5			SS5	15,400		
ルートチップエレベーター	ハイドブリック1	#502	EHB1	8,000		
	ハイドブリック2	#502	EHB2	8,000		
	ハイドブリック3	#502	EHB3	8,000		
ルクセーティング エレベーター スリム	2S	BL	ELSLIM2SSX	10,800		
	2C	BL	ELSLIM2CSX	10,800		
	3S	BL	ELSLIM3SSX	10,800		
	3C	BL	ELSLIM3CSX	10,800		
ルクセーティング エレベーター	2S	BL	EL2SX	10,800		
	2C	BL	EL2CX	10,800		
	3S	BL	EL3SX	10,800		
	3C	BL	EL3CX	10,800		
	4S	BL	EL4SX	10,800		
	4C	BL	EL4CX	10,800		
	5S	BL	EL5SX	10,800		
	5C	BL	EL5CX	10,800		
ルクセーティング ハイブリッド	曲	BL	EPTSMCX	14,300		
	#6	EPTSMC	13,200			
	遠心用S	BL	EPTSMDX	14,300		
	#6	EPTSM	13,200			
	近心用S	BL	EPTSMMX	14,300		
	#6	EPTSM	13,200			
	直 スペード	BL	EPTSSPX	14,300		
	#6	EPTSSP	13,200			
	直	BL	EPTSM SX	14,300		
	#6	EPTSMS	13,200			
	遠心用L	BL	EPTLGDX	14,300		
	#6	EPTLGD	13,200			
	近心用L	BL	EPTLGMX	14,300		
#6	EPTLGM	13,200				
キット	BL	EPTKITX	115,500			
#6	EPTKIT	107,800				
エレベーター バーナード	ライト6	BL	BER6X	12,100		
	レフト7	BL	BER7X	12,100		
	11	BL	BER11X	12,100		
持 針 器	マイクロ カストロビージョ	スイスベリオ	SPNHDPVN	86,100		
		直DPV	NHDPV	86,100		
		曲DCPV	NHDCPV	86,100		
		直DPVN	NHDPVN	86,100		
		曲DCPVN	NHDCPVN	86,100		
		直チタンTMBH	NHTMBH	152,300		
	カストロビージョ	直5024R RH	NH5024R	80,900		
		曲5024RC RH	NH5024RC	80,900		
		コーテリニ直RH	NH5024CORT	80,900		
		シミオン直RH	NH5024SIM	80,900		
		直5020	NH5020	78,800		
		曲5021	NH5021	78,800		
	ダーフ	5032	NH5032	31,500		
	ホルセイ	5037	NH5037	31,500		
	クライルウッド	5038	NH5038	31,500		
	メイヨー・ヘガー	5042	NH5042	31,500		
	マシューコーチャー	5074	NH5074	42,000		
マシュー		NHM	31,500			
関 連 商 品 管 理	IMSカセット シグネチャー	US/HP用L ブルー	IM60H8	12,600		
		16本用 レッド	IM4160	20,800		
		16本用 イエロー	IM4165	20,800		
		16本用 ブルー	IM4168	20,800		
		16本用 グリーン	IM4169	20,800		
		20本用 ラベンダー	IM4206	20,800		
	20本用 ブルー	IM4208	20,800			
	交換用SUS/HP用Lマット&シリコンスッターセットブルー		IM60H8RAIL	2,100		
	は し め ち ぎ	マイクロカストロビージョ		SPSPV	77,500	
		スイスベリオ	45°	SPSPV45	86,300	
マイクロカストロ ビージョ 曲PV		BL	SPVX	86,300		
スタンダード			SPV	77,500		
マイクロカストロビージョ 曲 チタン			STMBH	136,500		
BL		S14SCX	27,300			
ラグランジュ 曲14	スタンダード		S14	16,800		

製品名				パートコード	標準価格(円)	数量	
はさみ	ゴールドマン フォックス 曲 16	BL		S16SCX	27,300		
		スタンダード		S16	16,800		
	アイリス 直 17	BL		S17SCX	27,300		
		スタンダード		S17	14,700		
	アイリス 曲 18	BL		S18SCX	27,300		
		スタンダード		S18	14,700		
	パーマシャープ	ゴールドマンフォックス 曲 5081		S5081	44,100		
		アイリス 直 5082		S5082	44,100		
		アイリス 曲 5083		S5083	44,100		
	コーテリニー 曲 スーパーカット			SCORTSC	18,900		
縫合用 ヒューフレディ 13S			S13S	16,800			
縫合用 プライヤー	マイクロサージカル サイナスライン			SP20SLEM	58,800		
	マイクロサージカル コーン			SPM20	56,700		
	コーン			SP20	13,500		
ティッシュ プライヤー	マイクロスイスベリオ			SPTPDAPV	58,800		
	マイクロスイスベリオ アナトミカル			SPTPDSSPV	58,800		
	マイクロダイヤモンドダスト DAPV 直 無鈎			TPDAPV	58,800		
	マイクロLCOSM 直 マルチ			TPSLCOSM	58,800		
	マイクロLCOCMN 曲 マルチ			TPSLCOCMN	58,800		
	マイクロチタンASTMBH 直 無鈎			TPASTMBH	115,500		
	マイクロチタンダイヤモンドダストSTMBH 直 有鈎			TPSSTMBH	115,500		
	ジェラルド1 無鈎			TPG1	13,700		
	アドソン 無鈎	5041パーマシャープ		TP5041	26,300		
	アドソン 有鈎	5042パーマシャープ		TP5042	29,400		
ペリオサージカルキュレット	ブリチャード1/2	#9		SPR1/29	6,600		
	クレイマー・ネビンス3	#9		SKRA39	6,600		
	ブーザー1/3		BL	PPBUSER13X	12,400		
ペリオドンタル	ロードスバック・アクション36/37		#6	PPBUSE1/36	11,000		
			#9	C36/379	10,700		
	TG-O		#6	C36/376	9,400		
			#6	CTG-O6	9,600		
	オッセンバイン1		#524	CO1	9,600		
	オッセンバイン2		#524	CO2	9,600		
サイナスリフト インスツルメント	クレイマー・ ネビンス	6577 6578	BL	IMP6577SCX IMP6578SX	14,300 14,300		
ホーンブラガー グリスディル			BL	PLGGRIX	7,700		
ボーン キュレット	ルーカス	86		BL	CL86X	9,900	
			#6	CL866	8,800		
		84		BL	CL84X	9,900	
	ミラー		#6	CL846	8,800		
		87		BL	CL87X	9,900	
			#6	CL876	8,800		
		9		#6	CM96	8,800	
		10		#6	CM106	8,800	
		11		#6	CM116	8,800	
		12		#6	CM126	8,800	
ファイル	ペリオドンタルファイル シュガーマン	1S/2S 3S/4S	#6 #6	FS1/2S6 FS3/4S6	10,800 10,800		
サージカルリトラクター	インプラント用		IR		33,000		
チークリトラクター	ミネソタ大学型	BL	CRMX	5,800			
		CRM	5,800				
		CRC	5,800				
ペリオスチール	ステイグマンスプリッター		#SS	PPSTEIG	14,400		
	ブーザー		BL	PPBUSERX	10,800		
			#6	PPBUSER6	9,600		
	アレシ 前歯用		BL	PPAELAX	14,400		
	アレシ 臼歯用		#6	PPAELA	13,700		
			BL	PPAELPX	14,400		
	ゴールドマンフォックス14		#6	PPAELP	13,700		
			BL	P14X	10,800		
			#6	P146	9,600		
			#2	P14	9,600		
	モルト9		BL	P9X	10,800		
			#6	P96	9,600		
			#522	P9	9,600		
			BL	PPR3X	10,800		
	プリチャードPR3		#6	PPR36	9,600		
		#6	P206	9,600			
		#2	P20	9,600			
ラバンカ 改良型3			#6	PLLABANC36	14,400		
ペリオトーム	1臼歯用	BL	PT1X	7,500			
		#6	PT1	7,000			
	2前歯用	BL	PT2X	7,500			
#6		PT2	7,000				
ペリドンタルナイフ・ トンネリングナイフ	オーバン1/2	BL	KO1/2X	15,900			
		#9	KO1/29	13,800			
		#6	KO1/26	12,300			
	オーバン アレシ改良型1/2	BL	KO12KPO3AX	15,900			
		#9	KO12KPO3A9	13,800			
		#6	KO12KPO3A6	12,300			
	カークランド15/16	BL	KK15/16X	15,900			
		#6	KK15/166	12,300			
	ゴールドマンフォックス7		#6	KGF76	12,300		
	ゴールドマンフォックス11		#6	KGF116	12,300		
トンネリングナイフ1		BL	TKN1X	12,800			
トンネリングナイフ2		#6	TKN1	11,700			
		BL	TKN2X	12,800			
		#6	TKN2	11,700			
トンネリングインスツルメントクインシー1		BL	FQUINCEY1X	13,200			
トンネリングインスツルメントクインシー2		BL	FQUINCEY2X	13,200			
シリンジ	ボングラフトシリンジ	7mm	SYBG	26,400			
ハスカル ベル	ヨーロッパスタイル5E		10-130-05E	11,700			
	5		10-130-05	11,700			
	5A		10-130-05A	11,700			
	ミニブレード用		SHDPV	28,600			
	ミニブレード用チタン		SHTMBH	35,200			

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
--	----------------

SUMMER SALE 2025



7.22 TUE ➔ 8.20 WED

JM Ortho 矯正商品 サマーセール2025

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度は弊社商品の中から厳選しました品目を特別価格にてご提供
させていただく、「矯正商品サマーセール2025」を企画いたしました。
この機会をお見逃しなくご注文賜りますようお願い申し上げます。
なお、世界情勢の影響により、国内品・輸入品を問わず商品のお届けに
お時間をいただく場合や出荷数量を制限させていただくことがあります。



注文書は
こちら

[https://www.jmortho.co.jp/
jmortho_summersale2025](https://www.jmortho.co.jp/jmortho_summersale2025)

注文書パスワード：
OtdVbs76

ご注文・お問い合わせはお出入りのディーラーへお願い申し上げます。

掲載商品の標準価格は2025年7月22日現在のものです。消費税は含まれておりません。

販売 株式会社モリタ

東京本社／東京都台東区上野2丁目11番15号
大阪本社／大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号

〒110-8513 TEL (03) 3834-6161
〒564-8650 TEL (06) 6380-2525

製造販売・発売元

株式会社 JM Ortho

東京都千代田区神田駿河台2-2御茶ノ水杏雲ビル14F
〒101-0062 TEL (03) 5281-4711

スポーツマウスガード用プレート

バイオプラストXTREME

SUMMER SALE 2025

BIOPLAST® XTREME

EVA樹脂製の2層構造のプレートで、ハード部分とソフト部分とで構成されて
います。

ハード部分で前歯部を覆うようにプレスすることで、正面からの衝撃に対する
防御性能の高いスポーツマウスガードが作製できます。

4種類のカラーを
ご用意しております！



ブルー



レッド



ブラック



クリア

プレート構造

V字型の部分は、従来のバイオプラストよりも硬さを有しており、
前歯部をより保護することができます。

また、ハード部分がV字型をしていることにより、模型の
位置を変えることで、個々のユーザーの前歯部の幅に合わせて
プレスすることが可能です。

V字型の外側は、従来のバイオプラストと同様の硬さを有して
います。

軟質層と硬・軟質面の

2層構造！

断面図（画像）

軟らかい（従来）：圧痕付与可能な面

軟らかい（従来） 硬い 軟らかい（従来）

断面図（イメージ）

軟らかい（従来）：圧痕付与可能な面

軟らかい（従来） 硬い 軟らかい（従来）

従来のバイオプラスト クリア（軟質）の層とV字型を有する（硬・軟質）層の2層構造です。
従来のバイオプラスト側を外側にして成型することで、ヒーティングサポートとフィグセーター等の
構成咬合器を用いて、対合歯の圧痕を付与することが可能です。

本商品が使用できる加圧成型器

バイオスターⅦ型は8ページをご覧ください！

注意：本商品の成型には以下の SCHEU-DENTAL 製純正機器が必要です。
ミニスター：全ての型で使用可能 / バイオスター：4型以降で使用可能

4.0mm 1枚入

標準価格 ¥2,500

SALE

特別価格

5.0mm 1枚入

標準価格 ¥3,000

SALE

特別価格

4.0mm 10枚入

標準価格 ¥22,000

SALE

特別価格

5.0mm 10枚入

標準価格 ¥25,000

SALE

特別価格

※10枚入は取り寄せ商品です。

ポリアミド製ブラケット クリスタブレース® 7

SUMMER SALE 2025

ガラスのような透過性、屈折率、アッペ数(にじみの少なさ)を有し、患者さんの歯牙の色調に同化し、目立ちにくいブラケットです。
ポリアミドは硬質ポリカーボネートと比較し、高い強度、耐摩耗性を有し、傷付きにくい材質です。
よごれや色素の吸着が少なく、長く清潔な透明感が維持されます。



ゴールドスロット



レギュラースロット

ゴールドスロット・レギュラースロットからお選びください。(1症例キットはロスタイプ、MBTタイプのみ)

MBTタイプはゴールドスロット.022のみのご用意となります。

単品 フックなし
ロスタイプ/ MBTタイプ 包装 10個入 標準価格 ¥9,400
SALE 特別価格

単品 フック付
ロスタイプ/ MBTタイプ 包装 10個入 標準価格 ¥9,900
SALE 特別価格

単品 フックなし
スタンダードタイプ 包装 10個入 標準価格 ¥8,400
SALE 特別価格

単品 フック付
スタンダードタイプ 包装 10個入 標準価格 ¥8,900
SALE 特別価格
(ゴールドスロットのみ)

1症例キット3~3
フックなし ロスタイプ/ MBTタイプ

1症例キット3~3
フック付 ロスタイプ/ MBTタイプ

1症例キット5~5
フックなし ロスタイプ/ MBTタイプ

1症例キット5~5
犬歯のみ フック付 ロスタイプ/ MBTタイプ

1症例キット5~5
犬歯・小臼歯のみ フック付
MBTタイプ

包装 12個入 標準価格 ¥12,430

SALE 特別価格

包装 12個入 標準価格 ¥12,650

SALE 特別価格

包装 20個入 標準価格 ¥20,790

SALE 特別価格

包装 20個入 標準価格 ¥21,010

SALE 特別価格

包装 20個入 標準価格 ¥21,410

SALE 特別価格

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

プラスチックブラケット アリス

SUMMER SALE 2025

ポリウレタン製で優れた審美性

- プラスチックの中では機械的強度が高く、耐久性に優れたポリウレタン製で透明感があるため天然歯になじみます。

ロープロファイル

- 上顎中切歯のハイトは約1.9mm。患者さんの違和感が少なくなります。

接着が容易

- ベース部のアンダーカットにより機械的維持力があるため、脱落が少ない構造です。

ディボンディング


- ディボンディング時にベースが一部だけ残ることがなく、扱い易くなっています。

対合歯に優しい

- 下顎前歯切端側のウイングが薄くなっている所以对合歯に当たりにくくなっています(ロスタイプのみ)。

安価

- 審美性のあるブラケットの中ではお求めやすい価格です。



単品
スタンダードタイプ/ロスタイプ 包装 10個入 標準価格 ¥5,600
SALE 特別価格

1症例キット 5~5
スタンダードタイプ/ロスタイプ 包装 20個入 標準価格 ¥11,200
SALE 特別価格

1症例キット 3~3
スタンダードタイプ/ロスタイプ

1症例キット
上顎のみ3~3 /ロスタイプ

包装 12個入 標準価格 ¥6,720

SALE 特別価格

包装 6個入 標準価格 ¥3,360

SALE 特別価格

医療機器認証番号 223AKBZX00062000 管理

プラスチックシングルブラケット chivita

SUMMER SALE 2025

シングルブラケットchivita(チヴィタ)は、クリスタプレースシリーズと同じポリアミド樹脂を使用したプラスチックブラケットです。


Polyamide Single Bracket chivita

叢生の激しい狭小部位におすすめ!

透明度の高いポリアミド樹脂を採用!



スロットサイズ: .018"×.025"



包装 10個入 標準価格 ¥4,900

SALE 特別価格

医療機器認証番号 222AGBZX00149000 管理

ホワイトコーティングワイヤー ナノホワイト


SUMMER SALE 2025

はがれにくい特殊ナノコーティング技術を採用したホワイトコーティングワイヤーです。ナノ粒子を用いたコーティング技術により、はがれにくく美しさが続きます。レベリングからフィニッシュまで一貫してホワイトワイヤーを使えるようになりました。また、ワイヤーはすべて個包装で衛生的です。

SUS(ステンレス)とタイニロイ(NiTi)をご用意しております。

アーチフォームは

選べる2種類!



タイニロイワイヤーナノホワイトアソートに.022用が登場!

好評販売中のタイニロイワイヤーナノホワイトアソートに.022用がラインナップに加わりました。「ナノホワイトを試しに使用してみたい!」「ホワイトワイヤーの使用頻度は高くないが、ホワイトワイヤーが必要になった!」そんな場面でも対応可能な商品です。0.18用と同様に、アーチフォームは全てラージでのご用意しており、下記サイズのワイヤーが上下1本ずつ入っております。

包装サイズ <.018用> .012/.014/.016/.016×.016/.016×.022 inch
<.022用> .014/.016/.018/.016×.022/.017×.025/.019×.025 inch

NEW



タイニロイワイヤー アソート.018用*1

標準価格 ¥12,400

SALE 特別価格

タイニロイワイヤー アソート.022用*1

標準価格 ¥15,000

SALE 特別価格

タイニロイ*1

.012, .014, .016, .018 inch

標準価格 ¥12,000

SALE 特別価格

タイニロイ*1

.016×.016, .016×.022,
.017×.025, .019×.025 inch

標準価格 ¥13,000

SALE 特別価格

SUS*2

.014, .016, .018 inch 標準価格 ¥11,000

SALE 特別価格

SUS*2

.016×.016, .016×.022, .017×.025,
.018×.025, .019×.025 inch

標準価格 ¥12,000

SALE 特別価格

*SUS ワイヤーは原線サイズ(表記サイズ)に、.002 インチプラスしたものが実寸です。ご注文の際はご注意ください。

*1 医療機器認証番号 16300BZZ01773000 管理
*2 医療機器認証番号 20700BZZ01130000 管理

主な特長

特長①
全面コーティングだから
金属の露出がない

ワイヤー断面イメージ

ホワイトコート

試験前の
ナノホワイト

歯ブラシ摩擦20,000回
経時の結果、コート下地の
金属が露出せず、見た目
ほとんど変わっていません。
(自社実験データ/ SUSワイヤーを使用)

特長②
はがれにくく、白さ長持ち

試験前の
ナノホワイト

歯ブラシ摩擦20,000回
経時の結果、コート下地の
金属が露出せず、見た目
ほとんど変わっていません。
(自社実験データ/ SUSワイヤーを使用)

試験後の
ナノホワイト

歯ブラシ摩擦20,000回
経時の結果、コート下地の
金属が露出せず、見た目
ほとんど変わっていません。
(自社実験データ/ SUSワイヤーを使用)

試験後の
ナノホワイト

βチタン合金製ワイヤー ゴムメタルアーチワイヤー ナチュラルフォーム SUMMER SALE 2025




- ニッケルフリーのβチタン合金
- 摩擦力はTiMo合金の半分以下
- 極めてしなやかでCoCr合金より軟らかく曲げやすい
- TiMo合金より折れにくい

サイズ (inch)	
.014	.017×.025
.016	.018×.022
.018	.018×.025
.016×.016	.019×.025
.016×.022	.021×.025
.017×.022	


包装 5本入

標準価格 ¥6,000

SALE 特別価格




ワイヤーの種類と弾性 (φ.016仕様の場合)



曲げ弾性 (N/mm) : 3点曲げグラフにおける傾き

ゴムメタルの太さと硬さ



医療機器認証番号 222AKBZX00025000 管理

コバルトクロム合金ワイヤー エルジロイワイヤー ストレート SUMMER SALE 2025



【主な特徴】

- ①スプリング力の持続 ②折れにくい ③高いスプリング性 ④劣化が少ない
- ⑤磁性を帯びにくい

【主な成分】

コバルト 39.0~41.0%、クロム 19.0~21.0%、ニッケル 14.0~16.0%、モリブデン 6.0~8.0%、ベリリウム 0.001%以下、鉄 残量
その他 (マンガン、ケイ素、炭素、リン、硫黄) 5%以下

医療機器認証番号 301AKBZX00046000 管理

エルジロイワイヤーには4種類の硬度があり、各タイプとも使用時の必要性に応じ、そのまま、あるいは熱処理をして使い分けことができます。どの硬度のワイヤーも、最初は軟らかくて操作しやすい性質をそなえており、熱処理後はより強靱で高い弾力性が得られます。

エルジロイとツルクローム (ステンレス) の硬度比較



軟化 (弾性喪失)

※濃い部分は熱処理前の硬度を示します。うすい部分は熱処理によるバネ硬度の増加を示します。

エルジロイ ラウンド

丸線 標準価格 ¥5,500

SALE 特別価格

エルジロイ スクエア/レクタングル

角線 標準価格 ¥12,100

SALE 特別価格

〈包装〉


丸線 : 5~30本入り
(サイズにより異なる)
角線 : 10本入り

矯正用牽引ゴム F.M.リングレット SUMMER SALE 2025

F.M.リングレットは高精度の加工技術によって製造された、熱硬化性ポリウレタン素材のエラスティックチェーンです。伸びに対する戻り変形が少なく安定した矯正力を発揮します。結紮、スペースクローズ、歯牙移動の補助などに最適です。

クローズ

LX



包装 1巻 4m, 4.7m


標準価格 ¥8,000

F.M.リングレット 4m/4.7m

SALE 特別価格


アジョイン

LA




ナロー

LN



ワイド

LW



包装 1巻 1m

標準価格 ¥2,000

F.M.リングレット 1m

SALE 特別価格

医療機器認証番号 20500BZZ01136000 管理

矯正用牽引ゴム F.M.スーパースレッド SUMMER SALE 2025

F.M.リングレットと同じ熱硬化性ポリウレタンを使用したスレッド (糸) です。断面が正方形ですので、ほつれにくく、結び目がしっかりとホールドされます。



0.45mm

T-045



0.65mm

T-065



0.85mm

T-085M

T-045/T-065

包装 1巻 5m

標準価格 ¥1,500

SALE 特別価格

T-085M

包装 1巻 5m

標準価格 ¥1,800

SALE 特別価格

医療機器認証番号 20500BZZ01136000 管理

反対咬合用オーラルシールド ムーシールド・CLⅢ 専用ケース ムーシールドボックス SUMMER SALE 2025

3歳児健診時・第一大臼歯萌出期以降の反対咬合に対応できる機能的顎矯正装置です。

作用機序 上口唇圧を排除し、口唇圧のバランスを整えます。低位舌を改善し、高位で機能させることで逆被蓋の改善を促します。

「ムーシールド®」は「ムーシールド®・CLⅢ」に生まれ変わりました。材質をPMMAからポリアミド樹脂に変更することで、破折や亀裂に対する強度が向上しました。

- ・従来品と同一の形状・サイズとなります。
- ・辺縁等がやや褐色に見える場合があります。



Sサイズ
●乳歯列期(3~5歳位)用



Mサイズ
●第一大臼歯萌出期以降(6~11歳位)用

包装 2個入 標準価格 ¥20,000

SALE 特別価格

医療機器認証番号 306AGBZX00002000 管理

ムーシールドボックス



包装 赤2個入/青2個入 標準価格 ¥290

SALE 特別価格

1個の患者様参考価格 ¥190/個 (税別)

反対咬合用オーラルシールド ムーシールド・ムータン SUMMER SALE 2025

ムーシールド・CLⅢよりも柔軟性のある熱可塑性ポリウレタンを使用した機能的顎矯正装置です。



XSサイズ
●ムーシールド・CLⅢ Sの導入装置として
●ムーシールド・CLⅢ Sが大きすぎるケース



Lサイズ
●ムーシールド・CLⅢ Mがサイズアウトしたケース
●反対咬合治療の保定として

包装 1個入 標準価格 ¥8,000

SALE 特別価格

医療機器認証番号 302AGBZX00079000 管理

筋機能矯正装置 マルチファミリー SUMMER SALE 2025

「マルチファミリー」は5歳以上の患者さんに使用することが可能な筋機能矯正装置です。

口腔内の筋肉の緊張を緩和し、歯列を適切に調整します。



〈材質〉


- ・シリコン (マルチ-S、TBのみ比較的やわらかいものを使用)

〈効能〉

- ・萌出誘導とティッピングの是正
- ・機能的訓練 (アウェアネス・トレーニング)

〈適応症〉

- ・Ⅰ級、Ⅱ級1類の叢生の改善
- ・ディープバイト
- ・Ⅱ級1類の改善



マルチ-S (スタート) 標準価格 ¥6,000

SALE 特別価格

マルチ-T (トレーナー) 標準価格 ¥6,000

SALE 特別価格

マルチ-T2 (トレーナー2) 標準価格 ¥6,600

SALE 特別価格

マルチ-P2 (ポジビティイー) 標準価格 ¥8,800

SALE 特別価格

全64サイズ

マルチ-TB (ブレス対応) 標準価格 ¥6,000

SALE 特別価格

医療機器認証番号 223AKBZX00129000 管理

マルチ-P2
メジャリングデバイス 標準価格 ¥3,900

SALE 特別価格

メジャリングデバイス用
ハンドル 標準価格 ¥7,800

SALE 特別価格

前方牽引用フェイシャルマスク フェイスクリブ/専用巾着袋


SUMMER SALE 2025

軽量素材によるシンプルな設計と装着感の良さが疲労感を軽減します。
ゲル状クッションとウォッシュブル素材を組み合わせたゲルライナーの採用で快適性が向上しました。




仕様			
重量	24~25 g		
標準 寸法 (mm)	幅(W)	138.93	
	長さ(L)	約168	
サイズ	L	約135	
	M	約117	
	S	約117	

サイズはAの角度の違いによるものです。
※長さは実測値です。製造上個体が見られる可能性があります。



機能

- Ⅲ級症例：上顎歯列弓の前方牽引
- 歯列の部分的な前方牽引
- Ⅱ級症例：下顎歯列弓の前方牽引



フェイスクリブの持ち運びに便利な専用巾着袋です。
フェイスクリブをモチーフにしたかわいいキャラクターがデザインされています。

サイズ：(W)200mm×(H)270mm

※マチなし 材質：コットン

フェイスクリブ専用 巾着袋

包装 5袋入

標準価格 ¥3,000

SALE

特別価格

サイズ S・M・L

カラー ベージュ・ブルー・レッド・バイオレット・ピンク

包装 1個入

標準価格 ¥14,800

SALE

特別価格

医療機器届出番号 13B2X00107000A07 一般

エラスティックリガチャー タフオー/タフオーライト

独自の熱可塑性ポリウレタンを採用。
耐久性に優れ、熱硬化性ポリウレタンよりも優れた応力緩和率を発揮します。



タフオー



タフオーライト

タフオーに比べ約10%
柔らかく、琥珀色に近い
色合いで天然歯にマッチ
します。

包装 20粒付30本入

標準価格 ¥3,600

SALE

特別価格

医療機器認証番号 225AKBZX00097000 管理





※急激な力で引き伸ばすと
切れる場合がございますのでご注意ください。

結紮用インスツルメント クイックリガチャープレーサー

「タフオーシリーズ」でワイヤーをブラケットに固定する際に用いるイン
スツルメントです。

後端は、エラスティックリガチャーの除去や、結紮線をワイヤーの下に
誘導させるのにご使用いただけます。

タフオー推奨
インスツルメント

包装 1本入

標準価格 ¥10,500

SALE

特別価格

医療機器届出番号 13B2X00107000A02 一般

光重合型矯正用接着材

LCオルソマイト

SUMMER SALE 2025

さまざまなブラケット素材に対応した光重合型接着材です。
リン酸エステル系モノマー配合により安定した接着強さが得られます。
また、作業はエッチングとボンディングの2ステップのみのため操作も簡単です。
使いやすいノズルチップ付き！

LCオルソマイト
セット

標準価格 ¥12,100

SALE

特別価格

LCオルソマイト
ペースト 4g

標準価格 ¥9,000

SALE

特別価格

LCオルソマイト
エッチャント 5ml

標準価格 ¥2,850

SALE

特別価格

医療機器認証番号 226AFBZX00126000 管理


歯列矯正用ロック **ニューSTロック**

SUMMER SALE 2025

リングアタッチメントの定番装置です。

維持部が金属の一体成型となっており、技工作業によるチューブの変形や破損が起こりにくい構造です。

遠心方向のコントロールも可能なエクステンションタイプもご用意しております。



レギュラー

ミニ

エクステンション

**ニューSTロック脚部**

維持部を交換せず、装置のみを取り替えたいときなどにご活用ください。

脚部のみでも
販売中！

レギュラー/ミニ 1組 標準価格 ¥4,200

SALE

特別価格

エクステンション 1組 標準価格 ¥5,800

SALE

特別価格

レギュラー/ミニ 5組 標準価格 ¥18,900

SALE

特別価格

脚部 10本入り 標準価格 ¥15,300

SALE

特別価格

※脚部はレギュラー/ミニ共用となっております。
医療機器認証番号 21300BZZ00246000 管理

コバルトクロム合金ワイヤー **テクノフレックス**

SUMMER SALE 2025

矯正技工用ワイヤーに要求される屈曲の容易さと弾力性（形状回復性）という相反した条件を高い次元で融合させた高性能のコバルトクロム合金ワイヤーです。リングアーチ、クラスプ、リテーナー、F.K.O.、補助弾線等の装置に応じてサイズを選択して下さい。



0.40/0.50/0.60/0.70/
0.80/0.90/1.00/1.20mm

丸線 包装 5本入 標準価格 ¥2,900

SALE

特別価格

医療機器認証番号 20100BZZ01899000 管理

コバルトクロム合金ワイヤー **サンプラチナ矯正線**

SUMMER SALE 2025

1930年に開発された白金色合金「サンプラチナ」を使用した歯科技工用コバルトクロム合金ワイヤーです。リテーナー、リングアーチ、クラスプなど技工関係にご活用ください。



0.40/0.50/0.60/0.70/
0.80/0.90/1.00/1.20mm

丸線 包装 5本入 標準価格 ¥2,900

SALE

特別価格

1.50mm

丸線 包装 5本入 標準価格 ¥4,000

SALE

特別価格

※1.50mmは取り寄せ商品です。

医療機器認証番号 220AGBZX00200000 管理

歯科用銀ろう **オーソソルダーII**

流ろう性が良く、操作性に優れた歯科用銀ろうです。
液相点：650℃



0.5/0.6mm

内容量 10g1巻

標準価格 ¥3,200

SALE

特別価格

医療機器認証番号 304AGBZX00066000 管理

一般ろう付け用溶剤

SWフラックス

ペーストタイプのフラックスで、ろう着時の濡れ性の向上と、金属表面の酸化膜や汚れを除去し、銀ろうの流れをスムーズにします。

活性温度は、400-900℃です。



内容量 40g

標準価格 ¥1,500

SALE

特別価格

ホルムアルデヒドガス消毒器 **ホルステリ 20RM**

SUMMER SALE 2025



設置時に左右各20cm、背面に10cm、天井に15cm、正面に40cmのスペースをおとりください。

- 減圧により100分で減菌バック消毒処理
- 消毒庫20Lの大容量
- 残臭なく快適

消毒中の庫内の温度が低温度(50℃)

- 器具類を痛めにくい(特に刃物)
- プラスチック製品、ゴム類の消毒も可能(素材による)

強い消毒力

適正に使用したホルムアルデヒドガスにより全ての微生物が死滅することは立証されており、エチレンオキシドガス(EOG)に匹敵する効果を持っています。
※枯草菌芽胞 1×10^6 が死滅する消毒器です。

経済的なランニングコスト

ホルステリ20RMの消毒1回のコストは約200円(電気代を除く)です。

二重バックでのチューブ消毒

内径0.5mm~5.0mm×長さ3mまでの各種チューブの内・外筒を二重バック内で消毒。庫内気圧をコントロールすることで実現しました。(TBモード時)

※ホルマリンのご使用に関しては「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」の資格が必要です。

標準価格 ¥1,110,000

仕様	
寸法	590 (H) × 465 (W) × 480 (D) mm
重量	46kg

SALE 特別価格

医療機器認証番号 220AIBZX00062000 管理

加圧成型器 **バイオスター VII**

SUMMER SALE 2025

加圧成型器バイオスターはバーコードスキャンによるコード入力によりコンピュータが加熱温度、加熱時間、冷却時間をコントロールします。

圧接面を加熱する方式なので精密な成型が可能です。

即熱ヒーター採用

数秒でヒーターが作業温度に達します。

6気圧採用

適合性の良い高精度な成型が可能です。

深いプレッシャーチャンバー

大きな模型の成型も可能です。

Infoメニュー

infoメニューでは使用方法、安全情報、技工作業のヒントなどの照会ができます。(表示言語は英文です)

カラー液晶ディスプレイ

コード、現在温度、設定時間、設定温度、残り時間、設定圧力等の情報を、フルカラーで見やすく表示します。また、技工作業のヒント、操作方法や動画マニュアルを表示できます。

深いモデルカップ

ステンレスベレットで埋没させることによりマウンティングプレートが付いたままの模型を使用できます。

バーコードリーダー

プレートに印刷されているバーコードをこの下の半円形の板の上に置くと、プレート情報を読み出し、自動的に加熱時間、冷却時間が入力されます。

使いやすいドロワー

シャッターと連動しておりステンレスベレットの回収が容易な引き出しです。

仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	750W
圧力	5~6bar
寸法	452 (W) × 278 (D) × 248 (H) mm
重量	14kg
付属品	ステンレスベレット(1.7kg)、電源コード、フィルター付ホース2m

※奥行278mmは、ヒーターをセットポジションにした時の寸法です。

標準価格 ¥720,000

SALE 特別価格

医療機器届出番号 13B2X00107000040 一般

歯科診療用キャビネット **矯正用コンパクトキャビネット**

SUMMER SALE 2025



矯正用コンパクトキャビネットは、矯正材料を効率よく収納するために、数々の工夫が盛り込まれたモービルタイプのキャビネットです。天板には、ワイヤーを立てるための専用ホルダーが埋め込んであり、引き出しは、プラスチックの仕切板でパーティションするなど、使いやすさを重視した設計になっています。

※メーカー直送のため納品までにお時間をいただくことがございます。また返品はお受けいたしかねます。ご了承ください。

仕様	
外装	抗菌性メラミン樹脂化粧板(艶加工)
カラー	ホワイト
寸法	850 (H) × 510 (W) × 350 (D) mm
重量	27kg

標準価格 ¥222,000

SALE 特別価格

Multilink® Hybrid Abutment

マルチリンク ハイブリッド

期間限定

2025/7/22 (火)
～ 8/20 (水)迄

弊社受注分まで

サマーキャンペーン

インプラント上部構造の接着に 高遮蔽性化学重合型レジンセメント

- マルチリンク ハイブリッドは、インプラント上部構造とTiベースの接着に使用できるレジンセメントです
- 0.02%の光透過性を誇るH0 0シェードは、ベースが透けて見えるようなケースにも対応します



高い不透明度を有する
マルチリンク ハイブリッド
アバットメント H0 0 シェード

通常の不透明度を有する従来
のセメント材 (当社従来品)

〈今回キャンペーン品〉

Multilink® Hybrid Abutment キャンペーン対象製品



HO 0シェード

647182AN マルチリンク ハイブリッド HO 0



マルチリンク ハイブリッド
パンフレット・使用方法

https://www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/MultilinkHybrid.pdf

標準価格 各 ~~¥28,900~~ **特別価格**

特長

- Tiベースの接着に使用します
- 化学重合型で、不透明な修復物でも安定した接着ができます
- 口腔外で使用し（口腔内での使用はできません）、2～28℃で保管可能です
- 酸化ジルコニウムに使用する際は、モノボンド プラスとの組み合わせで、長期にわたって優れた接着力を発揮します
- IPS e.max Press / CADに使用する際は、ガラスセラミックスにエッチング効果のある、モノボンド エッチ&プライムがおすすめです
- 口腔内装着前にオートクレーブによる滅菌が可能であり、滅菌による接着強度の低下もありません

関連製品

モノボンド プラス

626221AN 5gx1

あらゆる修復材料の前処理
酸化ジルコニウムおよびガラスセラミックス製の修復物への確実な接着
貴金属および卑金属合金にも適しています



モノボンド エッチ&プライム

673026WW 5gx1

世界初、かつ唯一のセルフエッチング
ガラスセラミックスプライマー
ガラスセラミックス表面のエッチング
とシラン処理がワンステップで可能



リキッドストリップ

532505AN 2.5g×1

酸素を遮断することでレジンセメントの
硬化時に生じる未重合層を抑制し、吸水・
変色を防ぐグリセリンゲルです
試適用ペースト、エッチングパターン
の保護としても使用できます



Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号
TEL : 03-6801-1301 FAX : 03-5844-3657

ivoclar.com

ホワイトニング サマーキャンペーン Vol.2

2025.7.14 (Mon) ▶ 2025.8.29 (Fri)

数量
限定

オパールエッセンスBOOSTは、過酸化水素35%のオフィスホワイトニング材で、2種類の成分をシリンジ内ですばやく混合することができます。20%以上の水分量を含むため、エナメル質の脱水を防ぎ知覚過敏の発生を防ぎます。

対象製品の在庫は十分確保しておりますが、万が一在庫量を超えるご注文をいただいた場合、キャンペーンを早めに終了させていただきます。



オフィスホワイトニングにぴったり！
チークリトラクター（開口器）の
アンブレラについては
こちら！



Opalescence BOOST™



オパールエッセンスBOOST
使用前



ホワイトニング施術中



オパールエッセンスBOOST
3アプリケーション後



※アンブレラはキャンペーン対象製品ではありません



参加
無料

オフィスホワイトニングのことを学ぶなら
ホワイトニング教室 アドバンス



オパールエッセンスBOOST オフィスホワイトニング材



患者様1名分の
キット

4488-JP
オパールエッセンスBOOSTパシエントキット

通常価格 ~~10,200~~ 円

➔ 特別価格 **9,180 円**

BOOSTシリンジ(1.2mL) 2本
オパールダムグリーンシリンジ(1.2mL) 1本
アイソブロック 1個
シェードガイド 1枚
ブラックミニチップ 10個
ルアーロックキャップ 2個
SSTチップ 2個
バキュームアダプター 1本

※付属チップ及びキャップ、アイソブロック、バキュームアダプターは再使用禁止



4487-JP
オパールエッセンスBOOSTリフィル

通常価格 ~~18,080~~ 円

➔ 特別価格 **16,270 円**

BOOSTシリンジ(1.2mL) 5本
シェードガイド 2枚
ブラックミニチップ 10個
ルアーロックキャップ 5個

オフィスホワイトニング前後に ウルトライーズトレイ 知覚過敏抑制材



5743-JP
ウルトライーズトレイ

通常価格 ~~4,040~~ 円

➔ 特別価格 **3,640 円**

ウルトライーズトレイ(上顎4個、下顎4個) 4個

発売
15周年
記念

VALO™

初代VALOモデルを
ご使用の方におすすめ!

トレードインプログラム

10%
OFF

2025.7.14 (Mon) ▶ 2025.8.18 (Mon)

VALOは初代モデル発売から15年が経過した今でも、耐久性に優れた光照射器として長くご愛用いただいております。初代モデルからこれまで多くの改良と改善を重ね、性能をアップグレードしてきました。そこで、VALO初代モデルをお持ちの医院様を中心に買い替えをご検討いただきたくトレードインプログラムをご用意いたしました。

是非、この機会に特別価格でVALOモデルをアップグレードしませんか?

VALO™ X

5973-JP
VALO™ X

ハンドピース	1台
アクセサリレンズ	5個
※現時点でのアクセサリレンズ単品販売は ございません	
VALO X 専用 リチウムイオン二次電池	2個
充電器本体	1個
ACアダプター	1個
本体電源コネクタ	1個
(コード付きとしても使用可能)	
ブラケット	1個
ライトシールド	1個
パリアスリーブサンプリパック	1個
※再使用禁止	

最新モデルVALO Xはここがちがう!
臨床現場の声を元にモデル改良

- * LEDライト基板のアップグレード
- * アルミボディのスリム化、より軽量化!
- * 照射ボタンの追加
- * 照射レンズサイズの変更
- * 手首のフリックでモード切替可能
(加速度感知機能)

通常価格 ~~240,900~~円

➔ 特別価格 **217,000**円



VALO™ GRAND

5972-JP
VALO™ GRAND コードレス

ハンドピース	1台
VALO 専用リチウムイオン二次電池	4個
充電器一式	1セット
(充電器本体、ACアダプター)	
パリアスリーブサンプリパック	1セット
※再使用禁止	
ブラケット	1個
ライトシールド	1個

通常価格 ~~210,900~~円

➔ 特別価格 **190,000**円



VALO™ GRAND

5971-JP
VALO™ GRAND
キュアリングライト(コード付き)

ハンドピース(コード付き)	1台
ACアダプター	1個
パリアスリーブサンプリパック	1セット
※再使用禁止	
ブラケット	1個
オレンジ保護メガネ	1個

通常価格 ~~170,900~~円

➔ 特別価格 **154,000**円



販売名: VALO エックス 一般的名称: 歯科用光照射器 一般医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器届出番号:13B1X10086000076
販売名: VALO GRANDコードレス 一般的名称: 歯科用光照射器 一般医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器届出番号:13B1X10086000069
販売名: VALO GRANDキュアリングライト 一般的名称: 歯科用光照射器 一般医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器届出番号:13B1X10086000074

製品についてのお問い合わせは

ULTRADENT JAPAN 株式会社

0120-060-751 | www.ultradent.jp

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-54-14 初台Tビル3F TEL(03)5365-1760 FAX(03)5365-1759
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル4F TEL(06)6151-3251 FAX(06)6151-3252
第一種医療機器製造販売業 許可番号:13B1X10086 ©2024 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

202505

歯間ブラシ

ルミデント summer キャンペーン

数量
限定

2025年 8月1日(金)～8月29日(金)

『ルミデント歯間ブラシ』は、患者さんの口腔内に合わせて選べる4タイプ。
通常の「5本入 × 10箱」包装品に加えて、クリニックでのブラッシング指導時に
患者さんへ1本お渡しする際に便利な30本入りの「**指導用パック**」も
このキャンペーンの対象になりました。

上記期間、**【お試し価格】**にてご提供いたします。

サンプルもご用意しております。裏面の URL または QRコードよりお申込みください。



フレキシブルネック

前歯部は、真っ直ぐのまま
臼歯部は、自由な角度に曲げてご使用いただけます。



CAD/CAMとIPは、
インプラントに対応
したウレタンコート
ワイヤーを採用。
金属が露出した方に
適しています。



ライトアングルヘッド

90°のアングルで
頬側・舌側どちらからでも
容易に挿入できます



スワンハンドル

持ちやすさを追求した
平たいハンドルにより、
回転せず真っ直ぐ使えます。

ワイヤーコーティング

ルミデント®



サイズ	XS	US	SS	S	M	M+D	L	L+D
最小 通過径 (mm)	0.6	0.7	0.8	1.2	1.8	2.0	2.0	2.3
5本×10箱	●	●	○	●	●	●	●	●
30本 指導用パック	●	●	○	●	●	●	●	●

※ハードタイプは毛が硬いため、矯正装置などの金属面のブラーク除去に適しています。

ルミデント® CAD/CAM



	US	SS	S	M
	0.7	0.8	1.2	1.4
	●	○	●	●
	●	○	●	●

ルミデント® アングル



	US	SS	S	M
	0.7	0.8	1.2	1.4
	●	○	●	●
	●	○	●	●

ワイヤーコーティング

ルミデント® iP



	US	SS	S	M
	0.7	0.8	1.2	1.4
	●	○	●	●
	●	○	●	●

(裏面もご覧ください)

「ルミデント」のお得なキャンペーンのご案内です。



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.

『ルミデント』歯間ブラシが受ける理由

『ルミデント歯間ブラシ』は、品質や種類の多さはもちろんのこと。
ちょっとしたお客様への気遣いも、長く使われている理由です。

患者さんに、「ちょっと使ってみて欲しい」そんな時。

ルミデントなら

患者さんへ1本お渡しいただけるよう
30本入りの「**指導用パック**」を用意しています。



コロナ禍以降、清潔さを気にされる患者さんも増えています。

ルミデントなら


医療機器と同じガンマー線で『**滅菌**』しています。
お口の中の衛生に気を配っている方に特に気に入っていただいています。

「誰でも使いやすいといいな」 そんな時。

ルミデントなら

1本毎に『キャップ』が付いています。

使用される際、キャップを後端につけて、**ハンドルが長くなり持ちやすくなります。**
持ち運びの際も、衛生的です。



ルミデントご採用の歯科医院を応援したい。

指導時ご利用いただける
『**ハンドブック**(無料)』
もご用意



使ったことのない人にも一度試して欲しい。

サンプルをご**請求**ください

<https://bit.ly/43lmmgE>

スマホの方は →



■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13
TEL.03-5803-2151

大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174

福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12



詳しい製品の説明
はこちら

www.kulzer.co.jp

SUNSTAR

医療機関向

歯周病菌とたたかう



お試し企画
第2弾

ガム・プロズ
デンタルリンス
Haguki Lab.

ガム・プロズ デンタルリンスを
1ケース(12本入)お買い上げで



ミニリンスセット プレゼント!

数量
限定

お申込み期間

2025. 8.1 金 ▶ 9.20 土

※ミニリンスセットは8月下旬以降、順次発送となります。



現品 500mL/患者様希望価格: 935円 (税込/本)



ガム・プロズ デンタルリンス
Haguki Lab.
ミニリンスセット

ガム・プロズ
デンタルリンス
Haguki Lab.
(ミニサイズ80mL)

試供品

24
本



使用例



ボトルに貼れるPOPシール
(タテ4.5×ヨコ3cm) 6枚



患者さん向け冊子
(A4三つ折り) 24枚



研究動画二次元バーコード付き
指導用ツール(A4) 1枚

お申込み方法

右記の二次元バーコードからアクセスし、
必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

- 1ケースお買い求めで1口応募可能。期間内且つ、特典の在庫が残っている間は、何口でもご応募が可能となります。
- ミニリンスセットは8月下旬以降、順次発送となります。
- お申込みが混みあった場合など、さらに1~2週間お時間を頂戴する場合があります。
- 限定数量に達し次第、ご応募を締め切らせていただきます。

商品を納入される
ディーラー様へ入力
いただけてください

お申込みは
コチラ!



「ミニリンスセットプレゼント」企画に関する
お問い合わせ先



0120-984-184

受付時間/10:00~17:00

※土・日・祝日・夏季休暇2025年8月13日~8月15日を除く

®登録商標。GUMは登録商標です。

ご存知ですか？ **P.g.菌**が、なかなか減らないのは **〇〇菌**が、原因かも？!

F.n.菌に
着目した
歯周病予防とは

近年の研究では、歯周病の要因である**P.g.菌**への対処に加え、**P.g.菌**の生育しやすい環境をつくる歯周病菌増殖の黒幕とも言える**F.n.菌**へのアプローチが重要と考えられています。**P.g.菌**が増殖する家(**F.n.菌**)の骨組みを壊し、**P.g.菌**の家を作らせないよう先制的に対処することは、口腔細菌叢の健全化に着目したアプローチでもあります。

*1 P.g.菌: Porphyromonas gingivalis (ポルフィロモナス・ジンジバリス) *2 F.n.菌: Fusobacterium nucleatum (フソバクテリウム・ヌクレアタム)

G・U・M Pro's Haguki Lab. シリーズ

F.n.菌が存在することで、
歯周病菌が増殖しやすい環境をつくりまします。




小さな丸い菌 : P.g.菌 細長い菌 : F.n.菌

F.n.菌(歯周病菌の増殖原因)の有無が、好気培養下(3日間、37℃)でのP.g.菌(歯周病菌)の増殖に与える影響を検証した(in vitro試験)。F.n.菌とP.g.菌を共に培養することで、P.g.菌の増殖が促進された。

サンスター調べ

歯周病予防には歯周病菌の殺菌だけでなく、
歯周病菌の**増殖原因となる菌(F.n.菌)**
まで抑えることが重要!

Haguki Lab.シリーズは、
歯周病の3つの要因をケアする独自の殺菌処方で、
歯周炎(重度の歯周病)まで防ぎます。



<イメージ図>

歯科医院だけでなく、
自宅でも歯周病予防を徹底したい方に
おすすめです。

歯周病菌の
殺菌
+
増殖抑制

殺菌剤
CPC*3

歯
周
病
予
防

歯肉の
炎症を抑える
&
歯肉分解物質
(MMP)の
働きを抑える

抗炎症剤
β-GR*5

歯周病菌を殺菌するだけでなく、
菌の増殖まで抑える独自の殺菌処方
(有効成分CPC+清掃助剤CAE*6)

*3 塩化セチルピリジニウム *4 歯肉の炎症により過剰に分泌される、歯肉を分解する原因物質
*5 β-グリチルレチン酸 *6 ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル-DL-PCA塩

※歯周病とは歯肉炎・歯周炎の総称です



ガム・プロズ デンタルリンス
Haguki Lab.

歯科医院取扱品 医薬部外品 液体ハミガキ

※液体ハミガキはブラッシング時にご使用ください。
販売名:薬用G・U・MデンタルリンスSH
香味:メディカルハーブミントタイプ

500
mL

歯周病
予防

低刺激
ノンアルコール
タイプ

患者様希望価格: 935円 (税込/本)



ガム・プロズ デンタルペースト
Haguki Lab.

歯科医院取扱品 医薬部外品 ハミガキ

※高濃度フッ素配合のため、6歳未満のお子さまへのご使用はお控えください。
販売名:薬用サンスターデンタルペーストSH
香味:メディカルハーブミントタイプ

85g

歯周病
予防

フッ素
1450ppm

患者様希望価格: 935円 (税込/本)

X-Smart® Pro+ WaveOne® Gold 10周年記念キット



期間

2025年7月22日(火)～9月19日(金)

WaveOne Gold発売10周年を記念して、
ウェーブワンゴールドファイルがセットになったエンドモーターを
特別価格でご提供いたします。



6779016W1G10TH X-スマートProプラス W1G 10th kit

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ● Xスマートプロプラス × 1台 | ● ウェーブワンゴールド 25 mm ラージ × 1シート |
| ● ウェーブワンゴールド 25 mm スモール × 1シート | ● ウェーブワンゴールド 25 mm グライダー × 1シート |
| ● ウェーブワンゴールド 25 mm プライマリー × 1シート | ● プロテーパーアルティメット オリフィスオープナー × 1シート |
| ● ウェーブワンゴールド 25 mm ミディアム × 1シート | ● ウェーブワンゴールド CF ガッタパーチャ アソート × 1個 |

合計
標準価格

400,980円 ▶ 10周年特別価格

100台
限定

ご注意：本キャンペーン商品の返品および返還はお受けできませんのでご了承ください。

訪問デモのご案内

NiTi ファイルとエンドモーターで 治療の効率化をはかりませんか？

購入前にお試しできます

先生方の
『使ってみたい』の
声にお応えします!!



訪問デモ
お申込の流れ

1 必要事項を記載の上、
担当歯科商店様へ
本チラシをお渡しください

2 当社営業より
日程確認のお電話を
いたします

3 デモ当日の
所要時間は
50分～1時間程度

ご用意いただくものは
ございません。

X-スマートProプラス & WaveOne Gold 訪問デモ お申込用紙

医院名・技工所名	ご芳名(フリガナ)	
ご住所 〒	TEL	
	FAX	WaveOne Goldの使用 ☐あり ☐なし
■ご希望デモ日・お時間 第1希望日 月 日 () ☐お昼休み ☐診療後 ☐その他の時間指定 () 第2希望日 月 日 () ☐お昼休み ☐診療後 ☐その他の時間指定 () 担当営業員名		
※ご記入いただいた個人情報は、「個人情報保護法」に基づき厳重に取り扱います。 ■ご用命は		

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービスホットライン 0120-667-467

www.dentsplysirona.com

一般の名用材料用材料製造大企業(東京府内特許局)販売名X-スマートProプラス 製造番号205AIBZX00016C00 型式図解図解 特定保守修理図解図解
一般の名用材料用材料製造大企業(東京府内特許局)販売名WaveOne Gold 製造番号227AGBZX00033000 型式図解図解 特定保守修理図解図解
一般の名用材料用材料製造大企業(東京府内特許局)販売名ProTaper Ultimate ローターファイル 製造番号306AGBZX00015000 型式図解図解 特定保守修理図解図解
一般の名用材料用材料製造大企業(東京府内特許局)販売名ProTaper Ultimate ローターファイル 製造番号229AGBZX00015000 型式図解図解 特定保守修理図解図解

エステコア ハンドタイプ



識別性が違う、施術が変わる

ブルー色のペーストで歯質との識別が容易に

+ キャンペーン +

キャンペーン期間

2025年 **6月23日**(月) ▶ **8月20日**(水)

ブルー色のペーストをこの機会にご体験ください

※臨床での使用には「ボンドマー ライトレスII」が必要です。

A/ エステコア ハンドタイプ ペースト ブルー チップ&ノズル付キャンペーン



ブルー



ペーストA/B(ブルー)各2.3mL
標準医院価格

¥4,500



ミニミキシングチップ S × 5個
ミニミキシングチップ用ノズル × 5個
金属ノズル付ミニミキシングチップS × 5個

合計 **¥900** 相当

B/ エステコア ハンドタイプ ペースト3本パック + エステコアハンドタイプ ペースト ブルー



ユニバーサル



ペーストA/B(ユニバーサル)各2.3mL×3
標準医院価格

¥12,000 (1セット)



ペーストA/B(ブルー)各2.3mL
標準医院価格

¥4,500

それぞれをセットにして特別価格にてご提供

※キャンペーン特別価格はお届け歯科商店様にお問い合わせください。

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

A

[34585]

セット

B

[34576]

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

☎0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

Clinical Case

医療法人一祥会
Nao歯科・矯正歯科
南野 卓也 先生



CASE 1 エステコア ペーストブルー色の臨床応用

エステコアは、高い機械的強度と操作性を備えたデュアルキュア型の支台築造用コンポジットレジンである。特に臨床で有用なのが、根管部にペースト(ブルー)、歯冠部にペースト(ユニバーサル)を使い分けるテクニックである。根管部にブルー色を使用することで、将来的な再治療時に築造材と歯質の境界が明瞭に視認でき、コアの除去が安全かつ効率的に行える。

一方、歯冠部にはユニバーサル色を使用することで、審美的要求やレジンセメントとの色調調和も確保できる。さらに、アドヒージブとしてボンドマー ライトレスIIを併用することで、築造全体の接着信頼性が一層高まる。ボンドマー ライトレスIIは完全化学重合型のワンステップボンディング材であり、光照射の届きにくい根管深部やマージン部でも確実に重合が進行する。これにより、深部での未重合リスクを排除し、支台築造の成功率を大きく向上させる。特に根管内の支台築造では、化学重合型ボンディングの選択が臨床的に非常に理にかなっており、ボンドマー ライトレスIIの適用は極めて有効であると考えられる。エステコアとボンドマー ライトレスIIの組み合わせは、機械的強度、操作性、長期的な安定性、再治療時の視認性という4つの側面から、支台築造の質を高める戦略的な選択肢と言える。

今回はエステコア ハンドタイプを用いて支台築造を行い、エステセムIIにより補綴装置を装着した1症例を紹介する。



図1 根管治療後



図2 トクヤマFRポストに
ボンドマー ライトレスIIを塗布



図3 根管内にボンドマー ライトレスIIを塗布・エアブローを行った後、根管部に
エステコアペースト(ブルー)を使用



図4 トクヤマFRポストを挿入



図5 歯冠部にエステコアペースト(ユニバーサル)を使用、賦形性が良く垂れにくい
ため築盛が容易である



図6 光照射



図7 支台築造終了



図8 口腔内被着面にボンドマー
ライトレスIIを塗布・エアブローを行う



図9 フルジルコニアクラウンの接着プロトコールに従い、
サンドブラスト、ボンドマー ライトレスII塗布・エアブローを行った後、
エステセムIIを補綴装置内面に填入した



図10 余剰セメント除去。
装着後の口腔内写真

エステセムⅡ ペースト トリプルパックキャンペーン

数量限定 2025.7月22日(火) ▶ 8月20日(水)

キャンペーン内容

オートミックス
ペースト
3本



ペーストA/B(ユニバーサル)
各2.3mL × 3本
合計 ¥29,400



ミキシングチップ
×40個



ミキシングチップ セメント用 40個
標準医院価格 ¥4,100

※臨床でのご使用には「ボンドマー ライトレスⅡ」が必要です。

上記セットを特別価格にてご提供!

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

※エステセムⅡ 歯科接着用レジセメント (管理医療機器) 認証番号228AF3ZX00129000 ※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。
※価格は2025年7月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。 ※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステセムⅡ ペースト トリプルパックキャンペーン

貴歯科医院名

お名前

エステセムⅡ オートミックスペーストユニバーサル3本+
ミキシングチップ キャンペーン

[キャンペーンコード:16125]

ご住所 〒

セット

TEL ()

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、
ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)



CASE1


ジルコニアインレーの装着

(ボンドマー ライトレスII、エステセムII使用)

(写真提供)
大谷歯科クリニック
大谷 一紀先生



術前



ボンドマー ライトレスII
塗布、エアブロー



ボンドマー ライトレスII
塗布、エアブロー



エステセムIIを用いて装着



余剰セメント除去



本照射



術後



術後6ヶ月

CASE2

エンドクラウンの装着

(エンドクラウンによって健全歯質が保存可能になったケース)

(写真提供)
九州歯科大学
生体材料学分野
加来 伸哉先生



補綴装置の被着面に
「ボンドマー ライトレスII」を塗布し、
エアブロー(5秒)



エナメル質へのセレクトティブエッチング



支台歯に
「ボンドマー ライトレスII」を塗布し、
エアブロー(5秒)



「エステセムII」を用いて装着



術後の口腔内写真(咬合面観)



術後の口腔内写真(頬側面観)

歯科医療従事者向け 情報サイト +TD

下記動画は歯科情報サイト「+TD」へご登録(無料)いただくことで閲覧可能となります。
「+TD」では動画以外にも記事、セミナー情報など様々なコンテンツを掲載しています。

会員登録は
こちらから!



デジタル印象のための
CAD/CAMインレー 形成

佐藤 洋平先生

CADCAMインレーを
成功させる
Rules

〜ルールを守れば成功する〜

井畑 信彦先生

CAD/CAMインレー
を成功させるRules

井畑 信彦先生

エンドクラウン meeting

加来 伸哉先生
遠山 敏成先生

エンドクラウン
meeting

加来 伸哉先生 / 遠山 敏成先生

スタッフも！患者さまも！

予約のことなら、
おまかせください！



このようなお悩み、ありませんか..？

電話対応で
人手がとられる！



手書きのアポ帳は
ミスが多い！



予約の間口を広げて
集患したい！



電話&アポ帳の予約は、もう卒業！

受付の負担が
激減します！



予約の変更や
重複も心配なし！



24-HOUR!!

24時間受付が
可能です！



ビスカの
歯科専用予約システム「V-apo」なら



操作がカンタン！

パソコン操作が苦手なスタッフも、
ご年配の患者さまも、
直感的にらくらく操作！



LINEで予約&リコール！

LINE登録もカンタン！
リマインド通知が送れるので、
無断キャンセルが激減します！



安心フォロー！

導入後もしっかりサポート！
コールセンターが土日祝も
夜9時まで対応はビスカだけ！

ビスカの「V-apo」は歯科医院のために開発された予約システムです



POINT 1 LINE・メールでリマインド！
無断キャンセルが激減

POINT 4 スマホでチェックイン＆予約！
デジタル診療券「Vレセプション」
(オプション)

POINT 2 歯科専用！複雑な予約や
各種レセコンにも柔軟に対応

POINT 5 業界最長！土日祝日も
21時までコールセンター対応

POINT 3 どこでも使えるクラウド型！
チェアサイドでもさくっと予約

POINT 6 明朗な料金システム！
アカウント追加も無料なので安心

標準価格

ファイボ
V-apo

初期導入費：**585,000 円**
月間使用料：**15,000 円**

※設定料・インストラクション費・稼働日立ち会い費などはいただきません。
※オプション類・パソコンなどは費用に含まれません。
※パソコン類は医院様でご用意ください。

オプション

レセコン・電子カルテ連動

基本連動費用：**100,000 円～**
月間使用料：**不要**

※連動を行うには事前にレセコン・電子カルテメーカーとの打ち合わせが必要です。
※連動内容によって連動費用が変わることがあります。

予約日時印字リライト発券機

参考価格：**246,000 円**
月間使用料：**不要**

※プリンター・レセコンとの連動の費用については別途お問い合わせください。
※初期設定費などはいただきません。

ショートメールでお知らせ

初期設定費：**20,000 円**
月間使用料：**500 円**
月間使用料：**1 件 15 円**

NEW!

Vレセプション

スマホ診療券&セルフ次回予約機能

基本連動費用：**80,000 円**
月間使用料：**8,000 円**

※VレセプションはiPad専用アプリケーションサービスです。
※Vレセプション用iPadは別途ご用意ください。
【推奨】第10世代・10.9インチ以上【OS】iPadOS17.5以上
上記仕様のiPad以外の端末は動作保証・保守の対象外となります。

下記にチェック・ご記入の上 FAX **0120-40-7716** までFAX送信してください

お申し込み内容

☐ 資料希望

☐ 詳細説明希望

貴院名	院長先生ご芳名
お電話番号	FAX
ご住所 〒	E-mail @
	診療科目
診療室・チェア数	1日のご来院人数 人
予約システムを導入されたい時期	☐ すぐにも ☐ 3ヶ月後 ☐ 半年後 ☐ 1年以降 ☐ 未定
予約システムをご検討されている理由 ☐ 受付の負担を減らしたい ☐ アポミスをなくしたい ☐ 集患に役立てたい ☐ 開業のため ☐ 改装・移転を機に その他	取扱代理店様名・ご担当者様名

VISCA 日本ビスカ株式会社



0120-12-7716

インターネットからも資料請求いただけます。
www.visca.co.jp



医療機関の快適な受付を創造します

【本社】〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿6丁目ビル10F 【営業所】札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡

353_2506_6

美しく健康な歯のためのパウダーメンテナンス

ソフトパール -SOFT pearl- ご愛顧感謝キャンペーン

2025年8月1日(金)～9月30日(火)

特別価格にてご提供!

※お取引ディーラー様へお問い合わせください



パウダー粒子

SEM画像(x150)

主成分：グリシン

甘みがある

平均粒子径 65 μ m

仕上げ研磨なしで単体使用が可能

一部の補綴装置に使用可能



SOFT pearl

製品名 ソフトパール

製品番号 Y1500721

標準価格 ¥21,800 (250g×4本)



歯肉縁上のパウダーメンテナンス

Prophy-Mate neo / パリオスコンビPro(プロフィーシステム)

パワフルな噴射力を持続

タービン開発技術で培った流体解析により、パワフルかつなめらかでパウダーロスの少ない安定した噴射を実現。

高い噴射持続力とポリッシング能力で、施術時間を短縮します。

(フラッシュパール使用時)



クリーニング前



クリーニング後

※結果を保証するものではありません。

軽度～中程度のバイオフィルム・ステイン除去に!



画像提供：貞光歯科医院(奈良県奈良市)

パウダーメンテナンスとは？

効果的なバイオフィルム除去

目視しにくい箇所でも、広範囲のパウダー噴射により、バイオフィルム等の取り残しが、他のメンテナンス器具に比べ減少します。

優しいトリートメント

柔らかなパウダーなので組織を傷付けにくく、歯肉辺縁や歯周ポケット内を優しくトリートメントします。

広範囲の歯面清掃

非接触で付着物の除去を広範囲に行え、チップの届かない箇所も清掃が可能です。

術者にとっても、患者さまにとっても、より快適に歯周ポケット内・外のバイオフィルム、ステインなどを除去するプロフェッショナルケア。それが、パウダーメンテナンスです。



詳細はこちら

パウダーメンテナンスを深く学びたい方に！



オンラインプライベートセミナー

株式会社ナカニシ 歯科衛生士が貴院のために
マンツーマンで開催するWebセミナー



詳細はこちら

もっと楽に！パウダーメンテナンスを最大限に活用する

効率よくパウダーメンテナンスを行うために、医院でお使いのパウダーに適した使用のポイントをお伝えします。また、機器の特徴や正しいお手入れの方法を学ぶことで、日々の疑問を解消し、より快適な診療を目指しましょう。

● 平日 9:00～最終受付 15:30

お好きな時間を選んで(所要時間60分)受講いただけます。通常のセミナーとは違い個別対応なので院内勉強会・院内全体のスキルアップとしてお役立てください。

関連製品

超音波スクレーパー・パウダーメンテナンス

Varios Combi Pro



製品名 バリオスコンビ Pro
ベーシックセット Ti

標準価格 ¥510,000

歯面清掃用ハンドピース

Prophy-Mate neo



製品名 プロフィーメイト neo

標準価格 ¥159,000

販売名: バリオスコンビ Pro 認証番号: 229ALBZX00017000 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: プロフィーメイト neo 認証番号: 223ALBZX00029000 一般的名称: 電動型機器接続歯面清掃用器具 管理医療機器
販売名: ソフトパール 届出番号: 09B2X00016000157 一般的名称: 歯面研磨材 一般医療機器

ナカニシ社製品販売代理店

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで


特別価格 キャンペーン!

キャンペーン期間：2025年9月30日(火)まで

パウダークリーニングやスクーリング時など、患者様の顔にタオルをかけていますか？

患者様に**ホンネ**を聞いてみました

タオルの使い回しをどう思いますか？



洗っているとは言え、
誰かの飛沫がついた
タオルは汚い
20代女性

生乾き臭いときも
あってイヤ
20代女性

飛沫がついてるし
感染症とか心配
40代男性

花粉症の時期は
外干ししたタオルは
やめてほしい
30代男性

約 **70%**の
患者様が
否定的



「今！」は **使い捨て** フェイスタオル!

日本製
MADE IN JAPAN

三角穴フェイスガードⅡ

三角穴と耳かけスリット でズレにくい
縦長の長方形で、さらに使いやすくなりました



1箱 200枚入

税別
¥2,600
(税込¥2,860)

定価：¥4,000(税別)


素材：クレープ紙（しなやかな加工を施した紙）、
ポリエチレン

使い捨てでみんなハッピー



歯科衛生士の離職率、ご存じですか？

2024 年 歯科衛生士の勤務先の変更経験



日本歯科衛生士会 | 歯科衛生士の勤務実態調査報告書より(令和7年)

8割以上が
転職経験アリ

歯科業界は**超売り手市場**であり、歯科衛生士は希望する勤め先を選べる立場にあります。つまり、**今の職場よりも良い待遇を求めて転職するため、歯科衛生士の離職率が必然的に高くなってしま**うのです。

歯科衛生士が今の職場に改善してほしいこと

業務量の軽減
はい **45.4%**

休暇の取得
はい **36.1%**

労働時間の短縮
はい **31.5%**

日本歯科衛生士会 | 歯科衛生士の勤務実態調査報告書より(令和7年)



歯科衛生士の負担を少しでも軽減し、定着率をアップ！

EOG
滅菌済

デンタル小分けパック

患者様ごとに
開封するから **滅菌作業がいら**ない



横置きもできます。

下から1包ずつ
取り出せます。



青シールが
滅菌済の印です。

1箱 30包入

EOG 滅菌済

直径1cm、長さ3cm

ロールワッテ

3本入×30包



税別
¥700

(税込¥770)

定価:オープン

EOG 滅菌済

4cm×4cm

カットメン

3枚入×30包



税別
¥700

(税込¥770)

定価:オープン

EOG 滅菌済

4cm×4cm (12PLY)

小折ガーゼ

3枚入×30包



税別
¥1,300

(税込¥1,430)

定価:オープン

ご注文書

商品名	規格	商品番号	JAN CODE	販売単位	定価	特別価格	ご注文数
三角穴フェイスガードII	200枚入(42×56cm)	007161	4958995071610	1箱	4,000円(税別)	2,600円(税別)	箱
デンタル小分けパック(ロールワッテ)	30包入(1×3cm 3本/包)	016003	4958995160031	1箱	オープン	700円(税別)	箱
デンタル小分けパック(カットメン)	30包入(4×4cm 3枚/包)	016004	4958995160048	1箱	オープン	700円(税別)	箱
デンタル小分けパック(小折ガーゼ)	30包入(4×4cm 3枚/包)	016005	4958995160055	1箱	オープン	1,300円(税別)	箱

施設名

販売店


ご担当者様

滅菌作業はだれの仕事？



バリアプラグでアクセスホールの深さを確認し、アクセスホールごとに **FirstPlug®** を 35Newtons® ガイドラインに基づいて適切な長さに切断し、填塞前に **FirstPlug®** をクロルヘキシジン溶液に浸しました。

治療の間では、ミリングされた一体型アクリル製スクリー固定式テンポラリーデンチャーを使用し、アクセスホールを **FirstPlug®** とコンポジット充填材料で閉塞しました。



治療中に、アバットメントとジルコニアブリッジの審美性、適合性、固定性を確認し、必要な調整を行いました。アバットメントはメーカーの推奨値に従ってトルクを調整し、最終セメントで3 ユニットブリッジを接着し、余剰セメントの除去後、アクセスホールを徹底的に清掃し、エアブローしました。

次に、バリアプラグを用いて、**FirstPlug®** をアクセスホールに正確に圧縮し、光重合型コンポジット充填材料用の約 2 mm のスペースを確保しました。

最後に、アクセスホールを光重合型コンポジット充填材料で閉塞しました。

結論

インプラント上部構造の装着には、適切なアクセスホール封鎖材を選択することを含み、生物学的に健全に管理する必要があります。特別に設計された医療用 PTFE 製品 **FirstPlug®** アクセスホール封鎖材とバリアエキスカバーターとバリアプラグを使用することで、歯科医師はより良い操作性、効率性、精度、治療を提供することができ、患者の治療結果を改善することができます。

医療機器の承認基準に準拠した専用材料を使用することで、工業用または最適化されていない歯科用製品の使用に関連するその他の心配が解消されます。

これらの新しい器具が提供する利点を活用してみてください。

References:

1. Schoenbaum TR, Wadhvani C, Stevenson RG. Covering the implant prosthesis screw access hole: A biological approach to material selection and technique. J Oral Implantol. 2017;43(1):39-44.
2. Weininger B, McGlumphy E, Beck M. Esthetic evaluation of materials used to fill access holes of screw-retained implant crowns. J Oral Implantol. 2008;34(3):145-9.
3. Tarica DY, Alvarado VM, Truong ST. Survey of United States dental schools on cementation protocols for implant crown restorations. J Prosthet Dent. 2010 Feb;103(2):68-79.
4. do Nascimento C, Pita MS, Calefi PL, de Oliveira Silva TS, Dos Santos JB, Pedrazzi V. Different sealing materials preventing the microbial leakage into the screw-retained implant restorations: an in vitro analysis by DNA checkerboard hybridization. Clin Oral Implants Res. 2017 Feb;28(2):242-250.
5. Moráquez OD, Belser UC. The Use of Polytetrafluoroethylene Tape for the Management of Screw Access Channels in Implant-Supported Prostheses. Journal of Prosthetic Dentistry. 2010; 103(3): 189-191
6. Liebenberg WH. Partial coverage indirect tooth-colored restorations: steps to clinical success. Am J Dent. 1999 Aug;12(4):201-8.
7. U.S. Food and Drug Administration. July 28, 2020. Quality and Compliance (Medical Devices) Retrieved from <https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/quality-and-compliance-medical-device>.

本記事は、35Newtons 社提供の「Why does implant dentistry need a dedicated screw channel barrier material?」および「Benefits of Barrier Plugger and Barrier Excavator in the Management of Dental Implant Screw Channels」を翻訳・抜粋・加工させていただきました。

ファーストプラグの製品情報はコチラから



35NEWTONS®

FirstPlug®

インプラント治療で

なぜ専用のアクセスホール封鎖材が必要なのでしょうか？



インプラントのアクセスホール封鎖材は必要ですか？

「なぜわざわざ」と思うかもしれません。

配管用テープ、綿球、シリコーンなど、すでに安価ですぐに使える製品がいくつかあるからです。



アクセスホールの管理

インプラントのアクセスホールの管理は、細菌のコロニー形成を抑制し、効率的で、将来の取り外し可能性を高めるために重要です⁽¹⁾。アクセスホールの封鎖には、コンポジット充填材料が適しています⁽²⁾。

ただし、スクリューヘッドとコンポジット充填材料の間の封鎖材について、既製の材料は、この目的のために開発された製品ではないため⁽³⁾、議論があります。



アクセスホールの数が多く、
サイズが大きいインプラント上部構造


アクセスホール封鎖材の選択肢

アクセスホール封鎖材の選択肢には、綿球、シリコーン印象材などがありますが、効率性の問題があり、綿球はホール内で微生物の増殖を促進する可能性があることが示唆されています⁽⁴⁾。

この問題に直面して、2010年に文献でPTFE配管用テープという形で潜在的な解決策が提案されました⁽⁵⁾。配管用テープは、天然歯の保護封鎖材として接着歯科で以前から使用されています⁽⁶⁾。

では、なぜ、封鎖材として配管用テープを使用するのでしょうか。PTFE材料は、疎水性でアクセスホールから水分を排除し、圧縮性が高く、簡単に取り外すことができ、低価格のため、アクセスホール封鎖材として人気を博しました。

しかし、配管用テープは医療機器ではないため、製造業者は、医療機器の規制に従う必要はなく、使用目的に合った歯科用途向けに作られていません。



市販のアクセスホール封鎖材の選択肢
綿球、ガッタパーチャ、シリコーン、配管用テープ

さらに、工業製品は、人体での使用が承認されていない不純物、汚染物質、油、着色料が含まれている場合があります。アクセスホール内で配管用テープの使用を提案した臨床記事では、使用前に院内での滅菌を推奨していましたが、臨床現場では、ほとんどの臨床医がこの製品をロールから取り出してすぐに非滅菌で使用しています。

多くの臨床医は、配管用テープが生体適合性のあるPTFE縫合糸、メンブレン、移植材と同等だと思っていますが、医療用製品は、配管用テープとは異なって、厳しい規制プロトコルに従わなければなりません⁽⁷⁾。配管用テープに品質上の問題や副作用があっても、発見または報告されることはありません。

配管用テープは、形状と密度に関する特性が最適化されておらず、臨床医は、配管用テープでインプラントの大きなアクセスホールを封鎖するために時間がかかることを認識しています。これらの制限に基づいて、アクセスホール封鎖製品の必要性が明らかです。

歯科用アクセスホール封鎖材 FirstPlug®

35Newtons®は、アクセスホールに合わせたサイズと密度を最適化した医療用PTFE製品 FirstPlug®を開発しました。

ケースや専用器具（バリアブラガーおよびバリアエクスカベーター）について、使用目的に適した製品を使用することによって、効率的になり、歯科医師の貴重な診療時間を短縮することができます。



35 Newtons® バリアブラガーと バリアエクスカベーター



バリアブラガー

アクセスホール封鎖材を効率的に圧縮して凝縮するように設計された特殊な歯科器具です。ほとんどのアクセスホールに対応できるように、人間工学に基づいてシャंक径および長さを設計しました。これにより、封鎖材の無駄を最小限に抑えられるだけでなく、アクセスホールを封鎖するために必要な時間も短縮します。

バリアエクスカベーター

インプラントのアクセスホールとシームレスに連携できるように、人間工学に基づいてシャंक長さおよび先端部の直径を設計し、スプーン部分には、くぼみと鋸歯があるため、FirstPlug®の他、配管用テープ、シリコーンなど従来の材料も効率的に把持して除去することができます、多用途に使用することができます。

臨床プレゼンテーション

患者は、上顎右側臼歯をインプラント支持型の3ユニットブリッジで置換する必要がありました。



バリアエクスカベーターで封鎖材の除去

着脱式バッテリー採用 ポータブルX線撮影装置

デキシコ ADX4000W

X線撮影・診断・画像の保存が1台で可能。
付属の大画面で確実に診断できます。

USBメモリ等を使用して、簡単にPCに撮影
画像のコピーが可能です。



デキシコ DX3000

左右に照射ボタン(切り替えスイッチ付)とベルトが
付属しており、保持・操作がしやすい設計です。



詳細はこちらから



医療用エックス線装置基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第114号)に対応済です。

販売名：デキシコ ADX4000W
一般的名称：デジタル式口外汎用歯科X線診断装置
医療機器分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号：219ADBZX00200000

販売名：デキシコ DX3000
一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
医療機器分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
認証番号：224ALBZX00033000

製造販売業者

デキシコウインジャパン株式会社

兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2

TEL 078-304-5311

<http://dexcowin.co.jp>



IDC CAMPAIGN

IDC キャンペーン

2025 07|22(火) ▶ 2025 09|19(金)

＼歯間クリーニング／
InterDentalCleaning



アボカド
オイル使用

爽やかな
ミント
フレーバー

リサイクル
ペットボトル
使用

デンタルフロス 40m
カートンパック 1箱 (10個入)
をご購入でもれなく
IDC セットがついてくる！

期間中特別価格



デンタルフロス 40m カートンパック 10 個入

標準価格：6,000 円 (税抜)

※特別価格はお取引のある
歯科ディーラーまでお問い合わせください

期間限定 IDC セット



①イージーピック XS/S 36 本入 トラベルケース付 (1 パック)

②TePe オリジナルエコな歯ブラシポーチ (非売品) 1 個 ※1

③患者さんにすぐに紹介できる！ TePe 受付用 POP セット

※写真はイメージです ※1 色は選べません

■ 対象商品：デンタルフロス 40m カートンパック 1 箱 (10 個入) ■ セット内容：イージーピック XS/S 36 本入 (1 パック)、受付用 POP、TePe オリジナルエコな歯ブラシポーチ (1 個)
■ 条件：対象商品を 1 箱 (10 個入) とご購入ごとに IDC セット 1 点進呈

摩擦によりふんわり膨らむ

384 本のフィラメントが

様々な歯間空隙にフィット

ふんわりしたフロスでやさしくケア



使用前

摩擦により膨張

待合室用の動画・ポスターが
下記二次元コードよりダウンロードできます



様々なシーンに活躍するブラシ専用ハンドピース



ブラシ専用ハンドピース
ユリー

標準価格 **¥123,900円**

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:226AKBX00111000(管理 特管) 製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

193706	ユリー	193868	ユリー-N
193713	ユリー-ST	194092	ユリー-OS
193859	ユリー-K	193881	ユリー-S
193873	ユリー-M		



最後臼歯
遠心面の清掃



矯正装置のブラーク除去



修復物装着前の清掃

軽くてコンパクト!操作しやすいエアスケラ



クイックエアスケラ
エミー560

473398 エミー560-ST 473373 エミー560

標準価格 **¥170,300円**

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:20700BZZ00044000(管理 特管)

エミー560-LUX <光付> 標準価格 **231,000円** 473366

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:20400BZZ00044000(管理 特管)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

チップの交換だけで5種類の用途に使用できます。



根管拡大・洗浄・
歯石除去装置

ルーティー560-Neo

※切削・歯周ポケット洗浄・歯面清掃はオプションです。

<光無> 標準価格 **¥208,000円** <光付> 標準価格 **¥269,000円**

208898	ルーティー560-Y-Neo	208859	ルーティー560-N-Neo	208791	ルーティー560-KL-Neo
208909	ルーティー560-YST-Neo	208866	ルーティー560-OS-Neo	208802	ルーティー560-ML-Neo
208834	ルーティー560-K-Neo	208873	ルーティー560-S-Neo	208810	ルーティー560-OSL-Neo
208841	ルーティー560-M-Neo	208881	ルーティー560-YL-Neo	208827	ルーティー560-SL-Neo

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:20700BZZ00045000(管理 特管)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

2,000~3,000Hzの振動と振幅で根管を洗浄



根管洗浄装置

ソニックエンド エアドライブ

508301	ソニックエンド エアドライブY	508333	ソニックエンド エアドライブM
508319	ソニックエンド エアドライブYST	508341	ソニックエンド エアドライブN
508326	ソニックエンド エアドライブK	508358	ソニックエンド エアドライブOS

標準価格 **¥208,200円**

一般的名称:歯科用根管拡大装置 認証番号:2297kbzx00004000(管理 特管)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

歯面の汚れを効果的に除去



歯面清掃器

クイックジェットM

標準価格 **¥156,000円**

536771	クイックジェットM ブラック	440633	クイックジェットM-Mアイボリー
554470	クイックジェットM アイボリー	440641	クイックジェットM-Nアイボリー
440626	クイックジェットM-Kアイボリー		

一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具 認証番号:21900BZX00750000(管理)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7



エアスケラ
ポピー

標準価格 **¥97,700円**

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:231AKBX00013000(管理 特管)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

428136	ポピー-Y	428175	ポピー-N
428143	ポピー-YST	428190	ポピー-OS
428151	ポピー-K	428182	ポピー-S
428168	ポピー-M		

エアスケラ

サリー

473601 サリー-ST 697706 サリー-M 473591 サリー

標準価格 **¥195,500円**

一般的名称:歯科用エアスケラ 認証番号:21400BZZ00149000(管理 特管)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

根管治療における洗浄・吸引・乾燥が
1本で行えます



根管洗浄・吸引・乾燥装置

クイックエンドSIT

559631 クイックエンドSIT 559662 クイックエンドSIT-ST

標準価格 **¥124,100円**

一般的名称:歯科根管洗浄吸引乾燥装置 認証番号:21900BZX00751000(管理)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

- ・スリムヘッドで術視野を十分に確保
- ・ラウンドヘッドなので粘膜を傷つけることなく安全に操作可能

PMTC専用ハンドピース

プロフィーコントラハンドピース8MIIA

標準価格 **¥55,000円**

347450	プロフィーコントラハンドピース 8MIIA
490419	プロフィーコントラハンドピース 8MIIA ロングヘッド

一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:20900BZZ00015000(管理 特管)
製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



通常タイプと比較し、ネックが
10mm長いので臼歯へのアクセスが
容易です。

●販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ※キャンペーンの詳細・価格は取り扱い店までお問い合わせください。ちらしに記載の価格は全て標準価格(税別)です。

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

◎お取引歯科商店名



(01)02747937022931

C02724/2025年7月1@1/新

YOSHIDA



小器械サマーセール



summer
Sale



2025. 7. 22 TUE ▶ 2025. 10. 20 MON

ヨシダの小器械で毎日の診療をもっと快適に!!

診療現場の安全と効率化をめざし、
洗浄・消毒・乾燥を全自動で。



洗浄の進行状況を色で表現

洗浄槽内にはLEDライトを搭載しており、洗浄・
消毒・乾燥・終了の状況を全4色で表現します。



器具除染用洗浄器

ウォッシャー・ディスインフェクター
AW-150

- 本体寸法: W580×D600×H840mm
- 槽内寸法: W500×D480×H490mm

標準価格 **2,000,000円** 455457

一般的名称:器具除染用洗浄器
届出番号:20B2X10010000004(一般)
製造販売元:チヨダエレクトリック株式会社 長野県千曲市大字新田124

滅菌状況モニタリングシステム接続
日々の滅菌環境をサポート



高圧蒸気滅菌器

デントクレープ Rinato

- 本体寸法: W465×H452×D646mm
- チャンバー容量: 22L

標準価格 **1,240,000円** 419629

一般的名称:小型未包装品高圧蒸気滅菌器
認証番号:306ALBZX00002000(管理 特管)
製造販売元:株式会社エム・ディーンズシステムズ
茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田3262-3



USB Dongleで
簡単Wi-Fi接続



リアルタイムに本体情報、
使用状況を自動発信。

滅菌器見守り



- ・使用回数・消耗品情報・水質情報
- ・滅菌量情報・エラー情報

※本機能を使用するためには、別途「Rinato 遠隔サポート用利用規約」が発生します。
※インターネット接続ができるWi-Fi環境が必要です。

滅菌器

滅菌槽22cmの大容量。
省スペース・低価格です。

EN13060「クラスB」準拠。



高圧蒸気滅菌器
DC デントクレープ500M
●本体寸法：W410×D415×H320mm（取っ手含まず）
●槽内寸法：φ220×D330mm
標準価格 380,000円 [790780]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00238000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



高圧蒸気滅菌器
デントクレープ STERI-B
●本体寸法：W479×D583×H491mm
●槽内寸法：φ240×D325mm
標準価格 1,080,000円 [499254]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:227AFBZX00002000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



高圧蒸気滅菌器
スーパークレープ
HF220-Y 簡易カスト付
標準価格 520,000円 [490391]
HF260-Y 簡易カスト付
標準価格 558,000円 [490401]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00242000(管理 特管)
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00243000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



高圧蒸気滅菌器
**DCデントクレープ
ハイスピードスチーマー
(専用液・トレー付)**
標準価格 880,000円 [884168]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00233000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



高圧蒸気滅菌器
トッキークレープ260
標準価格 492,000円 [737093]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00233000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



高圧蒸気滅菌器
スーパークレープ
HE150-Y 簡易カスト付 2段ラック付
標準価格 402,000円 [499261]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:21900BZX00225000(管理 特管)
製造販売元:ヒルソンドック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前547-1



卓上高圧蒸気滅菌器
MB-250
標準価格 オープン価格 [403290]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:225AKBZX00091000(管理 特管)
製造販売元:チヨダエレクトリック株式会社 長野県千曲市大字新田124



卓上高圧蒸気滅菌器
MY-250A
標準価格 オープン価格 [403301]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:226AKBZX00021000(管理 特管)
製造販売元:チヨダエレクトリック株式会社 長野県千曲市大字新田124

滅菌パック入りの
ハンドピース8本
を同時滅菌可能



ハンドピース用小型滅菌器
フレッシュクレープ
●本体寸法：W230×D350×H360mm
●チャンバー内寸法：φ125×H190mm
標準価格 429,900円 [397915]
一般の名称:小型末包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号:230AFBZX00021000(管理 特管)
製造販売元:株式会社東陽技研 埼玉県越谷市大字大林657番地

洗浄器

一度に最大10セットの
大容量洗浄が可能な卓上洗浄器



ウォッシャーディスインフェクター
バナソニック自動ジェット器具洗浄機
卓上コンパクトサイズの自動ジェット式器具洗浄機
●本体寸法：W550×D344×H592mm
標準価格 580,000円 [394311]
一般の名称:器具除菌用洗浄器
届出番号:13B1X103B1001001(一般)
製造販売元:バナソニック株式会社 東京都港区東新橋一丁目6番1号 バナソニック東京汐留ビル

コンパクトながら3.8Lの
洗浄槽で大量器具が洗浄可能



超音波洗浄器
ウルトラソニック3800Z
標準価格 148,700円 [391816]
一般の名称:器具除菌用洗浄器
届出番号:20B2X00004000009(一般)
製造販売元:株式会社エスエムエー 長野県諏訪市西四3225-2

超音波洗浄とUV装置を兼ね備えた
スタンダードデンタルマネージャー



ポータブル 超音波洗浄装置
Curaum Cuera
標準価格 23,500円 [415271]

シリンジとカートリッジ両方に
使用できる2槽構造



寒天コンディショナー
DC てきおん君 ホワイト
標準価格 120,000円 [396254]
一般の名称:歯科材料加湿器
届出番号:14B2X90011000001(一般)
製造販売元:株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26番地

一度に20本の寒天カートリッジ
を加熱可




寒天コンディショナー
DC てきおん君 カートリッジホワイト
標準価格 118,800円 [396261]
一般の名称:歯科材料加湿器
届出番号:14B2X90011000002(一般)
製造販売元:株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26番地

診療効率をアップする
スピーディーな練和を実現



アルギン酸印象材自動練和器
みきさん3
●本体寸法：W243×D305×H335mm
標準価格 325,000円 [392171]
一般の名称:歯科用印象材混和器
届出番号:26B2X10018000042(一般)
製造販売元:デンケンハイデンタル株式会社 京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

材料や治療に応じてモード選択が
可能なLED光重合器



ジェラル D-Lux Pen
標準価格 60,000円 [440619]
一般の名称:歯科用光照射器用歯科用照明器
届出番号:27B1X00147000012(一般 特管)
製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

切開・凝固の2モード出力の
低価格な高周波電気メス



電気メス
ベストサージ
標準価格 198,000円 [861493]
一般の名称:一般の電気手術器
承認番号:21300BZZ00083000(管理 特管)
製造販売元:株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26番地

シリンジタイプ・
ガッパバーチャ専用ヒーター



ホットスポット
標準価格 235,600円 [705583]
一般の名称:歯科材料加熱器
届出番号:13B1X00005000003(一般)
製造販売元:株式会社コジダ 東京都台東区上野7-6-9

側枝の有無と高さも測定可能な
根管長測定器



根管長測定器
ジャスティV
標準価格 150,000円 [445559]
一般の名称:歯科用根管長測定器
承認番号:30A0002ZX00190000(管理 特管)
製造販売元:株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26番地

軸ブレがほとんどない構造で、
安定した根管拡大形成を実現



コードレス根管拡大用モーター
プレジジョン E-connect Pro
標準価格 129,000円 [429890]
一般の名称:歯科用電動式ハンドピース 歯科用根管拡大装置
届出番号:302AGBZX00095000(管理 特管)
製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

超音波振動により
スメア層を効率的に除去



コードレス根管洗浄器
プレジジョン Ultra X
標準価格 110,000円 [429925]
一般の名称:歯科用根管洗浄器/歯科用多目的超音波治療器
届出番号:302AGBZX00073000(管理 特管)
製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

90~250℃の幅広い温度設定が可能



コードレス電熱式根管充填プラグ
プレジジョン Fast Pack
標準価格 130,000円 [408692]
一般の名称:電熱式根管充填プラグ
届出番号:302AGBZX00074000(管理 特管)
製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

3つのメモリーがあり、
7段階の温度設定と3段階の
充填スピードから設定可能。



コードレス根管充填材注入器
プレジジョン Fast Fill
標準価格 148,000円 [408703]
一般の名称:歯科用根管材料電気加熱注入器
届出番号:302AGBZX00075000(管理 特管)
製造販売元:Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4丁目13番206

口腔機能低下症関連商品

わずか1分で
細菌数測定が可能



微生物定量分析装置
口腔内細菌カウンタ
標準価格 450,000円 [403421]
一般の名称:微生物定量分析装置
届出番号:13B1X103B1001003(一般 特管)
製造販売元:バナソニック株式会社 東京都港区東新橋一丁目5番1号 バナソニック東京汐留ビル

咬合力をその場で
みえる化!!



口腔機能モニター
Oramo-bf
●寸法：約W240×D80×H40mm(センサー取付時)
標準価格 220,000円 [457433]
一般の名称:歯科用咬合力計
届出番号:23B2X10022000004(一般 特管)
製造販売元:住友理工株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地

口腔内の水分量を約2秒で測定



口腔水分計
口腔水分計ムーカス
標準価格 95,000円 [687815]
一般の名称:唾液成分分析装置
承認番号:22200BZX000640000(管理)
製造販売元:株式会社ライフ 埼玉県越谷市豊戸町15-5 山新ビル

予防製品

スマートフォン画面で口腔内の
細菌を見ることができます



バクテリアセルフチェッカー
mil-kin (見る菌) C-Type
標準価格 135,000円 [395177]

衛生関連

水と塩だけで作る
次亜塩素酸水生成器
※専用触媒が必要です。



次亜塩素酸水生成器
ドミソール
高い除菌効果をもつ
次亜塩素酸水を低コストで生成
101(ボトル1本)
標準価格 58,000円 [428710]

技工

プラズマイジングで
より適した表面性状を追及



アクティリンク Reborn
●寸法：W170×H345×D266mm 重さ：6kg
標準価格 オープン価格 [416640]
一般の名称:歯科技工用金属表面加工器
販売名:アクティリンク Reborn
届出番号:40B2X10042NE0001(一般)
製造販売元:株式会社ネクステラ 福岡県福岡市東区多の津四丁目7番5号 2F



小型バイブレーター
スハラa
●本体寸法：W142×D168×H124mm
標準価格 26,180円 [409051]



歯科技工用トリマ
モデルトリマー Y-230N
●本体寸法：W275×D390×H340mm
標準価格 113,300円 [413038]
一般の名称:歯科技工用トリマ
届出番号:13B1X00133200006(一般)
製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

2025 プレミアムグッズセール

セール期間：2025年7月22日(火)～8月20日(水) 数量限定

part.
4

※満口になり次第、終了とさせていただきます。

対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
1	Systema SP-T シリーズ	ジェル(85g)	205060738	1箱10個	★ ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) ※歯ブラシ・ガーグルのみ 1個	12,000円
		メディカルガーグル100mL	205060737	1箱6個	・ Systema SP-Tジェル(19g)試供品 ※ジェルセットのみ 10個 ・ Systema SP-T患者様用リーフレット 10部	6,240円
		歯ブラシ	205060739	1箱12個 (2色×6個)	・ Systema SP-T製品ガイド 1部 ・ 歯周病・う蝕おすすり製品ボード(B5サイズ) ※ジェルセットのみ 1部	3,840円
対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
2	Systema ハグキプラス EX (90g)	205060793	1箱10個	・ Systema ハグキプラス EX(19g) 試供品 10個 ・ Systema ハグキプラス EX患者様用リーフレット 10部 ・ 歯磨剤選びフローチャート 1部 ・ 歯周病・う蝕おすすり製品ボード(B5サイズ) 1部	6,800円	
対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
3	Systema Dentalpaste α (90g)	205060503	1箱10個	・ Systema Dentalpaste α(20g) 試供品 10個 ・ Systema Dentalpaste α患者様用リーフレット 10部 ・ Systema セレクトガイド 1部 ・ 歯周病・う蝕おすすり製品ボード(B5サイズ) 1部	4,150円	
対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
4	Brilliant more W (90g)	ナチュラルペパーミント	205060616	1箱10個	・ Brilliant more W(20g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味 10個 ・ Brilliant more W患者様用リーフレット 10部 ・ Brilliant more W製品ガイド 1部 ・ ピロリン酸Na・ポリリン酸Na 配合歯磨剤 症例集 1部	7,700円
		アプリコットミント	205060617	1箱10個		
		シトラスミント	205060618	1箱10個		
対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
5	Systema AX	44M	20506055744M	1箱12個 (4色×各3個)	★ ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個	3,840円
		44H	20506055744H	1箱12個 (4色×各3個)	・ Systema AX患者様用リーフレット 12部	
		45M	20506055745M	1箱12個 (4色×各3個)	・ 歯ブラシセレクトガイド 1部	
対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望歯科医院様向け価格/箱	
6	DENT. EX systema genki シリーズ	genki	205060504	1箱12個 (4色×各3個)	★ ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個	4,080円
		genki f(エフ)	205060513	1箱12個 (4色×各3個)	・ DENT. EX systema genki患者様用リーフレット 12部	
		genki j(ジェイ)	205060531	1箱12個 (4色×各3個)	・ 歯ブラシセレクトガイド 1部	

※価格に消費税は含まれておりません。

お申込方法

歯科用品商様にご注文される場合には、「ライオン 2025 プレミアムグッズセール Part.4」とご指定のうえ商品をご注文ください。セット品は商品と同時にお届けいたします。

お願い

「ライオン 2025 プレミアムグッズセール Part.4」の商品には、数量に限りがありますので、期間中でもセールの打ち切りさせていただくことがあります。景品の実物が、色、デザイン等、写真と若干異なる場合もございますが、あらかじめご了承ください。上記対象商品以外でのセールセットのご指定はご遠慮ください。



2025.07.RQ③

セールについてのお問い合わせは
ライオン歯科材株式会社までどうぞ
東京 ☎ (03) 6739-9012
大阪 ☎ (06) 7739-8424

ご注文はお取引の歯科用品商様へ
お申し込みをお待ちしております。

お取引歯科用品商様名

5分で測定できる 唾液検査 SMT Salivary Multi Test

多項目・短時間唾液検査システム

① 採取 ② 測定 ③ 結果

簡単3ステップ、測定時間はわずか 5分。

「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目をチャートで表示。口腔内の状況が一目でわかるため、患者様の理解もスムーズです。ぜひ、患者様の口腔ケア意識向上の一手にご活用ください。



6項目をチャートで表示



SMTの詳細は、専用ウェブサイトをご覧ください
資料請求・デモのご依頼はウェブサイトの「お問い合わせ」より承っております

▶ <https://lionpro.lionshop.jp/>

ライオン 唾液検査 検索

2025 プレミアムグッズセール

セール期間：2025年7月22日(火)～8月20日(水) 数量限定

LION

part.
4



セール内容につきましては、中面をご覧ください。

ご注文はお取引の歯科用品商様へ

お申し込みをお待ちしております。

ライオン歯科材株式会社 <https://www.lion-dent.co.jp/> 株式会社モリタ

2025 プレミアムグッズセール

part.
4

セール期間: 2025年7月22日(火)～8月20日(水) 数量限定

対象商品

1

Systema SP-T シリーズ

口内環境のリスク低減のために開発したセルフケアサポートシリーズ

フッ化ナトリウム 1450ppmF



Systema SP-T ジェル

医薬部外品 1箱(10個)

販売名: システムSP-TジェルCa

弱った部位をやさしくじっくりみがける
歯周病の発症を防ぐ
研磨剤無配合の歯磨剤

Systema SP-T メディカルガーグル

指定医薬部外品 1箱(6個)

販売名: ビラうがい薬-P
効能・効果: 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄・口臭の除去

口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄する
殺菌力に優れた希釈タイプの含嗽剤

Systema SP-T 歯ブラシ

1箱(12個)

歯周病安定期の
セルフケアに適した
歯肉に優しい磨き心地の歯ブラシ

いずれか 1 箱購入でのセットの内容です!

Systema SP-T ジェル(85g)

- Systema SP-Tジェル(19g)試供品 10個
- Systema SP-T患者様用リーフレット 10部
- Systema SP-T製品ガイド 1部
- 歯周病・う蝕おすめ製品ボード(B5サイズ) 1部



※試供品のイメージ画像です

Systema SP-T メディカルガーグル 100mL

- ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個
- Systema SP-T患者様用リーフレット 10部
- Systema SP-T製品ガイド 1部

景品

ムシバラス
めいぐるみ 1個
(歯ブラシ持ちバージョン)

- サイズ: 約H12cm×W7cm
- 材質: 本体:中綿・ポリエステル
ブラシ:ポリエステル



ストラップ紐付きで
めいぐるみ
キーホルダーにも
よいサイズです!

Systema SP-T 歯ブラシ

- ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個
- Systema SP-T患者様用リーフレット 10部
- Systema SP-T製品ガイド 1部



※歯周病は歯肉炎、歯槽炎の総称です。 ●フッ化高濃度配合品(1450ppmF)は6歳未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。
※写真はイメージです。景品の写真は実物と多少色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。



2025年5月21日
WIDE
タイプ
新登場

磨きにくい所にしっかり届く
STANDARD タイプ S・M

メーカー希望患者様向け価格
個: 320円(税抜)

幅広ヘッドで効率よく磨ける
WIDE タイプ S・M

メーカー希望患者様向け価格
個: 360円(税抜)

どの部位にも当てやすく、優れたプラーク除去効果を発揮

Check-Up 歯ブラシ

W フラット
ダブル植毛

ラウンド毛とスーパーテーパー毛のダブル植毛が
歯面・咬合面、歯間部・歯頸部、さらに臼歯部まで届き、
優れたプラーク除去効果を発揮します。



- 持ちやすく滑りにくいラバーハンドル
- 臼歯部にも届きやすい薄型ヘッド+スリムネック

3分でわかる製品紹介動画



対象商品

2

Systema Haguki Plus EX

ハグキプラス EX

医薬部外品 1箱(10個)

販売名: システムHPPb

フッ化ナトリウム 1450ppmF



歯肉の防御力を高めて
歯周病を防ぐ!

対象商品

3

Systema Dentalpaste α

デンタルペースト アルファ

医薬部外品 1箱(10個)

販売名: システムDPαa



3つの薬用成分で
歯周病と口臭を予防

対象商品

4

Brilliant more w

医薬部外品 1箱(10個)

ナチュラルペパーミント 販売名: プリリアントモアBa
アプリコットミント 販売名: プリリアントモアBb
シトラスミント 販売名: プリリアントモアBc



ステインを浮かせて落とし
口臭も防ぐ美白歯磨剤。

※ブラッシングで

対象商品

5

Systema AX

44M・44H・45M 1箱(12個)



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で
口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く

対象商品

6

DENT. EX systema genki シリーズ

genki・genki f(エフ)・genki j(ジェイ) 1箱(12個)



効率よくブラッシングできる
幅広ヘッド歯ブラシ

いずれか 1 箱購入でのセットの内容です!

Systema ハグキプラス EX (90g)

- Systema ハグキプラス EX(19g)試供品 10個
- Systema ハグキプラス EX患者様用リーフレット 10部
- 歯磨剤選びフローチャート 1部
- 歯周病・う蝕おすめ製品ボード(B5サイズ) 1部



※試供品のイメージ画像です

Systema Dentalpaste α (90g)

- Systema Dentalpaste α (20g)試供品 10個
- Systema Dentalpaste α 患者様用リーフレット 10部
- Systema セレクトガイド 1部
- 歯周病・う蝕おすめ製品ボード(B5サイズ) 1部



※試供品のイメージ画像です

Brilliant more W (90g)

- Brilliant more W (20g)試供品 10個
- ※ご購入商品と同一香味
- Brilliant more W患者様用リーフレット 10部
- Brilliant more W製品ガイド 1部
- ピロリン酸Na・ポリリン酸Na 配合歯磨剤 症例集 1部



購入した商品と
同一香味の試供品が
10個付いてきます

※Brilliant more W ナチュラルペパーミント
試供品のイメージ画像です

いずれか 1 箱購入でのセットの内容です!

Systema AX (44M・44H・45M)

- ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個
- Systema AX患者様用リーフレット 12部
- 歯ブラシセレクトガイド 1部

景品 ムシバラス めいぐるみ
(歯ブラシ持ちバージョン) 1個



DENT. EX systema genki

(genki・genki f(エフ)・genki j(ジェイ))

- ムシバラス めいぐるみ(歯ブラシ持ちバージョン) 1個
- DENT. EX systema genki患者様用リーフレット 12部
- 歯ブラシセレクトガイド 1部



院内装飾や
持ち歩きにも使える
完全オリジナルの
めいぐるみです!



※写真はイメージです。景品の写真は実物と多少色味異なる場合がございますので、予めご了承願います。

ご注文はお取引の歯科用品商様へ

お申し込みをお待ちしております。

※歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。 ●フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)は6歳未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

○片頭ペリオプローブ 一般的名称：歯周ポケットプローブ 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000200
価格：¥4,600

NEW



○麦粒鉗子 一般医療機器：鉗子 届出番号：09B2X00010000387

価格：各¥16,000

NEW



9.5mm (直) 29mm



9.5mm (曲) 29mm

○寒天カートリッジシリンジ（横入れ式・3種類ニードル付き）

価格：¥9,000 一般医療機器：歯科用注入器具 届出番号：09B2X00010000389

NEW



清掃棒

太曲(19G) 外径：約1.00mm 内径：約0.66mm

細曲(20G) 外径：約0.90mm 内径：約0.58mm

太直(19G) 外径：約1.00mm 内径：約0.66mm

○持針器（超硬付）#N-207（直）

価格：¥34,000 一般医療機器：持針器 届出番号：09B2X00010000072

NEW



*縫合紙範囲：3-0～5-0
*縫合針範囲：Φ0.38～Φ0.63mm

※画像は簡略化されたもので、実際の商品とは異なります。
※縫合針は超硬付です（縫合に消費後は変形してしまいます）。
※縫合針の全長は約100mmと短く、縫合に使用できません。
※デザイン・仕様を予告なく変更する場合があります。
※商品写真は印刷の都合上、色合いが実際と異なる場合があります。



インスツルメントサマーセール **TASK**
JAPAN DENTAL SUPPLY SINCE1968

株式会社日本歯科商社

期間：2025.7.22～2025.9.19

○片頭エキスプローラー（丸柄） 一般的名称：歯科用探針 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000001

価格：各¥1,500

※5本入（#9のみ）価格：¥7,250



○両頭エキスカベーター（角柄） 一般的名称：歯科用エキスカベータ 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000006

価格：各¥3,750

※5本入（#65-66のみ）価格：¥18,250



○片頭ペリオプローブ 一般的名称：歯周ポケットプローブ 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000200

価格：各¥4,600



#CP-10A（#4）

#CP-11（#5）

#CP-12（#7）

○コーク型（上顎用）#NC（ノンカーボン） 一般的名称：歯科治療用ピンセット 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000302


価格：¥3,400

※5本入 価格：¥16,500



○JDSピンセットLight 一般的名称：歯科治療用ピンセット 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000846

価格：¥4,000



・細く尖った先端部

・力強く把持しても、先端が開きにくい設計
スムーズな精密な作業が可能に

<販売元>



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】株式会社シオダ

<ご用命>

○ダイヤモンド乳歯鉗子 一般的名称：抜歯用鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000045
価格：各¥30,000

使用部位

	乳白歯		残根
上顎	#10S	#4	#69
下顎	#27		



#4 上顎兼用乳白歯

全長：135mm



#10S 上顎乳白歯

全長：138mm



#27 上顎乳白歯

全長：127mm



#69 上下顎兼用残根

全長：135mm

○ダイヤモンド抜歯鉗子 一般的名称：抜歯用鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000199
価格：各¥30,000

使用部位

	小白歯	大白歯	残根
上顎	#4	#10S	#69
下顎		#27	

#10S 上顎大白歯用
全長：175mm



#4 上下顎兼用小白歯用

全長：170mm



#10S 上顎大白歯用
全長：175mm



#27 下顎大白歯用
全長：170mm



#69 上下顎兼用残根用
全長：175mm

○持針器 一般的名称：持針器 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000072



N-205 直
価格：¥31,000

全長：185mm



N-206 曲
価格：¥34,000

全長：185mm

○マチュータイプ 一般的名称：持針器 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000073



N-215
価格：¥15,500

全長：155mm

○バウムガートナー 一般的名称：持針器 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000071



N-236 直
価格：¥24,000

全長：135mm



N-237 曲
価格：¥26,000

全長：135mm

○エレベーター 一般的名称：エレベータ 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X000100000798



N タイプ（日大型）
価格：¥10,000



全長：145mm



Macky1 for maintenance

マッキー1 メンテナンス用スケーラー

＼期間限定
特別価格にてご提供／

2025年7月22日

2025年9月20日

SALE

標準価格 ~~4,200円~~ (税別)これ **1本** で**全顎** クリーニング！

シャンクの屈曲とブレードの弯曲で
歯肉挿入がスムーズ

医療機器分類 一般医療機器クラスⅠ

医療機器届出番号 27RX00129000011

絶妙な
シャンクの屈曲と長さ

上顎7番の遠心隅角部
にも楽々フィットします



タイトな歯肉にも
挿入しやすいブレード形態

ブレードが歯根によく沿い
歯肉にダメージを与えません



Macky1 for maintenance は両頭のリックルスケーラーで
シャンクの屈曲とブレードの弯曲と細さが絶妙で歯根によくフィットし
プロービングデプス 4mm 以下であればこの 1本で全顎のクリーニングが可能です。
ディープポケットのSRPにはやはりグレーシーキュレットの方が向いていますので
メンテナンス専用スケーラーとして Macky 1 for maintenance をお勧めします。



牧江 寿子

木原歯科医院勤務・歯科衛生士
大阪 SJCD
衛生士コースディレクター

2025.7.22
▶ 9.20

WILLDENT

モアクリーン キャンペーン

3本付き
キャンペーン

モアクリーンシリーズの

平素は、格別のご支援をたまり
誠にありがとうございます。
日頃のご愛顧への感謝を込めて、
1箱(20本)に同種の歯ブラシを3本お付けする
「MoreCleanシリーズ3本付きキャンペーン」を
実施いたします。
この機会にぜひご購入ください!

対象商品

MoreClean Slim (モアクリーンスリム)

MoreClean Compact (モアクリーンコンパクト)

MoreClean Adult (モアクリーンアダルト)

MoreClean Child (モアクリーンチャイルド)



20本



+3本付

数量限定!

なくなり次第
終了です!


モアクリーンの こだわり



ヒミツは
ココ!


素材へのこだわり

PBT(ポリブチレンテレフタレート)



- ナイロンに比べコシが強い
- 弾力があり耐久性に優れる
- 水切りが良くとても衛生的

毛の形状と植毛へのこだわり



販売店名

ジーシーグループ



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288



ユンケル企画の御案内

お中元・暑中見舞い・残暑見舞いにもおすすめです

平素は日本歯科商社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、栄養剤「ユンケル」の大変お得なキャンペーンを実施させていただきます。
この機会に、是非共ご用命ください。

【キャンペーン期間】 2025年6月23日～2025年8月29日

★ユンケルローヤルF 3本パック

●ユンケルローヤルシリーズ（指定医薬部外品）中
最多10種類の生薬配合、コウジン、オウセイ、
ローヤルゼリーなどが滋養強壮、肉体疲労時の
栄養補給にすぐれた効果をあらわします。



指定医薬部外品 50ml
価格 1,429円 (1本)

◆セール価格：3本

2,980円

★ユンケル滋養液ゴールド 3本パック

●エレウテロコック、ショウキョウなど生薬8種と
各種ビタミンを配合し、肉体疲労やかぜ等の発熱で
消耗した時の栄養補給に効果をあらわします。
●身体の抵抗力の改善に



指定医薬部外品 50ml
価格 762円 (1本)

◆セール価格：3本

1,400円

★ユンケルローヤル100…10本パック

●滋養強壮、肉体疲労時やかぜなどの発熱性消耗性疾患
時の栄養補給にすぐれた効果を表すローヤルゼリーに
タウリン、各種ビタミンを配合したドリンク剤です。
●飲みやすいミックスフルーツ味。



指定医薬部外品 100ml
価格 190円 (1本)

◆セール価格：10本

1,280円

★ユンケルローヤル錠…3個パック

●5種類の生薬配合し、
疲労回復などに効果をあらわします。
●飲みやすい糖衣錠
●体の抵抗力の改善に。
●ドリンクが苦手の方に。



12錠 3日分
価格 474円 (1箱)

◆セール価格：12錠×3個

1,100円



●各商品お買い上げ1口に付き
「ユンケルスマホリング」1個サービス

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）

ジーシーグループ

〔販売元〕



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

サマーキャンペーン!!

2025年7月22日～2025年9月30日迄

ブラシレスマイクロモーターシステム

GRANDE グランデモカ Moca



製品仕様

回転数: 1,000～50,000min-1

最大トルク: 7.6Ncm

寸法: φ27mm×L160mm

重量: 215g

セット型番: GMS500ST

セット価格: ¥158,000

特別価格!!

歯科技工用電動式ハンドピース
13B2X10121000213 一般医療機器



エコグランデ・トルク セット

セット型番: GES600ST

セット価格: ¥179,000

特別価格!!

回転数: 1,000～50,000min-1

最大トルク: 7.8Ncm

寸法: φ27mm×L161mm

重量: 231g

歯科技工用電動式ハンドピース
13B2X10121000213 一般医療機器

※価格は希望医院価格です
(価格に消費税は含まれておりません)

エコグランデ・ストロング セット

セット型番: GES800ST

セット価格: ¥179,000

特別価格!!

回転数: 1,000～40,000min-1

最大トルク: 8.5Ncm

寸法: φ27mm×L161mm

重量: 238g



歯科技工用電動式ハンドピース 13B2X10121000213 一般医療機器

マキシマネオトルク セット



歯科技工用電動式ハンドピース 13B2X10121000214 一般医療機器

セット型番:MOA35ST

セット価格:¥98,000

特別価格！！

製品仕様

回転数:0~35,000min-1

最大トルク:6.5Ncm

寸法:φ26mm×L150mm

重量:200g

マキシマネオ スリム セット

セット型番:MOA40ST

セット価格:¥98,000

特別価格！！

製品仕様

回転数:0~40,000min-1

最大トルク:6.0Ncm

寸法:φ26mm×L140mm

重量:170g



歯科技工用電動式ハンドピース 13B2X10121000214 一般医療機器

セット型番:SNH35STW

セット価格:¥35,000

特別価格！！

Star Light NEXT

スターライトネクスト



製品仕様

回転数:0~35,000min-1

最大トルク:3.0Ncm

寸法:φ27mm×L143mm

重量:205g

歯科技工用電動式ハンドピース 13B2X10121000024 一般医療機器

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）

ご用命は

ジーシーグループ

〔販売元〕



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

キャンペーン期間

2025 7/22 tue. ▶ 8/20 wed.

JDS CAD/CAM ディスク特別キャンペーン

期間中 対象製品を特別価格にてご提供

JDS ワックスディスク

- 樹脂フレームの採用により、ディスク保持部が割れにくい
- 位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です
- 石こう系埋没材の急速加熱に対応
- 診断用ワックスアップに最適なアイボリー色をご用意
(アイボリー色は着色材に酸化チタンを使用しています)

通常のインレーワックスと同等の溶解温度(76℃)により



サイズ・色調

Φ98.5×厚 20mm (グリーン、アイボリー)
Φ98.5×厚 14mm (グリーン)

包装・価格

1枚: 各 ~~3,000円~~
ラボパック 50枚: 各 128,000円

一般的名称: 歯科用キャスト用ワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 278200008000072


JDS PMMA ディスク

プロビジョナル作成をスムーズに!
クリアはスプリントやサージカルガイドを、
A系色はプロビジョナルやテンポラリークラウンの作成に。
BL2はA1よりも明るい臨床ケースに適用可能です。



サイズ・色調

Φ98×厚 15mm
(クリア、A1、A2、A3、BL2)
Φ98×厚 20mm
(クリア、A1、A2、A3、BL2)



包装・価格

1枚: ~~4,500円~~

一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 届出番号: 227AFB2000091A01

JDS PMMA ディスク マルチレイヤー

自然なグラデーションを表現するマルチレイヤー色を追加
審美プロビジョナルには、マルチレイヤーを推奨



サイズ・色調

Φ98×厚 20mm
(マルチレイヤー A2、マルチレイヤー A3)

包装・価格

1枚: ~~9,000円~~

一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 届出番号: 227AFB2000091A01

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご利用は