

# クリアフィル® メガボンド® 2 クリアフィル® メガボンド® FA

## 使ってみよう! キャンペーン

**[実施期間] 2025.8.21>>>9.19 数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリアフィル®メガボンド®2・クリアフィル®メガボンド®FA使ってみよう! キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

### クリアフィル® メガボンド® 2 キットを



■標準価格 18,380円 202430270

■内容 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、混和皿(C)1個、遮光板(C)1個、  
アプリケーションブラシ(ファイン<シルバー>)50本

### クリアフィル® メガボンド® FA セットを



■標準価格 19,950円 202410910

■内容 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、混和皿(B)1個、遮光板(B)1個、  
スポンジ小片(NL)1箱、アウトケース1個

**特別価格にてご提供!**

**特別価格にてご提供!**

販売名 クリアフィル® メガボンド® 2 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材材料)(歯科金属用接着材材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号 227ABBZX00114000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)  
販売名 クリアフィル® メガボンド® FA 一般的名称 医薬品含有歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号 21700BZZ00442000 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅢ)

**特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。**

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>  
www.dental-plaza.com

使ってみよう!

# 高接着・高品質の2液ボンド クリアフィル® メガボンド® シリーズ

歯科用象牙質接着材料(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)

## クリアフィル® メガボンド® 2

信頼と実績の  
2液ボンド




### エアブローの影響を受けにくい象牙質接着!!

「クリアフィル® メガボンド® 2」は高活性光重合触媒の採用によりボンディング材の硬化特性が向上しました。深い窩洞等の均一なエアブローが難しい条件においても、象牙質に対して「クリアフィル® メガボンド®」と同等以上の接着力を示します。

#### 牛歯象牙質に対するせん断接着強度



#### SEM画像



強圧でのエアブローでは、弱圧でのエアブローよりボンド層の厚みは薄くなる。

被膜厚さを  
エアブローで  
調節できる!

だから強い!

2液ボンドはそれぞれの役割を接着ステップごとに発揮する!



プライマー(親水性)

#### 歯質を脱灰(セルフエッチング)

スメア層の溶解  
微細な凹凸構造を形成

#### 歯質への浸透

リン酸エステル系モノマーの拡散  
ボンドの浸透を誘導




ボンド(疎水性)

#### 強固な被膜の形成

微粒子フィラーの均一分散技術による  
強固なボンド層の形成  
(脱灰された歯質のコーティング)

#### 【接着メカニズム】

##### エナメル質



##### 象牙質



高度管理医療機器 医療品含有歯科用象牙質接着材

## クリアフィル® メガボンド® FA

接着力+α  
抗菌とフッ素の2液ボンド



ボンドに配合された表面処理フッ化ナトリウムからフッ素が徐放され、更にフッ素イオンを放出した後も、安定した構造が維持されます。

**F フッ素**  
表面処理フッ化ナトリウム含有

抗菌性MDPBは抗菌部位と重合部位を併せ持ったモノマーです。光重合前に**抗菌性が発現!**重合硬化後は抗菌性を発現しません。

**A アンチバクテリア**  
抗菌性モノマー MDPB含有

幅広い菌に抗菌性がある塩化セチルピリジニウム(CPC)の抗菌メカニズム



抗菌性MDPBは、塩化セチルピリジニウムに類似した抗菌部位を有しています。  
\*抗菌性モノマー MDPBは、2次う蝕抑制効果は臨床的に実証されていません。

メガボンドFAをより詳しく!  
今里聡先生 デンタルマガジン記事



必見!

コンポジットレジン修復時のコツを動画で紹介しております!

モリタ  
YouTube!



レジン充填の  
アシスタントワーク  
動画はこちらから



秋本先生の  
う蝕の治療法、コンポジットレジン修復  
動画はこちらから



DENTALIFEDESIGNの  
チャンネル登録はこちら!



パナビア® V5

10<sup>th</sup>  
Anniversary

# パナビア® V5 カタナ® クリーナー

## 高接着キャンペーン

**[実施期間]** **数量限定**  
2025.8.21>>>9.19

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『パナビア® V5 カタナ® クリーナー 高接着キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

### パナビア® V5 スターターキット

■標準価格 24,150円 202430601

<商品構成>

- ・パナビア® V5 ペースト ユニバーサル(8.1g / 4.6mL)×1本
- ・パナビア® V5 トライインペースト ユニバーサル(2.4g / 1.8mL)×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー(2mL)×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2mL)×1本
- ・K エッチャント シリンジ(3mL)×1本

<付属品>

- ・ミキシングチップ(合着用)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×5個、ガイドチップ(エンド用細)×5個、ニードルチップ(E)×20個、アプリケーターブラシ(ファイン<シルバー>)×50本、デイスボ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和皿(FPN)×1個



**特別価格にてご提供!**

### パナビア® V5 ペースト 単品

**ユニバーサル色**



■標準価格 12,600円 202430611

<付属品> ミキシングチップ(合着用)×20個

**特別価格にてご提供!**

### パナビア® V5 ペースト 単品

**オペーク色**



■標準価格 12,600円 202430615

<付属品> ミキシングチップ(合着用)×20個

**特別価格にてご提供!**

歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

### カタナ® クリーナー

■標準価格 4,490円 202430970



**特別価格にてご提供!**

QUINTESSENCE PUBLISHING 日本 WEBINAR パナビア® V5 発売10周年記念 特別オンラインセミナー ~オンデマンド配信のご案内~

**イノベーション・オブ・ラミネートベニア**  
20年の臨床と研究が示す価値  
ラミネートベニアデジタル化の動き

内容 MI修復治療の最新テクニックやラミネートベニアの支台形成、ラミネートベニアの接着について知りたい方必見!

オンデマンド配信 2025/8/7 ~ 2025/11/7 (無料視聴)

講師 大河 雅之 先生(著者)

連絡先: クインテッセンス出版 デジタル事業部 webinar@quint-j.co.jp

オンデマンド配信 申込はこちら

販売名 パナビア® V5 ペースト 一般的名称 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号 303ABBZX00035000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ  
販売名 パナビア® V5 トライインペースト 一般的名称 歯科用色調適合確認材料 医療機器認証番号 226ABBZX00103000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ  
販売名 カタナ® クリーナー 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材) 医療機器認証番号 301ABBZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ



友だち追加は  
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

**特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。**

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社

新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525

東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161

お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)

www.dental-plaza.com

パナビア® V5  
10<sup>th</sup>  
Anniversary

長くご愛用いただき 10周年

パナビア® V5


高い審美性が要求される用途にお使いいただける  
**高審美・高接着**のレジンセメントです。




- 歯面前処理材「トゥースプライマー」とのタッチキュアテクノロジーによる接着界面の封鎖
- 高い象牙質への接着力!

「パナビア® V5」では、「アミンフリー」の化学重合触媒を含有しています。この技術により、アミンを触媒成分として含有するクラレノリタケデンタル従来品と比較して色調安定性に優れています。

硬化物の色調安定性



測定条件: 厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定  
測定装置: 分光色差計 SE6000 (日本電色)、光源: D65/2  
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。



測定条件: 牛歯#1000研磨面、被着面積3mmΦ、化学硬化、37℃水中に1日浸漬後(37℃1日)、または、サーマルサイクル後(4-60℃、4000回:TC4000)、測定装置: オートグラフ AG-100kN(島津製作所)クロスヘッドスピード: 2mm/min  
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。



ユニバーサルを中心とした5つのシェードバリエーションがあります。



「ユニバーサル」を基調として。透明性、彩度、明度、遮蔽性をそれぞれ高めた5色のシェードラインナップから、症例に合わせてお選びいただけます。

ワンポイント!

ユニバーサル色と「プラス」1本持つなら「オペーク色」がおすすめ!




本接着前に色確認ができるトライインペーストです。セメントの色調確認を行え、試過後は、水洗で除去できます。



セメント:ユニバーサル(パナビア®V5)

セメント:オペーク(パナビア®V5) オペークは化学重合のみ

※オペーク色は化学重合レジンのため、最終硬化は化学硬化により硬化させてください(最終硬化:口腔内3分)症例別接着ステップはクラレ早わかりフローチャートご確認ください。




支台歯(メタルコア)

「ノリタケ カタナ」ジルコニアJYML A2に、OPAQUEを用いて作製したクラウンを支台歯(メタルコア)に装着した状態



※補綴装置(ジルコニア)にて対応する場合は技工士さんに「エステティックカララント」OPAQUEを未焼結ジルコニアの内面に塗布していただき遮蔽することも可能です。

エステティックカララントの詳細はこちら!




メタルコアや変色歯の支台歯でも、審美修復に対応できるね!



クラウン内面へのOPAQUEの塗布

塗布後

カタナ®クリーナー 接着操作前に接着障害因子を清掃し、併用する接着材料の接着力を向上させる清掃剤です。




測定条件: 被着面: #1000研磨、被着面積: Φ3mm、37℃水中保管1日後測定  
データ測定: クラレノリタケデンタル株式会社  
\*測定条件により数値は異なります。

支台歯の清掃にも効果的!




補綴装置試適後の内部清掃に!



カタナ®クリーナーのポイントは

使い方は10秒以上こすり塗り後、水洗・乾燥でOK!

接着障害物質を浮かせて流す!



「カタナ®クリーナー」10秒以上こすり塗り

接着障害物質が剥がれ始める

接着障害物質を浮かせて流す

# SKメディカル電子／モリタ東京製作所 モリタ技工製品・診療・小器械サマーキャンペーン

**[実施期間] 2025.7/22～9/19** **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを含めまして、『SKメディカル電子／モリタ東京製作所 モリタ技工製品・診療・小器械サマーキャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記技工小器械を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

## 診療製品

### オートクレーブ



加圧排気方式による細かい空間などにも滅菌を行う事が可能な

#### 小型高圧蒸気滅菌器 ルナクレーブIIフルオート

標準価格 590,000円 202230440

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 ルナクレーブII フルオート
- 一般的名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
- 医療機器届出番号 221AGB2X00062A04
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社



別売品  
網かご 標準価格 23,500円 202230439  
サイズ W200×D280×W120mm

**新発売!**  
効率のよい  
滅菌を可能に  
しました。



最初に100℃で水を沸騰させて発生する水蒸気で残留空気を追い出します。そのまま105℃まで加圧し再度空気を抜きを行うことで、噴出する水蒸気の力でさらに残留空気を追い出しチャンバー内を飽和水蒸気に置き換えます。

精密温度制御で滅菌温度をキープし、菌を死滅させます。

ドア開閉の自動化による効率的な乾燥全行程終了後、自動的にドアの開閉を行い、オートクレーブ内の温度と室温の差による結露を防止します。



#### 警報ランプ

エラー診断機能と安全機構  
フィルターの目詰まり、水量の減少、温度異常などの故障や異常が発生した場合エラー表示で警告します。また、電気系・圧力系、ドアロックなどの安全機構を採用しています。

- ・ドアロック  
ドアロック時に点灯
- ・注水不良  
チャンバー内への注水に10分以上経過後も規定水位に達しなかった場合に点灯
- ・フィルターつまり  
チャンバー内への注水に8分以上かかった場合に点灯
- ・注水不良及びフィルターつまり  
水がない状態で水位センサーが検出した場合に点滅



幅広い注水口  
水タンクへの注水口が幅広く可能です。



詳しい製品紹介はこちら

### 歯科用練成器具



歯科用練成器具

#### スピנקルII

標準価格 303,000円 201030410

**特別価格にてご提供!**

練和量や印象材の種類に合わせて、任意に1~99秒の練和時間を設定可能です。また、設定した時間は自動的に記録されます。(3パターンメモリー機能付)

- 販売名 スピנקルII
- 一般的名称 歯科用練成器具
- 医療機器届出番号 11B2X00071000024
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所



詳しい製品紹介はこちら

**特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。**

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

#### 【製造販売会社住所一覧】

SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1  
城田電気炉材株式会社 東京都中野区若宮2-55-3  
株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18  
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129

#### 発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)  
www.dental-plaza.com

## 技工製品

### 模型制作



歯科技工用真空攪拌器

#### バキュームミキサー VM115

標準価格 191,900円 201030350

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 バキュームミキサー VM115
- 一般的名称 歯科技工用真空攪拌器
- 医療機器届出番号 11B2X00071000034
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

羽根の清掃性や練和性、メモリー機能など操作性を追求した技工用真空攪拌器

効率的な作業性と練和性を追求したエアバキューム式真空攪拌器。攪拌ボウルと羽根の間に適切なクリアランスを設けることで、練和性を向上しました。スイッチも少なく操作性にも配慮されたシンプルなデザインです。また、攪拌中の音は静音設計により約50dBにおさえられ、静音化を実現しています。



機能性を追求したシンプルな攪拌羽根



シンプルで使いやすい操作パネル



詳しい製品紹介はこちら



歯科技工用トリマ

#### モデルトリマーMT10

標準価格 162,700円 201030215

#### ダイヤトリマーMT10D

標準価格 210,400円 201030216

**特別価格にてご提供!**


- 販売名 モデルトリマー MT10
- 一般的名称 歯科技工用トリマ
- 医療機器届出番号 11B2X00071000035
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 販売名 ダイヤトリマー MT10D
- 一般的名称 歯科技工用トリマ
- 医療機器届出番号 11B2X00071000036
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

切削作業もメンテナンスもスムーズに

砥石面と作業テーブル下へ注水を行うことで、砥石の目詰まりや粉塵の蓄積を同時に防ぎます。細かい切削作業を妨げないだけでなく、使用前後のメンテナンスもスムーズです。



砥石の目詰まりや水の飛散を低減



作業テーブル下の切削粉の付着を防ぐ メンテナンスしやすい蓋式

### ファーンズ(リングファーンズ、リバーナー)



歯科技工用リング焼却炉

#### TMF 501(リングファーンズ)

標準価格 423,300円 201030870

**特別価格にてご提供!**

700℃約10分の急速加熱、デジタル制御、12種類のプログラムを内蔵し、大幅に機能アップしました。



操作性と視認性に優れた液晶操作パネル  
プログラム設定、設定内容変更などはLCD表示部を見ながら、アップダウンスイッチを押すだけの簡単操作です。また、炉内温度、昇温速度、焼却達成率などをリアルタイムに1画面で表示するので、ひと目で焼却状況を確認できます。



詳しい製品紹介はこちら



リングファーンズ用リバーナー

#### TMR 201(リバーナー)

標準価格 114,300円 201030872

販売 株式会社モリタ東京製作所

**特別価格にてご提供!**



詳しい製品紹介はこちら



歯科技工用リング焼却炉

#### フルオート リングファーンズ SRF 900

標準価格 336,000円 202230635

**特別価格にてご提供!**

10分程度で700℃まで急速昇温でき3ステージの焼却スケジュールを10種類記憶。その他多様な機能で作業効率をアップできるフルオートリングファーンズです。



HSプログラム(ヒートショック用)  
保留温度のみを設定する簡易なプログラムモードです。設定した保留温度までフルパワーで昇温、保留します。  
※HS 1、又はHS 2の2種類設定ができます



詳しい製品紹介はこちら



リングファーンズ用リバーナー

#### AIR GUARD SP

標準価格 123,000円 202230625

**特別価格にてご提供!**



詳しい製品紹介はこちら

鑄造(高周波鑄造機)



●販売名 ワーモトルⅢ  
●一般名 歯科技工用高周波鑄造器  
●医療機器届出番号 25B2X10003000013  
●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)  
製造販売 SKメディカル電子株式会社

歯科技工用高周波鑄造器

サーモトルⅢ

標準価格 1,769,000円 202230530

**特別価格にてご提供!**

- 7段階のトルク設定が可能で、金属の種類や症例により回転スピードを選択可能
- HIモードとLOモードにより融解パワーのコントロールが可能
- 銀合金からコバルトまで幅広い金属に対応
- 200V 単相25A以上



Co-Cr合金融解中 銀合金融解中



Co-Crによる金属床 Co-Crによるパー・クラスプ Pd合金によるブリッジ・クラウン・インレー 銀合金によるメタルコア



詳しい製品紹介はこちら



●販売名 エアロマーズSV  
●一般名 歯科技工用高周波鑄造器  
●医療機器届出番号 25B2X10003000007  
●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)  
製造販売 SKメディカル電子株式会社

高周波吸引加圧鑄造器

エアロマーズSV

標準価格 1,959,000円 202230675

**特別価格にてご提供!**

高周波で幅広い金属・症例に対応


- 高周波による高速昇温が可能で、銀合金～コバルトクロムまで幅広く対応!
- 金属床からクラウン・ブリッジまで幅広く対応!
- アルゴンガスとの接続対応も可能



詳しい製品紹介はこちら

例(Co-Cr合金)

※金属・症例によって鑄造タイミングは異なります。



融解開始 融解中 キャスト

鑄造写真例



Co-Crによる金属床 Co-Crによるクラウン&ブリッジ Pd合金による4本ブリッジ 銀合金によるメタルコア



鑄造



歯科技工用鑄造器関連器具

J.M.横型遠心鑄造器(CM-30)

標準価格 183,010円 201030430

**特別価格にてご提供!**

鑄造性・耐久性・操作性・メンテナンス性・経済性を重視したシンプルな設計の横型遠心鑄造器です。

- 販売名 J.M.横型遠心鑄造器CM-30
- 一般名 歯科技工用鑄造器関連器具
- 医療機器届出番号 11B2X00071000015
- 医療機器の分類 一般C1
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所



詳しい製品紹介はこちら

サンドブラスト



歯科用研磨器材

ジェットブラスト 100S

標準価格 225,000円 202230340

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 ジェットブラスト 100S
- 一般名 アルフライトV
- 医療機器届出番号 25B2X10003000019
- 医療機器の分類 一般C1
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

4,500ルクスで明るくメンテナンス性を考慮した



ペンシル交換  
チューブの接続部分はワンタッチタイプを採用しているため、簡単にペンシル交換が行えます。

研磨材の交換とタンクの清掃  
研磨材の交換やタンク内の清掃を簡便にするため、本体からタンクの取り外しができます。



詳しい製品紹介はこちら

光重合器



歯科技工用LED重合器


αライトV

標準価格 386,810円 201030770

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 アルフライトV
- 一般名 歯科技工用重合装置
- 医療機器届出番号 11B2X00071000027
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

広い重合室に、ハイパワーLEDを搭載  
咬合器ごと入る広い重合室に、ハイパワーのLEDを48ヶ所に搭載。LEDランプを採用したことにより、低消費電力、長寿命を実現しながらもしっかりとした光重合が可能です。




咬合器ごと入る広い重合室。模型を取り出しやすいターンテーブル!  
ハイパワーLEDを採用したことにより、重合時間が短縮!



詳しい製品紹介はこちら

ファーネス(ポーセレンファーネス・シントリングファーネス)



歯科技工用ポーセレン焼成炉

セラフュージョンNX


標準価格 979,000円 202230080

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 セラフュージョンNX
- 一般名 歯科技工用ポーセレン焼成炉
- 医療機器届出番号 25B2X10003000009
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社



詳しい製品紹介はこちら



ドライ真空ポンプ

スーパーポンプFD

標準価格 137,000円 202230380

**特別価格にてご提供!**



歯科技工用セラミック加熱加圧成形器

セラフュージョンPRESS

標準価格 1,149,000円 202230100

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 セラフュージョンPRESS
- 一般名 歯科技工用セラミック加熱加圧成形器
- 医療機器届出番号 25B2X10003000010
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

自動プレス停止判定プログラム



充填中 充填後  
フランジャーの進む速度は速い フランジャーはほとんど進まなくなる

過剰なプレスはプレス体の失敗のもととなります。セラフュージョンPRESSは、フランジャーを押した際に進むスピードを監視し、設定された速度より遅くなると自動的に停止する自動プレス判定機能を備えています。また、症例に応じてプレス停止の速度や時間、プレス圧力など設定変更も可能です。



デンタルマガジン掲載記事はこちら



ジルコニア用シントリングファーネス

ノリタケ カタナ F-2N

標準価格 1,698,000円 202270444

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 ノリタケ カタナ F-2N
- 一般名 歯科技工用ポーセレン焼成炉
- 医療機器届出番号 25B2X10003000014
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

短時間焼成に対応したジルコニア用シントリングファーネス



単冠〜3本ブリッジ約90分〜の焼成を実現  
熱衝撃に強い短時間焼成用のファイバー製セラを採用しました。  
常時最高1600℃で使用可能  
常時最高1600℃の高温で使用可能なMoSi2ヒーターと熱電対を採用。



詳しい製品紹介はこちら

補綴物・義歯研磨



歯科技工用電気レーズ

ラボラトリーレーズ(LL4)

標準価格 138,400円 201030317

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 ラボラトリーレーズ(LL4)
- 一般名 歯科技工用電気レーズ
- 医療機器届出番号 11B2X00071000045
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

別売品  
●ディスクホルダー 右用、左用  
●バーホルダー 右用、左用(φ2.35、φ3.0、φ6.0)



詳しい製品紹介はこちら

義歯作製



歯科技工用プレス

油圧フラスコプレス(FP7)

標準価格 197,800円 201030209

**特別価格にてご提供!**

- 販売名 油圧フラスコプレス (FP7)
- 一般名 歯科技工用プレス
- 医療機器届出番号 11B2X00071000016
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

簡単・スピーディにフラスコを約2トンで加圧、デンチャー製作の強い味方。



詳しい製品紹介はこちら

技工机



技工机

アビリティック 技工机

標準仕様

標準価格 633,000円 201030730

**特別価格にてご提供!**

人間工学によりデザインされているため、作業効率を高め、快適空間に導く技工机です。2Wayバキュームマウスは、研磨作業内容に合わせて、吸い込み口を天板上、引き出し中へと移動可能です。



詳しい製品紹介はこちら

# ALFLEX<sup>®</sup>

# DENTURE II

アルフレックス<sup>®</sup>デンチャーII  
歯科用アルギン酸塩印象材

## パッケージリニューアルキャンペーン


期間 2025年8月21日~9月19日 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、アルフレックスデンチャーのパッケージリニューアルを記念して、『アルフレックス<sup>®</sup>デンチャーII パッケージリニューアルキャンペーン』を企画いたしました。

期間中、「アルフレックス<sup>®</sup>デンチャーII」を**特別価格**にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。



歯科用アルギン酸塩印象材

## アルフレックス<sup>®</sup> デンチャーII

義歯印象に  
おすすめ!

粉末 1kg

■標準価格 5,300円 204510203

## 特別価格にてご提供!!

■色調・操作時間

ホワイト/初期硬化時間 2分35秒

口腔内保持時間1分30秒

販売名 アルフレックス デンチャー  
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材  
医療機器認証番号 219AFBZX00051A01  
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器

**特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。**

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売 **NISSIN**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001

発売 **株式会社 モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

# ALFLEX® DENTURE II アルフレックス®デンチャーII

歯科用アルギン酸塩印象材



院内診療から  
訪問診療まで  
「印象採得」を  
サポート

## 義歯作製に適した印象材

印象材にコシがあるため、粘膜を押し広げることができ、義歯作製に適した印象を取ることができます。

## 高齢者への負担を軽く

印象材が垂れにくい設計のため、咽頭部への流れ込みリスクを軽減。色が白く、粘膜面との違いを目視で確認することができます。

## 訪問診療でも活躍

印象材の色が見やすいため、光源が少ない訪問診療でもオススメです。また、寒天連合印象も可能なため、義歯以外の印象採得にも適しています。

## 「適合のよい義歯」の印象採得に

コシがあり可動粘膜を押し広げることができるため、義歯作製に必要な解剖学的形態を印象採得することが可能です。

## 標準混水比でも垂れにくく、咽頭に流れ込みにくい


印象材が垂れにくく、面倒な固練りを標準混水比で作製できます。\*練和後45秒から硬化まで 社内試験法による

上顎総義歯の後縁を設定する際に目安となるランドマークのアーラインを超えた軟口蓋部の印象採得。咽頭部付近の印象でも、喉の奥に流れ込まず印象採得が行えます。

## ゆとりある操作時間、練和直後から高い粘度



### 粘度変化



歯科用アルギン酸塩印象材

# ALFLEX DUST FREE

## アルフレックス ダストフリー

粉と水とのなじみが良く、練り易さを大幅に向上させたアルギン酸塩印象材です。保湿性に優れているため印象採得後の寸法安定性が良好で、弾性に変化が少なく口腔内から取り外す際の患者の負担を軽減します。寒天印象材との接着性も良好で、硬石膏、超硬石膏との相性も良く、滑沢な表面性状の模型が得られます。また、自動練和器での練和(ノーマルセットを冷水で練和)にも適しており、気泡やムラのないペーストに仕上がります。



汎用タイプ

ノーマルセット 1kg×5SP

ファストセット 1kg×5SP

標準価格 23,100円 204510200F ~ 204510200N

販売名 アルフレックス ダストフリー  
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材  
医療機器認証番号 218AFBZX0009000  
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器

関連製品

### 剥離型

アルギン酸塩印象材専用剥離材

## 三菱トレークリーナー Advance 1000mL

- 印象体を溶かさず短時間で柔らかくして剥がせます。
- 液は6倍希釈で繰り返し使用できるので経済的。(実用液1L 1,434円)
- 環境重視廃液クリーン

液の交換目安 約2週間

標準価格 9,300円 202330223

6倍希釈  
浸漬時間  
1~2時間



## 石膏印象材保管容器 ゆかちゃんBOX

PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。

標準価格 3,650円 202330061



マルチに対応できるしなやか系接着充填材

# ボンドフィルSB®Ⅱ 接着充填キャンペーン

期間  
2025年  
8月21日～  
9月19日  
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボンドフィルSBⅡ 接着充填キャンペーン」を企画いたしました。期間中、「ボンドフィルSBⅡ」のセットと単品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



高い接着性と良好な封鎖性  
「スーパーボンド®」の重合機構を応用した充填材

「柔軟性を併せ持った接着充填材の有効活用術～  
「ボンドフィルSB®Ⅱ」の特性を活かした臨床～」  
鹿児島大学 村口 浩一先生 南 弘之先生  
デンタルマガジン191号掲載記事はこちらから▶



## ボンドフィルSB®Ⅱ セット

標準価格 27,000円 204610850

- 液材 1本(8mL)
- キャタリストV 1本(0.7mL)
- 粉材(マルチ) 1本(3g)
- 粉材(オペーシャス) 1本(3g)
- ティースプライマー 1本(3mL)
- スポンジ(L-S) 1箱
- タッペンスタンド(3穴) 1個
- ティスポッペンカップ 20枚
- ティスポ用筆刷(曲) 1本
- ティスポチップ筆刷L(ピンク) 1ケース(10本入り)
- ティスポチップ筆刷LL(紫) 1ケース(10本入り)

ご注文数  個

## 『歯科充填用材料Ⅰ(光重合型複合レジン)』が適用!

充填用材料(1窩洞につき)	単純	複雑
歯科充填用材料Ⅰ 光重合型複合レジン (複合レジン系)	11	29

「ボンドフィルSBⅡ」は充填での使用用途において、『歯科充填用材料Ⅰ(光重合型複合レジン)』の保険適用が可能です。粉材の改良により筆積みでの操作性が向上し、複雑窩洞や隅角部へも充填しやすくなりました。

粉材はシェードの選択が不要!



液材

8mL 標準価格 6,600円  
204610852

ご注文数  個



粉材(マルチ)

3g 標準価格 2,850円  
204610853

ご注文数  個




粉材(オペーシャス)

3g 標準価格 2,850円  
204610854

ご注文数  個



マルチ  
(厚さ1mm)



「マルチ」は様々な歯色に対応します。白歯部・前歯部・くさび状欠損など1色で充填できます。



オペーシャス  
(厚さ1mm)



「オペーシャス」は金属遮蔽性があります。前装冠のリペアや着色歯の充填に便利です。

# セットと単品を特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。  
●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●ご使用に際しては、必ず添付文書をお読みの上、正しくお使いください。  
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

## 短い硬化待ち時間

「ボンドフィルSBII」は硬化待ち時間が短いので、充填後の即日研磨も容易になり、チェアタイムの短縮が可能になりました。

### 硬化待ち時間



※LED照射器 (光量1,000mW/cm<sup>2</sup>以上) の場合

## 高い接着性

「スーパーボンド」の重合機構を応用した充填材です。「キャタリストV」の成分である「TBB」の働きにより、水分や空気と反応し高い接着性と辺縁封鎖性を発揮します。

### 微小引張接着強さ (MPa)


適用部位	歯面処理材	ボンドフィルSBII	
		光照射あり	光照射なし
エナメル質	ティースプライマー	25	25
象牙質	ティースプライマー	42	48

※ヒト歯に対する接着強さ (37°C24hr水中浸漬後)  
(サンメディカル社試験による)

## しなやかな硬化体特性

複雑な応力が加わる部位への適用においても、適度な柔軟性により、充填物の脱離や破折を防ぎます。

### 3点曲げ試験



「ボンドフィルSBII」は従来のコンポジットレジンよりも柔軟性に優れた特性を持っています。

## こんな症例にお困りではありませんか？

### くさび状欠損部の充填

側方咬合圧が加わる歯頸部の充填には、適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」を使用することで、脱離や破折を防ぎます。



54 | くさび状欠損



形成後、「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(マルチ)」を充填



硬化後、形態修正・研磨

### 切端咬耗部の充填

咬合によって強い応力が集中する切端部の充填には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」を使用することで、チッピングを防ぎます。



321 | 123 の切端咬耗



「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(マルチ)」を充填



硬化後、咬合調整・研磨

### 前装部のリペア

金属や陶材、硬質レジンが混在する前装部破折の修復には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBII」が適しています。



6 | 硬質レジン前装部の破折



アルミナサンドブラスト処理後  
「M&Cプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBII(オパエーシャス、マルチ)」を積層充填し、光照射



硬化後、形態修正・研磨

●販売名 ボンドフィルSBII ●一般的名称 歯科充填用アクリル系レジン ●医療機器認証番号 305AKBZX00045000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)  
●販売名 ティースプライマー ●一般的名称 歯面処理材 ●医療機器認証番号 222AFBZX00100000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

■「ボンドフィルSB」はサンメディカル株式会社の登録商標です。  
■「ティースプライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。

製造販売 サンメディカル株式会社  
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>  
www.dental-plaza.com

接着性レジン系根管充填用シーラー

# メタシール®Soft ペースト モノブロック根管充填キャンペーン


キャンペーン期間  
2025年  
8月21日～  
9月19日  
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
このたび、「メタシールSoft ペースト モノブロック根管充填キャンペーン」を企画いたしました。  
期間中、「メタシールSoft ペースト」を特別価格にてご提供いたします。  
ぜひ、この機会をご利用ください。



## 接着する根充シーラー!

根管充填後の断面画像



「接着封鎖」で  
モノブロック化!

X線造影性は  
アルミニウム  
100%相当  
以上\*



\*JIS T6006 (2018) 準拠  
(サンメディカル社試験による)



詳しくはこちらの  
二次元コードより  
デンタルプラザへ  
アクセスしてください

前処理不要で簡単操作!



「メタシール®Soft ペースト」と「エンドノズル®#30(オレンジ)」  
を用いた簡単で封鎖性の高い新たな根管充填法  
北海道大学 大学院歯学研究院 難治性歯内・歯周疾患治療学分野  
特任教授 菅谷勉先生  
デンタルマガジン194号掲載記事はこちらから▶



冷蔵庫保管  
歯科用根管充填シーラー  
**メタシール®Soft ペースト**  
標準価格 10,300円 204610476  
ベースペースト ..... 2.5mL  
キャタペースト ..... 2.5mL

裏面でキャンペーン実施中!  
「エンドノズル#30(オレンジ)」も実施中!  
ぜひ裏面もご覧ください



根管の充填に  
便利!



# キャンペーン特別価格でご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●販売名 メタシールSoft ペースト ●一般的名称 歯科用根管充填シーラー ●医療機器認証番号 301AKBZX00045000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) ●販売名 エンドノズル#30(オレンジ) ●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具  
●医療機器届出番号 25B2X00005000007 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) ●販売名 C-Rシリッジ ●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具 ●医療機器届出番号 27B1X00109000173 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)  
●「メタシール」「エンドノズル」はサンメディカル株式会社の登録商標です。  
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

メタシール®Soft ペースト専用移送器具

# エンドノズル®#30(オレンジ) シーラー充填キャンペーン

キャンペーン期間  
2025年  
8月21日～  
9月19日  
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、「エンドノズル#30(オレンジ) シーラー充填キャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「エンドノズル#30(オレンジ)」を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

## 【ご注意ください】

「エンドノズル#30(オレンジ)」は  
「メタシールSoft ペースト」専用の移送器具です。  
他の製品の根管充填にはご使用いただけません。

## Point 1

ノズル先端径がφ0.3mm

なので細い根管にも対応  
(O3テーパー)

エンドノズル®#30(オレンジ)

長さ 25mm


プラグ

ストップリング(青)

## 「エンドノズル®#30(オレンジ)」の使い方

練和したシーラーを集めて、「エンドノズル#30(オレンジ)」で押し付けるようにしながら  
填入します。

プラグを挿入して「C-Rシリンジ」にセットし、  
根管内にシーラーを移送します。



## Point 3

根尖からの溢出を防ぐ  
ため先端が封鎖型で横穴  
から吐出する設計



## Point 2

フレキシブルなので  
湾曲根管にも対応できる



エンドノズル®#30(オレンジ)

標準価格 7,700円 204610477

エンドノズル®#30(オレンジ)・プラグ・ストップリング(青) 各50個入り

# キャンペーン特別価格でご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 サンメディカル株式会社  
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

# SKメディカル電子／モリタ東京製作所

## モリタ技工製品・診療・小器械サマーキャンペーン

**診療編**

**【実施期間】 2025.7/22～9/19** **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『SKメディカル電子／モリタ東京製作所 モリタ技工製品・診療・小器械サマーキャンペーン(診療編)』を企画いたしました。期間中、下記診療小器械を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

### 診療製品

#### オートクレーブ



加圧排気方式による細かい空間などにも滅菌を行う事が可能な

小型高压蒸気滅菌器

### ルナクレーブⅡフルオート

標準価格 590,000円 202230440

**特別価格にてご提供!**


- 販売名 ルナクレーブⅡ フルオート
- 一般名 小型包装品用高压蒸気滅菌器
- 医療機器認証番号 221AGBZX00062A04
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

別売品

**網かご** 標準価格 23,500円 202230439  
サイズ W200×D280×W120mm



効率のよい  
滅菌を可能に  
しました。



警報ランプ



エラー診断機能と安全機構  
フィルターの目詰まり、水量の減少、温度異常などの故障や異常が発生した場合エラー表示で警告します。また、電気系・圧力系、ドアロックなどの安全機構を採用しています。

- ・ドアロック  
ドアロック時に点灯
- ・注水不良  
チャンパー内への注水に10分以上経過後も規定水位に達しなかった場合に点灯
- ・フィルターつまり  
チャンパー内への注水に8分以上かかった場合に点灯
- ・注水不良及びフィルターつまり  
水がない状態で水位センサーが検出した場合に点滅

幅広い注水口



水タンクへの注水口が幅広く簡単に注水が可能です。



詳しい製品紹介はこちら

#### 歯科用練成器具



歯科用練成器具

### スピंकフルⅡ

標準価格 303,000円 201030410

**特別価格にてご提供!**

練和量や印象材の種類に合わせて、任意に1~99秒の練和時間を設定可能です。また、設定した時間は自動的に記録されます。(3パターンメモリー機能付)。

- 販売名 スピंकフルⅡ
- 一般名 歯科用練成器具
- 医療機器届出番号 11B2X00071000024
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所



詳しい製品紹介はこちら

**特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。**

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

【製造販売会社住所一覧】

SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1  
城田電気炉材株式会社 東京都中野区若宮2-55-3  
株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18  
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129

発売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)  
www.dental-plaza.com

# Implant studio/Implant studio planner TRIOS5® 新規導入サマーキャンペーン

期間 2025年7月22日～10月20日 **数量限定**

平素は格別のご高配を賜りありがとうございました。この度、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「Implant studio/Implant studio planner TRIOS®5 新規導入サマーキャンペーン」を企画いたしました。期間中、TRIOS®5を新規導入いただきますと対象商品を特別価格にて提供いたします。

デジタル印象採得装置

## TRIOS5® 新規導入していただきますと

標準価格 6,500,000円

3Shape TRIOSと共に新たなデジタルデンティストリーの一步を踏み出しましょう。印象採得を、より速く、より快適に行い、データの処理やラボへの送信などがシンプルになり、院内ワークフローの改善をクリニック内で実感できます。



### SPI® ユーザー様



THOMMEN  
Medical

### SPI® 新規同時導入にて



歯科用インプラントフィクスチャ  
イニセルインプラント  
標準価格 34,800円～

もしくは



歯科用インプラントフィクスチャ  
SPI インプラント  
標準価格 29,800円～

SPI® Systemの特長

- ★超親水性インプラント:イニセル
- ★小さなアクセスホール
- ★精密なインプラントアバットメント構造
- ★シンプルな外科術式

## インプラントスタジオ または インプラントスタジオプランナー いずれかを 特別価格にてご提供!



機能対応表

	埋入シミュレーション	サージカルガイドの設計	スクリー固定式のクラウンの設計
Implant studio	○	○	○
Implant studio planner	○	×	×

- ・1台のPCだからSCANからプランニングまで簡便、データのやり取りも簡単。
- ・迅速な診断と治療計画、インプラントの長期的安定につながります。
- ・補綴主導型インプラント治療計画を実施。

インプラントスタジオ 標準価格 200,000円(次年度ライセンス料340,000円)

インプラントスタジオプランナー 標準価格 170,000円(次年度ライセンス料23,000円)

次年度以降ライセンス料は発生いたしません。

販売名 TRIOS 5 オールラウンドシステム 一般的名称 デジタル印象採得装置(チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット)(歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット)(光学式接触検出装置) 医療機器承認番号 30500BZ100031000  
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 選任製造販売 3Shape Japan合同会社 〒107-0052 東京都港区西麻布二丁目11-2 SHINKOH西麻布ビル  
販売名 SPIシステムインプラント 一般的名称 歯科用骨内インプラント材 医療機器承認番号2200BZX01433000 医療機器の分類 高度医療機器(クラスIII)  
販売名 イニセルインプラント 一般的名称 歯科用インプラントフィクスチャ 医療機器承認番号 30200BZX00086000 医療機器の分類 高度医療機器(クラスIII)  
販売名 インプラントスタジオ 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 医療機器承認番号 30300BZX00227000 製造販売 3Shape Japan合同会社 〒107-0052 東京都港区西麻布二丁目11-2 SHINKOH西麻布ビル

●掲載商品の標準価格は、2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

### 製造販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール) <歯科医療従事者様専用>  
www.dental-plaza.com

光学式う蝕検出装置

# ダイアグノデントペン スマイルサポートキャンペーン

期間 2025年7月22日~9月19日 **数量限定**

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、日頃の感謝の気持ちを込めまして『ダイアグノデントペン スマイルサポートキャンペーン』を企画いたしました。

期間中、『ダイアグノデントペンディスプレイセット』を**特別価格**にてご提供させていただきます。

ぜひこの機会をご利用ください。

光学式う蝕検出装置

## ダイアグノデントペン ディスプレイセット 1台

■標準価格 450,000円 202600200

### 特別価格にてご提供!

〈商品構成〉

- ダイアグノデントペン本体
- リモートディスプレイ
- 裂溝用プローブ
- 隣接面用プローブ
- グリップスリーブ 2個
- ステリボックス
- スタンダードC
- プローブガード
- プローブホルダー
- 単3電池(1.5V)×5

販売名 タイアグノデントペン 2190  
一般的名称 光学式う蝕検出装置  
医療機器認証番号 22100BZX01002000  
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



詳細は裏面をご覧ください!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●掲載商品の標準価格は、2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売 カボプランメカジャパン株式会社  
東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラスタワー 15F

発売 株式会社 モリタ  
大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>  
www.dental-plaza.com

光学式う蝕検出装置

# ダイアグノデントペンは歯質の状態を

毎日の診療に役立つ！

## 音 と 数値 で表すことができるので

患者さんに説明しやすく

コミュニケーションツールとしても

使えます！



光を当てる  
だけで  
痛みがない

小さなお子様や  
妊婦の方にも  
検査できます

数値を元に  
カリエスの進行状態が  
分かりやすく  
説明できます



### ダイアグノデントペンの特長

655nmの低出力のレーザー光が歯面から約2mmの深度まで到達し、カリエスのもつ特性である蛍光反射を読み取ります。



裂溝用プローブ



直進するレーザー光


隣接面用プローブ



プリズムにより  
レーザー光を100°偏光

オプション

ペリオ用プローブ




歯周ポケット内の歯面状態を測定

### やさしいレーザー光での測定

「ダイアグノデントペン」は歯にそっと沿わせ、歯面に低出力のレーザー光を照射するだけなので、痛みもなく、小さなお子様や妊婦の方にも安心してご使用いただけます。また測定された数値でカリエスの進行状態をわかりやすく説明できます。

〈診査・診断の流れ〉



※1 歯垢、歯石をしっかりと除去します。

### 院内で役立つアイテムのご紹介

#### 院内ポスター(A3)



WEBからダウンロード  
できます！

#### むし歯チェックシート(A4)



WEBからダウンロード  
できます！

ダウンロードはコチラ！  
ダイアグノデントペン製品の  
詳細についてはWEBからも  
ご確認いただけます。



臨床例や  
使用方法是  
コチラ



コラーゲン使用人工骨

# ボナーク® インプラント適応骨補填材 ご愛顧サマーキャンペーン

期間 2025年7月22日~9月19日 数量限定

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボナークご愛顧サマーキャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

ボナーク。  
**Bonarc®**


操作性に優れたスポンジ形状





コラーゲン使用人工骨  
**ボナーク® ディスクタイプ**

包装単位(容量) 10枚入り(約0.1mL×10枚/約1.0mL)  
製品サイズ 厚さ 1.5mm 直径 9.0mm  
標準価格 21,000円 201300001




**特別価格にてご提供!**





コラーゲン使用人工骨  
**ボナーク® ロッドタイプ**

包装単位(容量) ロッド1個入り(約0.6mL)  
製品サイズ 厚さ 10.0mm 直径 9.0mm  
標準価格 13,650円 201300002



**特別価格にてご提供!**

**特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。** ※製品生産・出荷体制の都合により、納期を要する場合がございますので予めご了承ください。

●販売名 ボナーク ●一般的名称 コラーゲン使用人工骨 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅣ) 医療機器承認番号 30100BZX00025000 製造販売 東洋紡株式会社  
●Bonarc®およびボナーク®は東洋紡(株)のコラーゲン使用人工骨を示す(登録)商標です。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。  
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 東洋紡株式会社  
大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 〒530-0001

発売 株式会社 **モリタ**  
大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>  
www.dental-plaza.com

## Bonarc を用いた症例




図1 初診時のパノラマ  
右下7番部 歯根破折で2か月前に前医が抜歯  
インプラント希望 同部の骨の陥凹を確認  
(使用CT KaVo 3D eXam)



図2 初診から2か月(抜歯後4か月)  
GBRのオペ前




図3 欠損部の弁を展開すると大きな骨欠損の存在を  
認める




図4 欠損部にBonarc填入 頬側に骨壁は認めなかった




図5 吸収性メンブレンにて骨欠損部を覆い、歯肉弁を  
縫合した



図6 GBR処置後2週間抜糸 粘膜に裂開を認めない




図7 GBR処置前と術後8か月のCT比較  
術前の骨欠損部に骨再生の不透過像を確認



図8 GBR後8か月、インプラント埋入  
術前の骨欠損部は、骨様組織で満たされ、以前あった  
骨欠損部と自家骨の境界はわからなかった



図9 インプラント埋入後、5か月  
上部構造(ジルコニアクラウン)を装着  
軟組織との親和性がうかがわれる。




図10 上部構造装着時のデンタルX線画像  
インプラント周囲に欠損はなく骨様組織のレントゲン  
不透過像が認められる

症例提供: きのした歯科クリニック(福岡県北九州市) 院長 木下俊克先生

## SPIインプラントとBonarc を用いた臼歯部における抜歯即時インプラント埋入



図1 6初診時とクラウン除去時の咬合  
面観



図2 右下6番初診時のCBCT、髓床底には大  
きなパーフォーレーションが認められ、近心根  
には根尖病変が認められる(モリタ製作所  
Veraviewepocs 3Dfiにて撮影)



図3 インプラント埋入後の咬合面観



図4 インプラント埋入後のインプラント  
体と周囲骨とのギャップにBonarcを  
填入



図5 Bonarcを填入後の状態




図6 非吸収性メンブレンを使用し  
HiddenXsutureにて縫合



図7 埋入4か月後の咬合観面。良好に治  
癒している。



図8 最終補綴装置装着後のCBCT水平  
面と矢状断。インプラント体周囲には十  
分な組織が認められる。

症例提供: 奥田歯科医院(神戸市中央区) 院長 奥田浩規先生



電動式骨手術器械

# シロプロ 3rd Generation、 コントラ,モーター&ケーブルスペアセット サマーキャンペーン

数量限定

期間 2025年7月22日~9月19日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。期間中、下記の対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

IMPLANTOLOGY  
インプラント機能

CHIROPRO

SWISS MADE

インプラントのオペをよりシンプルに、より効率的な治療結果を目的に開発されたシステムです。精密かつ正確、スムーズなインプラント治療に適したモーターシステムです。

電動式骨手術器械

## シロプロ 3rd Generationと

■標準価格 640,000円 206750250

メンテナンス用スプレー

## TRIOPACK

メンテナンス用スプレーセット  
各1本



スプレーネット  
洗浄スプレー  
ルブリフルイド  
潤滑スプレー  
アクアケア  
注水チューブ  
洗浄スプレー

■標準価格 27,000円 206750476

[内容]

スプレーネット洗浄スプレー(洗浄剤)500mL 内部及び外部用汎用洗浄剤  
ルブリフルイド潤滑スプレー(潤滑剤)500mL ハンドピース用潤滑剤  
アクアケア注水チューブ洗浄スプレー 生理食塩水の残液洗浄用

詰め合わせて

## 特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 206750960

スペアセットの備えをぜひご検討ください!

ストレートギアードアングルハンドピース

光付き  
減速コントラハンドピース  
(20:1)

■標準価格 255,000円 206750492



## シロプロ3rd Gen用モータ& ケーブルセット

■標準価格 260,000円 206750266

イリゲーションチューブ固定クリップ

■標準価格 2,800円 206750263

と詰め合わせて [キャンペーンコード 206750962](#)



それぞれを

## 特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●掲載商品の標準価格は、2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

販売名 シロプロ 3rd Generation 一般的名称 電動式骨手術器械 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号 231AKBZX00017000  
販売名 ハンドピース(CA20:1/L KM マイクロシリーズ) 一般的名称 ストレートギアードアングルハンドピース 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) / 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 221AFBZX00001000  
販売名 シロプロ 3rd Gen.外科用ユニット(IMX-i LED 3rd Gen. マイクロモータ) 一般的名称 電動式骨手術器械 医療機器認証番号 231AKBZX00017000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

製造販売 ビエン・エア・アジア株式会社  
東京都豊島区池袋 2-40-12

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

電動式骨手術器械

# シロプロ PLUS 3rd Gen. 外科用ユニット コントラ, モーター & ケーブル スペアセット サマーキャンペーン 期間 2025年7月22日~9月19日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。期間中、下記の対象商品を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

**数量限定**

IMPLANTOLOGY

インプラント機能

ORAL SURGERY

口腔外科機能

CHIROPRO PLUS

SWISS MADE

インプラントの外科手術に加え、口腔外科手術にも対応したインプラントモーターです。骨形成や埋伏智歯抜歯などの外科手術に使用される2倍速のストレートハンドピースに、2.5倍速のコントラハンドピースがラインナップされ、それぞれギア比の設定が可能です。

電動式骨手術器械

## シロプロ PLUS 3rd Gen. 外科用ユニットと

■標準価格 710,000円 206750251



メンテナンス用スプレー

## TRIOPACK

メンテナンス用スプレーセット 各1本

■標準価格 27,000円 206750476

[内容]

スプレーネット洗浄スプレー(洗浄剤)  
500mL 内部及び外部用汎用洗浄剤  
ルブリフルイド潤滑スプレー(潤滑剤)  
500mL  
ハンドピース用潤滑剤  
アクアケア注水チューブ洗浄スプレー  
生理食塩水の残滓洗浄用



スプレーネット  
洗浄スプレー

ルブリフルイド  
潤滑スプレー

アクアケア  
注水チューブ  
洗浄スプレー

詰め合わせて

# 特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 206750961

ストレート・ギアードアングルハンドピース

光付き  
増速コントラ  
ハンドピース  
(1:2.5)

■標準価格  
219,000円 206750252



光なし  
増速ストレート  
ハンドピース  
(1:2)

■標準価格  
193,000円 206750462



光付き  
減速コントラ  
ハンドピース  
(20:1)

■標準価格  
255,000円 206750492



シロプロPlus3rd Gen.用  
MX-iLEDモータ  
& ケーブルセット

■標準価格 260,000円 206750267

イリゲーションチューブ固定クリップ

■標準価格 2,800円 206750263

と詰め合わせて

キャンペーンコード 206750963



それぞれを

# 特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●掲載商品の標準価格は、2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

販売名 シロプロ PLUS 3rd Gen. 外科用ユニット 一般的名称 電動式骨手術器械 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号 301AKBZX00010000  
販売名 ハンドピース(CA1:2.5L マイクロシリーズ) 一般的名称 ストレートギアードアングルハンドピース 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) / 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 221AFBZX00001000  
販売名 ハンドピース(PM1:2) 一般的名称 ストレートギアードアングルハンドピース 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) / 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 221AFBZX00001000  
販売名 ハンドピース(CA20:1IL KM マイクロシリーズ) 一般的名称 ストレートギアードアングルハンドピース 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) / 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 221AFBZX00001000  
販売名 シロプロ PLUS 3RD Gen. 外科用ユニット(MX-iLED PLUS 3RD Gen. マイクロモータ) 一般的名称 電動式骨手術器械 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号 301AKBZX00010000

製造販売 ビエン・エア・アジア株式会社  
東京都豊島区池袋 2-40-12

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
＜歯科医療従事者様専用＞

www.dental-plaza.com

ISQ測定装置

# オステルビーコン 新規ご購入サマーキャンペーン

期間 2025年7月22日～9月19日 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして「オステルビーコン新規ご購入サマーキャンペーン」を企画いたしました。期間中、オステルビーコンと、先生がご使用のインプラント体に合わせたスマートペグ2箱を詰め合わせて**特別価格**にてご提供させていただきます。ぜひ、この機会をご利用ください。

診療現場での扱いやすさも考慮

## オステルビーコン

標準価格 398,000円 206790020

- 本体
- USBキー
- スマートペグマウント(1本)
- テスト用ペグ
- USBケーブル

本体寸法 210×35×25 mm  
本体質量 0.07 kg

オステルビーコンは、  
埋入したインプラント体の安定性を  
非接触で測定できるコードレス、  
ハンディタイプのインプラント安定性測定器です。

販売名：オステルビーコン  
一般的名称：歯接触分析装置  
医療機器届出番号：27B1X00109000337  
医療機器の分類：一般医療機器(クラスI) / 特定保守管理医療機器

先生がご使用のインプラント体に合わせた

## スマートペグ2箱を

標準価格 1箱 5本入り 17,000円 206790002 各種

と

スマートペグの種類は同一を2個  
又は異なるものを各1個 いずれでも選択可能です。



※スマートペグはメーカーやインプラントサイズによりネジ径が異なりますので、各社各サイズに応じたものをご使用ください。

※スマートペグの全ラインナップがご覧いただけます。



詰め合わせて

# 特別価格にてご提供！

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しては、製品の添付文書を必ずお読みください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

製造 オステルAB(スウェーデン)

製造販売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com



WEBINAR ▶  
株式会社モリタ WEBセミナー

ISQ guides your  
implant treatments

# 迅速な意思決定

## 何を、いつ、どのように、 そしてなぜ

この度、オステルビーコンキャンペーンに合わせまして、オステル社による無料ウェビナーを配信いたします。講演いただくのは、ドイツのDr.Jörg-Martin Ruppin氏です。Dr.Ruppin氏はドイツ・ペンツベルクにてインプラントセンター Dr.Ruppin & Kollegen を設立され、2018年よりドイツインプラント学会(DGI)の指導医としてご活動されております。

Dr.Jorgは、2018年11月以来、新しいインプラントに関する評価の為511本のインプラントを設置し、1000以上のISQ測定値を取得してきました。この研究では、挿入トルク、骨質、ISQ値を測定し、標準化されたX線写真を使用して詳細に記録しています。また、即時・早期荷重と従来の荷重プロトコルを比較し、ISQ値の変化を追跡しました。

本講演では、ISQの仕組みとその測定内容、ISQ値の臨床的な活用方法、そして荷重プロトコルの安全性とリスクについて議論します。ISQ値に基づく臨床判断の質を高め、インプラント治療の成功率向上に寄与する内容となっております。ぜひご視聴ください。

なお、このウェビナーは2023年9月20日に録画されたものです。

オステルビーコン  
新規ご購入サマーキャンペーン実施中!  
期間 2025年7月22日~9月19日

販売名：オステルビーコン  
一般的名称 歯接触分析装置  
医療機器届出番号 27B1X00109000337  
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) / 特定保守管理機器  
製造販売 株式会社モリタ



講師

Dr Jörg-Martin Ruppin

配信期間

2025年7月22日(火) 9:00~  
2025年9月19日(金) 23:59

お申込み期限 2025年9月18日(木)

※期間中は繰り返しご視聴いただけます。セミナーは約60分間のお時間となっております。

受講料

無料

※当WEBセミナーの受講は、お申込みいただいたご本人限定とします。  
※当WEBセミナーの録画、録音、撮影など、一切の記録や複製によるアップロードなどの配信を禁止します。  
※Wi-Fi環境での受講をおすすめします。(カフェなどは一定の時間で通信が切られる場合がありますのでご注意ください)  
※通信状況により受講が困難となった場合の補填はできかねますのでご了承ください。

開催場所

オンデマンド配信ですので、ネット環境が繋がる場所ならば期間中いつでも閲覧可能です。  
写真撮影、ビデオ撮影、録音等はお断りさせていただきます。

お申込み方法

右記、2次元コードより、お申込みください。

申込み完了後「申込受付メール」が  
自動配信されます。  
ドメイン指定受信されている場合は  
解除をお願い致します。



※ご視聴には、モリタ友の会に登録(無料)が必要です。有料会員様はアドレスをご登録の上でご視聴いただけます。  
※ドメイン指定受信設定をされている場合は、morita-seminar@morita.comを受信できますよう設定変更をお願い致します。

お問合せ

株式会社モリタ 東日本インプラントチーム TEL 03-3834-6165  
西日本インプラントチーム TEL 06-6384-6921  
受付時間:9時~17時(土・日・祝祭日除く)

# セラビアン®ZR 陶材築盛の達人に学ぶ

## 足立先生 レシピ紹介 FCペーストステイン白歯活用編



### 足立 成 先生

株式会社カस्पデンタルサプライ /  
カナレテクニカルセンター

クラレノリタケデンタル株式会社  
インストラクター  
ADTAトレーニングセンター 講師

2009年 愛歯技工専門学校 卒業  
2009年 株式会社駿河歯研 勤務  
2013年 大阪セラミックトレーニングセンター 修了  
2013年 株式会社カस्पデンタルサプライ /  
カナレテクニカルセンター 勤務  
2023年 STF Digital Academy 修了

### FCペーストステイン レシピ使用色

デンティン色	エナメル色	透明色	強調色	調整色
Cervical 1	Dark Gray	Clear Glaze	Earth Brown	Yellow
A+	Blue	White		Pink

フルジルコニアクラウンを製作する際、セラビアンZR FCペーストステインは広範囲に塗布してもムラになりにくく、ベースシェードの調整から、細かなキャラクターの付与までおこなえるペーストタイプのステイン材です。ステイン材はあくまで表層に用いるため、塗布する量が増えるほど色自体が重なり、自然感に乏しくなりがちです。

エスティックカララントと組み合わせることにより、内部からの発色が期待でき、カラードジルコニアの色調をシンタリングした時点で目標シェードへ近づけることができるため、あとのステイン塗布での色調調整に有利となります。

※ステインを塗布した写真ですとわかりづらいため、ステイン1～3までは左がステインを塗布した範囲、右がステインを塗布した写真となっております。

※予告「足立先生によるエスティックカララントの症例はモリタ友の会2025年11月配布予定の「チェアサイド・ラボサイドで共有したい治療過程別にみる補綴・修復テクニック(仮題)」にも掲載予定です。



### フルジルコニアクラウン



図1 シェードテイク時の口腔内写真




図2 マテリアルはノリタケカタナジルコニアSTA3を選択した



図3 シェード写真を参考にエスティックカララントを使用してカラーリングをおこなった状態。塗布後の乾燥はセラミックトレー上に80℃～200℃で30分以上おこなう。

### ステイン1



図4 シンタリング後は、コンタクト・バイト・運動などを確認したのち必要であれば再度形態修正をおこない、鏡面研磨した状態。



図5a, b Pinkを薄く塗布。全体的に薄くむらにならないように塗布(焼成温度810℃、1分30秒保留)。

### ステイン2




図6a, b Cervical2を塗布。全体的に薄くムラにならないように塗布(焼成温度810℃、1分30秒保留)。

### ステイン3





図7a, b Pink:Cervical2:Whiteを混和したものを薄く塗布。

### ステイン4





図8a, b Pink:Blueを混合したものを薄くムラにならないよう塗布。ベースシェードの完成。

### ステイン5





図9a, b 固有咬合面内、側面に色味を足し、咬頭付近外斜面、辺縁隆線にはグレーで深みを強調する。ここで1度焼成する(焼成温度810℃、1分30秒保留)。

セラビアン®ZR 陶材築盛の達人に学ぶ

ステイン6



図10 頬側面全体に薄く白帯を表現する

ステイン7





図11a, b 隣接の彩度が高い部分にCV2をムラにならない程度に塗布。そして隣接のキャラクターを付与。ここで1度焼成する(焼成温度810℃、1分30秒係留)。



ステイン8




図12 ホワイトで白濁を付与。ここで1度焼成する(焼成温度810℃、1分30秒係留)。

ステイン9




図13 Pink・Blueを使って白濁に明暗を表現する。

ステイン10




図14 近心小窩にレディッシュブラウン、中心窩にアースブラウンとCV2を少し混合したもの、遠心小窩にアースブラウンとA+を混合したものを少量塗布、その周りにホワイトを塗布し、咬頭頂付近にも薄くホワイトを塗布した。その他ブルーとピンクを混合して必要なところに必要な色を塗布する。ここで1度焼成する(焼成温度810℃、1分30秒係留)。

ステイン11



図15 色調確認後、Clear Glazeを塗布(焼成温度810℃、1分30秒係留)。最後にシリコンポイントなどで艶の調整をおこない完成。

口腔内



図16 a, b 口腔内装着時の側方面観と咬合面観。

# フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン

期間 2025年8月21日～9月19日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン」を企画いたしました。期間中 特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科用陶材

## セラビアン®ZR FCペーストステイン



単品 5g

- 標準価格 各6,500円 202280647
- 容量 各5g
- 色調 Glaze, Clear Glaze



単品 3g

- 標準価格 各3,900円 202280646
- 容量 各3g
- 色調

Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+, C+, D+, White, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluoro

- 販売名 セラビアンZR
- 一般的名称 歯科用陶材
- 医療機器認証番号 223AFBZX00161000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

単品各色を特別価格にてご提供!



歯科用陶材

## セラビアン®ZR FCペーストステイン ベーシックキット

■標準価格 34,500円 202280651

- キット内容
- 5g…Clear Glaze
- 各3g…Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, A+, White, Earth Brown, Salmon Pink
- FCペーストステイン カラーガイド, ESリキッド

- 販売名 セラビアンZR
- 一般的名称 歯科用陶材
- 医療機器認証番号 223AFBZX00161000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

特別価格にてご提供!

FCペーストステイン 色調表		5g								
ベニシアン	Cervical 1	エナメル色	Light Gray	強調色	White	透明色	Glaze	調整色	Value	Salmon Pink
	Cervical 2		Dark Gray		Mamelon Orange 1		Clear Glaze		Black	Pink
	Cervical 3		Grayish Blue		Mamelon Orange 2				Green 1	Red
	A+		Blue		Earth Brown				Green 2	Fluoro
	B+				Reddish Brown				Yellow	
	C+									
	D+									

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)  
www.dental-plaza.com



# 刃 KATANA<sup>®</sup> ジルコニア MLシリーズ2枚パック お買い得キャンペーン

期間 2025年8月21日~9月19日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
**「カタナ カタナジルコニアMLシリーズ2枚パックお買い得キャンペーン」**を企画いたしました。  
 カタナジルコニア14mmまたは18mmまたは22mmのサイズでシェードを限定し、  
 同一商品を2枚セットにして、期間中 **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

カタナ ジルコニア **YML**  
 (A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**

カタナ ジルコニア **HTML PLUS**  
 (A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**

カタナ ジルコニア **STML**  
 (A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 22mm 標準価格 43,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**

カタナ ジルコニア **UTML**  
 (A1/A2/A3/A3.5)


14mm 標準価格 36,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**  
 18mm 標準価格 38,000円 × 2枚 **特別価格にてご提供!**

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

【KATANA】、「カタナ」はノリタケ株式会社の登録商標です。  
 販売名 ノリタケ カタナジルコニア 一般名称 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号 223AFB2X00185000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28  
 ●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 **クラレノリタケデンタル株式会社**  
 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 **株式会社 モリタ**  
 大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
 お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
 <歯科医療従事者様専用>  
 www.dental-plaza.com



## 商品構成



シリーズ	色調	形状						
		直径	φ 98.5mm					
		厚み	10mm	14mm	18mm	22mm	26mm	
YML	NW	標準価格		36,000円 202270653	38,000円 202270654	43,000円 202270655		
	B1		B2	B3	C1	C2	C3	D2
HTML PLUS	NW	標準価格		36,000円 202270649	38,000円 202270650	43,000円 202270651		
	B1		B2	B3	C1	C2	C3	D2
STML	NW	標準価格		36,000円 202270636	38,000円 202270637	43,000円 202270638		
	A1		A2	A3	A3.5	A4		
UTML	A1	標準価格		36,000円 202270646	38,000円 202270647			
	A2		A3	A3.5	A4	ENW	EA1	
HT	HT10	標準価格		28,000円 202270622	32,000円 202270625	35,000円 202270628	38,000円 202270631	42,000円 202270634
	HT12		HT13					

## 関連製品


ジルコニア用シンタリングファーン

# ノリタケ カタナ F-2 N

短時間焼成に対応したジルコニア用シンタリングファーン



単冠~3本ブリッジ約90分~の焼成を実現  
 熱衝撃に強い短時間焼成用のファイバー製サヤを採用しました。



常時最高1600℃で使用可能  
 常時最高1600℃の高温で使用可能なMoSi2ヒーターと熱電対を採用。



ロングスパンブリッジの焼成が可能  
 ロングスパンブリッジの収納が可能な内径φ96mmの焼成サヤを採用しています。



電源電圧:200V 単相20A以上  
 消費電力:2300VA  
 本体寸法:W340×D390×H780mm  
 本体質量:約62kg  
 炉内寸法:φ110×H85mm  
 ヒーター:MoSi2ヒーター4本  
 最高使用温度:1600℃  
 プログラム数:200プログラム  
 ステップ数:最大20(ユーザープログラム)  
 付属品:上部ケーシング×1、下部ケーシング×1、セラミック製サヤ×2、ファイバー製サヤ×1、ファイバー製サヤ×1

標準価格:1,698,000円 202270444

※別売品  
 カタナ ジルコニアピース(1kg) 70,000円 202270510  
 カタナ シンタリングプレート-B 25,000円 202270514



焼成完了予測時間の表示



ノリタケ カタナ プログラム  
 プリセットされた「ノリタケ カタナ ジルコニア」シリーズの焼成プログラム  
 No.6,7に短時間焼成プログラムがインストールされています。



ユーザープログラム  
 最大180プログラムまで設定が可能です。また、ユーザープログラムでは最大20ステップの入力ができます。


その他の機能  
 ・昇降時のステージ位置の設定が可能  
 ・アイドルプログラムの設定が可能

販売 **株式会社モリタ** 大阪本社:大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社:東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161 お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)  
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
 製造販売 SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

販売名:ノリタケ カタナ F-2 N 一般名称:歯科加工用ポーセレン焼成炉 機器の分類:一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号:25B2X10003000014  
 販売名:ノリタケ カタナ ジルコニア 一般名称:歯科切削加工用セラミックス 機器の分類:管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号:223AFB2X00185000  
 販売名:セラビアンZR 一般名称:歯科用陶材 機器の分類:管理医療機器(クラスII) 医療機器認証番号:223AFB2X00161000  
 【KATANA】、「カタナ」及び「セラビアン」はノリタケ株式会社の登録商標です。  
 www.dental-plaza.com

## フルクラウン用ジルコニア


**YML** イットリア マルチ レイヤー  
Yttria Multi Layered



短時間焼成でも、安定した色調が得られます。

## 優れた機械的特性と透光性を融合

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のYMLは、異なる色調、透光性、機械的強度を有する原料を積層したジルコニアディスクです。独自に開発したジルコニア原料と製造方法に更なる改良を加えることで、シームレスなグラデーションと共に、優れた機械的特性と透光性を融合させました。



測定条件：無着色ジルコニア(原材料)を使用  
 ※1 ISO6872：2016準拠(3点曲げ試験)、試験片サイズ：3×4×40mm  
 ※2 全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0mm  
 クラレノリタケデンタル(株)測定：条件により数値は異なります。

(1)内%はディスクに占める各レイヤー層の厚み割合

## 高い適合精度

独自に開発したジルコニア原料と成形技術、高い品質管理により、焼成収縮による変形を抑制しています。これらの技術により、ロングスパンブリッジにおいて高い適合精度を達成しました。



## 少量の陶材、ステインで仕上げ可能

透光性の高いエナメル層と明るく生命感のあるボディ層とが、境目のないシームレスなグラデーションとなっているため、ステインやグレース、または少量の陶材のみで仕上げることができます。

フルジルコニアクラウン ノリタケ カタナ® ジルコニア YML(A1)使用



1. 支台歯形成後 2. ステイン®塗布 ※セラビアン®Zr FCベースステイン 3. 完成 4. 口腔内装着

## フルクラウン用ジルコニア

**HTML PLUS/STML/UTML** シリーズ



### 4層からなるレイヤー構造



**HTML PLUS** ハイ トランスルーセント マルチ レイヤー High Translucent Multi Layered 高い機械的特性を有するグラデーションディスクでロングスパンブリッジにも対応可能です。

### ■色調設定



※NW：ノリタケシェードガイド、その他：VITAクラシカルシェードガイド



レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

**STML** スーパー トランスルーセント マルチ レイヤー Super Translucent Multi Layered

色調のみならず透光性のグラデーションを有し、臨床における様々な色調の支台歯に対し安定した色調表現が可能です。

### ■色調設定



※NW：ノリタケシェードガイド、その他：VITAクラシカルシェードガイド



レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

**UTML** ウルトラ トランスルーセント マルチ レイヤー Ultra Translucent Multi Layered

色調設定の異なる、「スタンダードシェード」、「エナメルシェード」の2種類から選択いただけます。「エナメルシェード」は、切端から中央部(①部分)の彩度が抑えられており、ステインによる多彩な表現を目的としたタイプです。

### ■色調設定



※VITAクラシカルシェードガイド



レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

対象商品	品名	セールコード	入数	セット内容	メーカー希望価格(税別) / 箱
1	Check-Up standard (135g)	205060787	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up standard (5g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味</li> <li>Check-Up standard (5g) 試供品 ※ご購入商品と別香味</li> <li>Check-Up患者様用リーフレット(使い分け)</li> <li>フッ化物滞留性強化と耐酸性向上技術資料</li> <li>う蝕・歯周病おすすり製品ボード(85サイズ)</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	4,800円
	マイルドピュアミント	205060788			
2	Check-Up rootcare α (90g)	205060795	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up rootcare α (10g) 試供品</li> <li>Check-Up rootcare α 患者様用リーフレット</li> <li>Check-Up rootcare α 製品ガイド</li> <li>PCA・FCaP技術資料</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	7,600円
3	Check-Up gel ミント (75g)	205060748	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up gel ミント (10g) 試供品</li> <li>Check-Up患者様用リーフレット(使い分け)</li> <li>う蝕・歯周病おすすり製品ボード(85サイズ)</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	5,000円
4	Check-Up gel (60g)	バナナ	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up gel (10g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味</li> <li>Check-Up患者様用リーフレット(使い分け)</li> <li>う蝕・歯周病おすすり製品ボード(85サイズ)</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	4,600円
		グレープ			
		ピーチ			
5	Check-Up kodomo 500 (60g)	205060782	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up kodomo 500 (5g) 試供品</li> <li>Check-Up患者様用リーフレット(使い分け)</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	2,000円
6	Check-Up kodomo (60g)	ストロベリー	1箱10個	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check-Up kodomo (5g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味</li> <li>Check-Up患者様用リーフレット(使い分け)</li> <li>Check-Up セレクトガイド</li> </ul>	2,000円
		アップル			
		グレープ			
7	Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ	S	1箱12個	<ul style="list-style-type: none"> <li>★オリジナル歯ブラシケース2個入り</li> <li>Check-Up歯ブラシ患者様用リーフレット</li> <li>Check-Up歯ブラシ 製品ガイド</li> <li>Check-Up歯ブラシSTANDARDタイプ 症例集</li> <li>歯ブラシセレクトガイド</li> </ul>	3,180円
		M			
	Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ	S	1箱12個	<ul style="list-style-type: none"> <li>★オリジナル歯ブラシケース2個入り</li> <li>Check-Up歯ブラシ患者様用リーフレット</li> <li>Check-Up歯ブラシ 製品ガイド</li> <li>歯ブラシセレクトガイド</li> <li>Check-Up歯ブラシWIDEタイプ症例集</li> </ul>	3,600円
		M			
8	DENT.MAXIMA	S	1箱12個 (4色×各3個)	<ul style="list-style-type: none"> <li>★オリジナル歯ブラシケース2個入り</li> <li>DENT.MAXIMA患者様用リーフレット</li> <li>歯ブラシセレクトガイド</li> </ul>	3,360円
		MS			
		M			

※価格に消費税は含まれておりません。

お申込方法

歯科用品商様にご注文される場合には、「ライオン 2025 オータムセール Vol.1」とご指定のうえ商品をご注文ください。セット品は商品と同時に届けていたします。

お願い

「ライオン 2025 オータムセール Vol.1」の商品には、数量に限りがありますので、期間中でもセールの打ち切りをさせていただくことがあります。景品の実物や、色、デザイン等、写真と若干異なる場合がございますが、あらかじめご了承願います。上記対象商品以外でのセールセットのご指定はご遠慮ください。



セールについてのお問い合わせは  
**ライオン歯科材株式会社**までどうぞ  
東京 ☎ (03) 6739-9012  
大阪 ☎ (06) 7739-8424

ご注文はお取引の歯科用品商様へ  
お申し込みをお待ちしております。

お取引歯科用品商様名

2025.08.RQ④

**5分**で測定できる **唾液検査 SMT** Salivary Multi Test  
多項目・短時間唾液検査システム

- ① 採取 ② 測定 ③ 結果

簡単3ステップ、測定時間はわずか **5分**。

「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目をチャートで表示。口腔内の状況が一目でわかるため、患者様の理解もスムーズです。ぜひ、患者様の口腔ケア意識向上の一手にご活用ください。



SMTの詳細は、専用ウェブサイトをご覧ください  
資料請求・デモのご依頼はウェブサイトの「お問い合わせ」より承っております

▶ <https://lionpro.lionshop.jp/>

ライオン 唾液検査 検索



セール期間: 2025年8月26日(火)~9月19日(金) 数量限定

- 対象商品 1 2 3 4 5 6

Check-Up シリーズ



対象商品 7 Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ / WIDEタイプ



対象商品 8 DENT.MAXIMA



セール内容につきましては、中面をご覧ください。

ご注文はお取引の歯科用品商様へ

お申し込みをお待ちしております。

対象商品

1

Check-Up standard

医薬部外品 1箱(10個)

マイルドピュアミント 販売名:チェック・アップSTeA  
マイルドシトラスミント 販売名:チェック・アップSTeB

う蝕予防歯磨剤のスタンダード※1

※1 ブランド内

フッ化ナトリウム 1450ppmF



いずれか 1 箱購入でのセットの内容です!

Check-Up standard (135g)

- Check-Up standard (5g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味 10個
- Check-Up standard (5g) 試供品 ※ご購入商品と別香味 2個
- Check-Up患者様用リーフレット(使い分け) 10部
- フッ化物滞留性強化と耐酸性向上技術資料 1部
- う蝕・歯周病おすすめ製品ボード(B5サイズ) 1部
- Check-Upセレクトガイド 1部



※Check-Up standard マイルドピュアミント試供品のイメージ画像です



対象商品

2

Check-Up rootcare α

医薬部外品 1箱(10個)

販売名:チェック・アップR8a

根面が露出した口腔内におすすめのう蝕予防ハミガキ

フッ化ナトリウム 1450ppmF



1 箱購入でのセットの内容です!

Check-Up rootcare α (90g)

- Check-Up rootcare α (10g) 試供品 5個
- Check-Up rootcare α 患者様用リーフレット 10部
- Check-Up rootcare α 製品ガイド 1部
- PCA・FCaP技術資料 1部
- Check-Up セレクトガイド 1部



※試供品のイメージ画像です

対象商品

3

Check-Up gel ミント

医薬部外品 1箱(10個)

販売名:チェック・アップGZAa

う蝕ハイリスクのケアに、いつもの歯みがきに加えて使用するフッ化物配合ジェル

フッ化ナトリウム 1450ppmF



1 箱購入でのセットの内容です!

Check-Up gel ミント(75g)

- Check-Up gelミント(10g) 試供品 5個
- Check-Up患者様用リーフレット(使い分け) 10部
- う蝕・歯周病おすすめ製品ボード(B5サイズ) 1部
- Check-Upセレクトガイド 1部



※試供品のイメージ画像です



2025年5月21日  
WIDE  
タイプ  
新登場

磨きにくい所にしっかり届く

STANDARD タイプ S・M



メーカー希望患者様向け価格  
/個:320円(税抜)

幅広ヘッドで効率よく磨ける

WIDE タイプ S・M



メーカー希望患者様向け価格  
/個:360円(税抜)

どの部位にも当てやすく、優れたプラーク除去効果を発揮

Check-Up 歯ブラシ

W フラット  
ダブル植毛

ラウンド毛とスーパーテーパー毛のダブル植毛が  
歯面・咬合面、歯間部・歯頸部、さらに白歯部まで届き、  
優れたプラーク除去効果を発揮します。



- 持ちやすく滑りにくいラバーハンドル
- 白歯部にも届きやすい薄型ヘッド+スリムネック

3分でわかる製品紹介動画



# う蝕リスクに対応できるCheck-Upシリーズ。

対象商品

4

**Check-Up gel**

医薬部外品 1箱(10個)

バナナ 販売名:チェック・アップGXCa  
グレープ 販売名:チェック・アップGYD  
ピーチ 販売名:チェック・アップGYC

う蝕ハイリスクのケアに、  
いつもの歯みがきに  
加えて使用するフッ化物配合ジェル



いずれか 1 箱購入での  
セットの内容です!

Check-Up gel(60g)

- Check-Up gel(10g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味 5個
- Check-Up患者様用リーフレット(使い分け) 10部
- う蝕・歯周病おすすり製品ボード(B5サイズ) 1部
- Check-Upセレクトガイド 1部



※Check-Up gelバナナ試供品のイメージ画像です

対象商品

5

**Check-Up kodomo 500**

医薬部外品 1箱(10個)

販売名:チェック・アップコドモBa

6歳未満のお子様が  
安心して使用できる  
500ppmFのソフトペースト

フッ化ナトリウム 500ppmF



1 箱購入でのセットの内容です!

Check-Up kodomo 500(60g)

- Check-Up kodomo 500(5g) 試供品 10個
- Check-Up患者様用リーフレット(使い分け) 10部
- Check-Up セレクトガイド 1部



※試供品のイメージ画像です

対象商品

6

**Check-Up kodomo**

医薬部外品 1箱(10個)

ストロベリー 販売名:チェック・アップコドモAb  
アップル 販売名:チェック・アップコドモAc  
グレープ 販売名:チェック・アップコドモAa

日常使いに適した  
フッ化物配合ペースト

フッ化ナトリウム 950ppmF



いずれか 1 箱購入での  
セットの内容です!

Check-Up kodomo(60g)

- Check-Up kodomo(5g) 試供品 ※ご購入商品と同一香味 10個
- Check-Up患者様用リーフレット(使い分け) 10部
- Check-Up セレクトガイド 1部



※Check-Up kodomoストロベリー  
試供品のイメージ画像です

対象商品

7

**Check-Up 歯ブラシ**

STANDARDタイプ/  
WIDEタイプ

S・M 1箱(12個)

「フラットダブル植毛」でプラークにダブルアプローチ



STANDARDタイプ  
磨きにくい所にしっかり届く

WIDEタイプ  
幅広ヘッドで、効率良く磨ける

いずれか 1 箱購入での  
セットの内容です!

Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ(S・M)

- オリジナル歯ブラシケース2個入り 1セット
- Check-Up歯ブラシ患者様用リーフレット 12部
- Check-Up歯ブラシ 製品ガイド 1部
- Check-Up歯ブラシSTANDARDタイプ 症例集 1部
- 歯ブラシセレクトガイド 1部



Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ(S・M)

- オリジナル歯ブラシケース2個入り 1セット
- Check-Up歯ブラシ患者様用リーフレット 12部
- Check-Up歯ブラシ 製品ガイド 1部
- 歯ブラシセレクトガイド 1部
- Check-Up歯ブラシWIDEタイプ症例集 1部



対象商品

8

**DENT. MAXIMA**

S・MS・M 1箱(12個)

超薄型ヘッドで  
ワンステップ上の  
TBIIにおすすり



kodomoシリーズの  
動物キャラがかわいい!

いずれか 1 箱購入での  
セットの内容です!

DENT. MAXIMA(S・MS・M)

- オリジナル歯ブラシケース2個入り 1セット
- DENT. MAXIMA患者様用リーフレット 12部
- 歯ブラシセレクトガイド 1部



景品  
オリジナル  
歯ブラシケース  
2個入り

●サイズ:約W197×H29×D37mm ●材質:PP